

Hand-bikes

Caratteristiche tecniche



- Telaio in alluminio
- Forcella in alluminio.
- Gruppo cambio Shimano XT a 27 rapporti o cambio RevoShift a 24 rapporti.
- Comandi freno e cambi sulle manopole di spinta.
- Freno di stazionamento.
- Ruota anteriore da 26".
- Ruote posteriori da 26" montate con copertoncini, campanate 1°, 6° o 12°.
- Schienale anatomico imbottito alto 49 cm, regolabile in profondità ed in inclinazione.
- Sedile rigido imbottito larghezza 34 cm.
- Appoggia gambe regolabile in profondità con sostegno appoggia-piedi in PVC regolabile.
- Barra paraurti posteriore estraibile.
- Ciclocomputer senza filo.
- Peso: 17,4 kg




Barra paraurti regolabile ed estraibile



Computer



Schienale imbottito



Altezza 49 cm

Manopole per tetraplegici




H




F

Lunghezza asse



Campanatura 12°



Campanatura 6°


Scheda d'ordine

- Altezza movimento centrale-telaio (A): 30 36 cm
- Colore telaio: rosso Ferrari nero blu metallizzato grigio metallizzato giallo pastello
- Serie pignoni: 11-12-14-16-18-21-24-28-32 12-13-14-15-16-17-19-21-23
- Guarnitura: 22-32-44 denti (Shimano) 30-39-48 denti (Miche) 30-42-52 denti (Shimano)
- Cambio: Mod. Shimano Revo Shift a 24 rapporti Mod. Shimano XT a 27 rapporti
- Campanatura: 1° 6° 12°
- Seduta: Standard Distesa
- Distanza movimento centrale - schienale (C): cm
- Distanza movimento centrale - fine sedile (B): cm

Optional

- Copriraggi: con scritta **OFFCARR** senza scritta **OFFCARR**
- Asta con bandierina:
- Portaborraccia: Borraccia: tipo (F) tipo (H) tipo (H)
- Manopole per tetraplegici:
- Aggancio-sgancio rapido scarpetta:
- Luce ad intermittenza anteriore e posteriore:
- Freno anteriore a disco:
- Barra paraurti posteriore con rullo:

Misure manovelle



Via dell' Artigianato II, 29
35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. +39 049 9325733 - Fax +39 049 9325734
www.offcarr.com - offcarr@offcarr.com

Timbro Rivenditore

Data: _____
Numero d'ordine: _____
Rif. Utente: _____
Note: _____