

Caratteristiche tecniche

- Telaio in acciaio.
- Ruota anteriore da 14" con copertura pneumatica.
- Attacco universale o personalizzato
- Braccetti di fissaggio regolabili in larghezza ed inclinazione.
- Fanalino anteriore e segnalatore acustico.
- Doppio freno
- Velocità: selezionabile a 3 livelli
- Autonomia per ciclo di carica: 50 km.
- Peso totale senza batteria: da 9,5 kg
- Sistema frenante: a disco.
- Batteria: 36volt, al litio (peso 2,4 kg).
- Cavalletto di serie per attacco Universale
- Tempo ricarica: 4h.



Attacco UNIVERSALIZZATO



Attacco UNIVERSALE

Per ragioni di sicurezza Ruotino con attacco Universale può essere applicato solo su carrozzine con pedane non estraibili.

Scheda d'ordine RUOTINO.6 RUOTINO

-Attacco: Universale Personalizzato

-Modello carrozzina su cui applicare Ruotino :

-Larghezza esterna dei tubi anteriori del telaio : (L) cm
(Prendere la misura a 32 cm da terra)

-Diametro del tubo anteriore carrozzina: mm


-Forma tubo anteriore: Tondo Ovale

-Distanza della pedana rispetto al sedile: (D) cm
(Prendere la misura dalla fine anteriore della pedana)

-Acceleratore: Levetta Manopola

-Lato acceleratore: Destro Sinistro

-Colore telaio: grigio metallizzato



Optional

- Cyclocomputer senza fili
- Batteria di riserva
- Cestino
- Biga per carrozzina telaio fisso
- Biga per carrozzina telaio pieghevole
- Colore diverso dallo standard:



BIGA per telaio fisso

(vedere catalogo "Colori")



Via dell'Artigianato II, 29
35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. +39 049 9325733 Fax. +39 049 9325734
www.offcarr.com - offcarr@offcarr.com

Timbro Rivenditore

Data: _____
Numero d'ordine: _____
Rif. Utente: _____
Note: _____