

Timbro Rivenditore



Data: _____

Preventivo _____

Numero d'ordine: _____

Rif. Utente: _____

Gennaio 2020 · Firma _____



SISTEMI POSTURALI PER IL BACINO

CODICE N.T. (sugg.) 18.09.39.006 (DPCM 2017) 18.09.39.015 (DM 1999)

misure standard mis. maggiorate mis. personalizzate

contrassegnare la misura selezionata e/o indicare il numero di pezzi

ADJUSTER O2

6 cm (altezza cuscino)

10 cm (altezza cuscino)

Larghezza seduta

cm	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
35											
38											
40											
43											
45											
48											
50											
53											
55											
58											
60											

Profondità seduta

Larghezza seduta

cm	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
35											
38											
40											
43											
45											
48											
50											
53											
55											
58											
60											

Profondità seduta

VECTOR O2

6 cm (altezza cuscino)

10 cm (altezza cuscino)

Larghezza seduta

cm	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
35											
38											
40											
43											
45											
48											
50											
53											
55											
58											
60											

Profondità seduta

Larghezza seduta

cm	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
35											
38											
40											
43											
45											
48											
50											
53											
55											
58											
60											

Profondità seduta

La profondità del cuscino posturale deve essere uguale a quella della carrozzina. La larghezza può essere maggiore fino a 2,5 cm a quella della seduta (tenendo conto dell'accomodamento delle celle).

Timbro Rivenditore



Data: _____

Preventivo _____

Numero d'ordine: _____

Rif. Utente: _____

Gennaio 2020 · Firma _____



SISTEMI POSTURALI PER IL BACINO

CODICE N.T. (sugg.) 18.09.39.006 (DPCM 2017) 18.09.39.015 (DM 1999)

misure standard mis. maggiorate mis. personalizzate

contrassegnare la misura selezionata e/o indicare il numero di pezzi

ACTIVE O2

6 cm (altezza cuscino)

9 cm (altezza cuscino)

Larghezza seduta

cm	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
35											
38											
40											
43											
45											
48											
50											
53											
55											
58											
60											

Profondità seduta

Larghezza seduta

cm	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
35											
38											
40											
43											
45											
48											
50											
53											
55											
58											
60											

Profondità seduta

La larghezza del modello Active O2 non deve eccedere quella della seduta della carrozzina

TWIN O2

6 cm (altezza cuscino)

10 cm (altezza cuscino)

Larghezza seduta

cm	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
35											
38											
40											
43											
45											
48											
50											
53											
55											
58											
60											

Profondità seduta

Larghezza seduta

cm	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
35											
38											
40											
43											
45											
48											
50											
53											
55											
58											
60											

Profondità seduta

La profondità del cuscino posturale deve essere uguale a quella della carrozzina. La larghezza può essere maggiore fino a 2,5 cm a quella della seduta (tenendo conto dell'accomodamento delle celle).

Timbro Rivenditore



Data: _____

Preventivo _____

Numero d'ordine: _____

Rif. Utente: _____

Gennaio 2020 · Firma _____

SISTEMI POSTURALI PER IL BACINO

CODICE N.T. (sugg.) 18.09.39.006 (DPCM 2017) 18.09.39.015 (DM 1999)

misure standard mis. maggiorate mis. personalizzate
contrassegnare la misura selezionata e/o indicare il numero di pezzi



ADJUSTER 12 O2 · h 12

Larghezza		35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
35												
38												
40												
43												
45												
48												
50												
53												
55												
58												
60												

CENTRE RELIEF O2 · h 10

Larghezza		35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
35												
38												
40												
43												
45												
48												
50												
53												
55												
58												
60												

POMMEL CUSHION O2 · h 10

Largh.		35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
35												
38												
40												
43												
45												
48												
50												
53												
55												
58												
60												

XXTRA O2 · h 10

Larghezza · h10 cm		55	60	65	70	75
45						
50						
55						
60						
65						
70						
75						

JUNIOR VECTOR O2

Larghezza		25	28	30	33	35
25						
28						
30						
33						
35						

La profondità del cuscino posturale deve essere uguale a quella della carrozzina. La larghezza può essere maggiore fino a 2,5 cm a quella della seduta (tenendo conto dell'accomodamento delle celle).

Timbro Rivenditore



Data: _____

Preventivo _____

Numero d'ordine: _____

Rif. Utente: _____

Gennaio 2020 · Firma _____



misure standard mis. maggiorate non disponibili

contrassegnare la misura selezionata e/o indicare il numero di pezzi

Larghezza **MULTIFUNCTIONAL O2 SEDUTA· h 8**

cm	37	40	45	50
Prof.	52			

CODICE N.T. (sugg.) 18.09.39.006 (DPCM 2017) 18.09.39.015 (DM 1999)

Larghezza **MULTIFUNCTIONAL O2 SCHIENALE**

cm	36	37	40	41	43	45	46	48	50	54	58
Altezza schienale	36										
	38										
	40										
	43										
	45										
	48										
	50										
	52										
	54										
	58										
	60										

CODICE N.T. (sugg.) 18.09.39.009 (DPCM 2017) 18.09.39.021 senza 18.09.39.015 (DM 1999)

Larghezza **SCHIENALE ANATOMIC BACK**

cm	30	35	40	45	50
Altezza schienale	32				
	40				
	48				
	56				

CODICE N.T. (sugg.) 18.09.39.009 (DPCM 2017) 18.09.39.021 senza 18.09.39.015 (DM 1999)

- Small . . . 40 x 20 cm
- Medium 45 x 20 cm
- Large . . . 50 x 20 cm

BUTTERFLY

SUPPORTO LOMBARE

- Small . . . < 38 cm
- Medium 38 - 43 cm
- Large . . . 43 - 48 cm

ALLROUNDER O2

PROTEZIONE INDOSSABILE

Larghezza **CUSCINO LIBERTY PROFILE**

cm	40	43	45	48	50
Profondità seduta	25				
	28				
	30				
	33				
	35				

CODICE N.T. (sugg.) 03.33.03.018 (DM 1999)

Larghezza **CUSCINO LIBERTY**

cm	40	43	45	48	50
Profondità seduta	40				
	43				
	45				
	48				
	50				

CODICE N.T. (sugg.) 03.33.03.018 (DM 1999)

- Small . . . 43 x 43 cm
- Medium 50 x 45 cm

LIBERTY TC

per sedile WC

CODICE N.T. (sugg.) 03.33.03.018 (DM 1999)

- Small . . . 36 - 40 cm
- Medium 40 - 44 cm
- Large . . . 44 - 48 cm

LIBERTY BACK

SCHIENALE

- Small . . . 68 x 140 cm
- Medium 80 x 200 cm
- Large . . . 90 x 200 cm

MATERASSO 415

MATERASSO

CODICE N.T. (sugg.) 04.33.06.021 (DPCM 2017) 03.33.03.033 (DM 1999)