

# Saphira

SAPHIRA è una carrozzina leggera in alluminio, con telaio pieghevole. Il corpo della seduta è libero di muoversi sui montanti del telaio permettendo di modificare il set-up della carrozzina con molta semplicità.

Di serie vengono fornite le maniglie regolabili in altezza per accompagnatore ed un antiribaltamento di sicurezza.



CE **TELAIO PIEGHEVOLE**

*SAPHIRA is a lightweight aluminum wheelchair with folding frame. The body of the seat is free to move on the uprights of the frame, allowing you to change the set-up of the wheelchair with great ease.*

*The basic configuration includes the height-adjustable pushing handles for assistant and one safety anti-tip device.*





DI SERIE

Maniglie per accompagnatore dritte regolabili in altezza  
Straight height adjustable pushing handles for assistant



Maniglie per accompagnatore abdotte regolabili in altezza  
Abducted height adjustable pushing handles for assistant



Manigliere per accompagnatore regolabile in altezza (optional)  
Height adjustable pushing bar for assistant (optional)



Braccioli regolabili in altezza.  
Height adjustable arm-rests.



DI SERIE

Antiribaltamento girevole.  
Revolving anti-tip device.



DI SERIE

Predellino regolabile in inclinazione con blocchetto di regolazione della posizione.  
Tilt adjustable foot-plate with adjustable position device.

cm	cm	cm	cm	A cm	B cm	cm
24	3°	26	25	A : min. 36 max. 46 B : min. 40 max. 48 misure indicative approximate measurements	media 80	13,1 Kg con seduta seat 30x30cm
26	48	28	27			
28	50	30	29			
30	52	32	31			
32	54	34	33			
34	56	36	35			
36	58		37			
	60		39			
			41			

Per l'ordinazione e relativi accessori vedere la rispettiva scheda d'ordine. - Please refer to the order form for accessories and options related to the order.

Garanzia telaio 3 anni - 3 year frame warranty

# Vicair Vector



Adjuster junior vector



Misure disponibili:  
Larghezza x profondità  
25x25 cm  
30x30 cm  
35x35 cm



L'Academy Junior Vector è un cuscino posturale antidecubito studiato appositamente per i bambini. Le varie sezioni che lo compongono sono modificabili individualmente; la sagomatura anatomica e la speciale divisione in 6 compartimenti permettono un'ottima seduta e stabilità funzionale. Inoltre l'abduzione integrato anteriormente impedisce lo scivolamento in avanti ed i due settori laterali leggermente più elevati rispetto al settore centrale aiutano il contenimento del bacino. Il cuscino Adjuster Junior Vector fonde leggerezza e delicatezza per offrire un'efficace funzione antidecubito con il massimo confort.

Suggerito:

Per stabilizzare la seduta ed assicurare un'elevata azione antidecubito.

## Colori

TELE *Fabrics*

A B C D E F

A - Arancio

B - Rosso

C - Verde

D - Azzurro

E - Bluette

F - Nero



A - Orange

B - Red

C - Green

D - Light blue

E - Cornflower blue

F - Black



Set Anodizzati  
*Anodized Set*

(A) azzurro, (B) rosso, (C) viola ciclamino, (D) arancio, (E) verde, (F) argento  
 (A) light blue, (B) red, (C) cyclamen purple, (D) orange, (E) green, (F) silver



# Colori

## COLORI TELAI FRAME COLOURS



- 14 Bianco Perlato  
*Pearl white*
- 21 Grigio Metallizzato  
*Metallic grey*
- 22 Alluminio lucido (solo per telai in alluminio)  
*Shiny aluminium (only for aluminium frames)*
- 4 Antracite  
*Anthracite*
- 29 Azzurro metallizzato  
*Metallic light blue*
- 6 Blu metallizzato  
*Metallic blue*
- 5 Nero brillante  
*Glossy black*
- 12 Giallo Pastello  
*Pastel yellow*
- 42 Bronzo  
*Bronze*
- 28 Arancio  
*Orange*
- 32 Rosa metallizzato  
*Metallic pink*
- 33 Rosso perlato  
*Pearl red*
- 31 Rosso Ferrari  
*Ferrari red*
- 41 Viola ciclamino  
*Cyclamen light purple*

## NUOVI COLORI ANODIZZATI PER TELAI IN TITANIO ( processo elettrochimico ) NEW TITANIUM FRAME COLOURS ( electrochemical treatment )



- 100 Titanio lucido  
*Shiny titanium*
- 101 Titanio naturale  
*Natural titanium*