


Happy Standing



Stabilizzatore mobile riabilitativo, regolabile. Progettato per compensare difficoltà motorie e per favorire rapporti relazionali. Permette di mantenere una posizione eretta e consente di spostarsi autonomamente in casa o in un centro di riabilitazione. Disponibile con ruote da 22", 24", 26", 28" e 32" in base all'altezza dell'utilizzatore.

Adjustable rehabilitative mobile standing frame, designed to aid motor problems and help interacting with people. It enables the user to be in an upright position and move about autonomously at home and in rehabilitation centres. Available with 22", 24", 26", 28" or 32" wheels on the base of the user's height.



- 1 Regolazione altezza corpetto
Chest support height adjustment
- 2 Regolazione altezza corpetto e tavolino
Table and chest support height adjustment
- 3 Regolazione larghezza corpetto
Chest support width adjustment



Ruotina con freno
Locking caster



Regolazione manuale inclinazione tavolino
Table tilt manual adjustment



Leva per regolazione inclinazione
Tilt adjustment lever





Divaricatore anatomico
Anatomic abductor



Sellino con sostegno bacino
Seat with pelvic support



Ginocchiere regolabili
Adjustable knee supports




Diametro ruote grandi <i>Big wheels diameter</i>	22"	24"	26"	28"	32"
Altezza utilizzatore <i>User height D</i>	80-100	90-110	100-125	105-130	120-150
Altezza sottoascellare <i>Armpit height A-H</i>	58-73	65-80	73-91	76-94	87-109
Altezza bacino <i>Pelvis height B</i>	40-51	45-56	51-63	53-66	61-76
Altezza sotto-rotula ginocchio <i>Beneath kneecap height C</i>	21-27	24-29	27-33	28-35	32-40
Inclinazione struttura <i>Frame inclination</i>	5°/30°	5°/30°	5°/30°	5°/30°	5°/30°
Inclinazione pedana <i>Foot-rest inclination</i>	90° +/-15°	90° +/-15°	90° +/-15°	90° +/-15°	90° +/-15°
Campanatura ruote grandi <i>Big wheels camber</i>	4°	4°	4°	4°	4°
Portata massima <i>Max load (kg)</i>	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	75 kg
Larghezza complessiva <i>Total width L</i>	58	58	64	64	70
Lunghezza complessiva <i>Total length P</i>	80	80	98	98	98

misure indicative, espresse in cm Approx. measurements in cm

Per l'ordinazione e relativi accessori vedere la rispettiva scheda d'ordine. - Please refer to the order form for accessories and options related to the order.
Garanzia telaio 3 anni - 3 year frame warranty

Colori

COLORI TELAI FRAME COLOURS



- 14 Bianco Perlato
Pearl white
- 21 Grigio Metallizzato
Metallic grey
- 22 Alluminio lucido (solo per telai in alluminio)
Shiny aluminium (only for aluminium frames)
- 4 Antracite
Anthracite
- 29 Azzurro metallizzato
Metallic light blue
- 6 Blu metallizzato
Metallic blue
- 5 Nero brillante
Glossy black
- 12 Giallo Pastello
Pastel yellow
- 42 Bronzo
Bronze
- 28 Arancio
Orange
- 32 Rosa metallizzato
Metallic pink
- 33 Rosso perlato
Pearl red
- 31 Rosso Ferrari
Ferrari red
- 41 Viola ciclamino
Cyclamen light purple

NUOVI COLORI ANODIZZATI PER TELAI IN TITANIO (processo elettrochimico) NEW TITANIUM FRAME COLOURS (electrochemical treatment)



- 100 Titanio lucido
Shiny titanium
- 101 Titanio naturale
Natural titanium