


Stand Up ST junior STABILIZZATORI Standings


Stabilizzatore regolabile, progettato per raggiungere e mantenere la posizione eretta e per favorire rapporti relazionali.
Fornito con elevazione assistita elettrica.

Adjustable compact standing frame which allows a person with motor problems to get into and stay in an upright position and help interacting with people.




Corpetto regolabile
Adjustable chest support

seduta
imbottita
scorrevole



Altezza utilizzatore <i>User height</i>		120-160 cm
Peso massimo utilizzatore <i>Max load</i>		75 kg
Altezza regolabile del corpetto appoggia-torace dalla pedana <i>Adjustable height of chest support from the foot-rest</i>	A	88 - 118 cm
Ingombro <i>Overall length</i>	B (B1) C	124 (106) 54 cm
Seduta: larghezza x profondità <i>Seat: width x depth</i>		36x36 cm
Altezza del telaio da terra <i>Frame height from floor</i>	D	3 cm
Altezza corpetto appoggia-torace <i>Chest support height</i>	G	16 o 24 cm
Attuatore di sollevamento <i>Lifting actuator</i>		24VDC
Batterie ricaricabili <i>Rechargeable batteries</i>		2x12VDC
Autonomia (cicli di salita e discesa) <i>Autonomy of operations</i>		40
Tempo di ricarica <i>Battery recharge time</i>		8 ore
Indicazione di batteria carica o scarica <i>Battery level indicators</i>		Led colorati Coloured leds
Peso completo di batterie <i>Weight including batteries</i>		40 kg



Per l'ordinazione e relativi accessori vedere la rispettiva scheda d'ordine. - Please refer to the order form for accessories and options related to the order.

Garanzia telaio 3 anni - 3 year frame warranty

COLORI TELAI
FRAME COLOURS



- 14 Bianco Perlato
Pearl white
- 21 Grigio Metallizzato
Metallic grey
- 22 Alluminio lucido (solo per telai in alluminio)
Shiny aluminium (only for aluminium frames)
- 4 Antracite
Anthracite
- 29 Azzurro metallizzato
Metallic light blue
- 6 Blu metallizzato
Metallic blue
- 5 Nero brillante
Glossy black
- 12 Giallo Pastello
Pastel yellow
- 42 Bronzo
Bronze
- 28 Arancio
Orange
- 32 Rosa metallizzato
Metallic pink
- 33 Rosso perlato
Pearl red
- 31 Rosso Ferrari
Ferrari red
- 41 Viola ciclamino
Cyclamen light purple

NUOVI COLORI ANODIZZATI PER TELAI IN TITANIO (processo elettrochimico)
NEW TITANIUM FRAME COLOURS (*electrochemical treatment*)



- 100 Titanio lucido
Shiny titanium
- 101 Titanio naturale
Natural titanium