

# RUOTINO e.NJOY RUOTINO

RUOTINO E.NJOY è una soluzione pratica e veloce che trasforma la necessità di spostarsi autonomamente in puro divertimento ed in tutta sicurezza. E' leggero, poco ingombrante, facile da applicare e da sganciare in completa autonomia.

L'attacco può essere universale a pinza o personalizzato. Si possono percorrere tranquillamente terreni sterrati e pavè. Supera con facilità pendenze impegnative ed il raggio di sterzata è ridotto per muoversi facilmente in ambienti ristretti.

E' dotato di serie di segnalatore acustico, fanale a batteria, luci led di segnalazione ed acceleratore a pollice. Su richiesta è disponibile con acceleratore a manopola, specchietto retrovisore, ciclocomputer, cavalletto e cestino.



*RUOTINO E.NJOY is a quick and practical solution that safely transforms the need to move independently in pure fun. It is lightweight, small, easy to mount and release in complete autonomy.*

*The mounting clamp is custom or universal. You can safely travel through rough terrain and cobblestones. It easily overcomes small slopes and its turning radius is reduced to move without issues in confined spaces.*

*It comes standard with buzzer, light, battery led lights and thumb throttle. Available upon request with the throttle handle. It can be equipped, with rearview mirror, bike computer, stands and basket.*



**Attacco personalizzato**  
**Custom-made fastening**



1. 2. Attacco completo di guida di scorrimento per favorire l'inserimento del Ruotino E.njoy.  
Fastening including tube guide to easy assemble Ruotino to the wheelchair.

3. Batteria al litio, 36 volt. Peso: circa 2,4 kg.  
Lithium battery, 36 volt. Weight around 2,4 kg.



# RUOTINO e.NJOY RUOTINO



Attacco universale a pinza.  
Universal fastening with clamps.



Attacco a pinza  
Universal fastening



1



2



3



5



4

- 1. Cavalletto.  
Stand.
- 2. Selettore velocità.  
Electronic speed selector.
- 3. Acceleratore a pollice (di serie).  
Su richiesta è disponibile un acceleratore a manopola.  
Finger control accelerator. On request it is available a gas throttle.
- 4-5. Biga.

VELOCITÀ Speed	AUTONOMIA (per ciclo di carica) Range (with a charge)	DIMENSIONE RUOTA Wheel size	PESO TOTALE (senza batteria) Weight (without battery)	SISTEMA FRENANTE Brake system	BATTERIA AL LITIO Lithium battery
Selez. A 3 livelli 3 level selection	50 km	14" pneumatica 14" pneumatic	da 9,5 kg from 9,5 kg	Doppio Freno a disco Double disk brake	36 volt 11,6 A