

EASY WHEEL

Easywheel è la "terza ruota" da applicare anteriormente alle carrozzine da passeggio per facilitarne l'uso su terreni sconnessi, sterrati e pavé. Easywheel è costruito in alluminio, è dotato di due pinze con braccetti regolabili per essere facilmente applicato a qualsiasi carrozzina con pedane non estraibili, di qualsiasi larghezza, trasformando così l'ausilio in un simpatico mezzo per passeggiare e divertirsi nel tempo libero. Facile da usare, da fissare e da regolare, è il dispositivo ideale per dare alla propria carrozzina una marcia in più per affrontare percorsi impervi. Grazie alle sue ridotte dimensioni può essere facilmente trasportato.

CARATTERISTICHE:

- Ruota anteriore piroettante da 12" e completa di copertura mountain-bike.
- Pinze con braccetti regolabili in inclinazione e larghezza.

Quando l'Easywheel è applicato alla carrozzina, questa si alza anteriormente, trasformandosi così in un ausilio a 3 ruote.

Easywheel is a wheel which can be fitted to everyday wheelchairs (with non detachable foot-rests) for all-terrain and dirty patches. Made in aluminium, Easywheel is supplied with a pair of tilt and width adjustable fixing arms turning the device into a fun way to move around. It is small for an easy transport.

FEATURES:

- 12" front castor equipped with mountain-bike tyre.
- Tilt and width adjustable fixing arms.

When Easywheel is fitted to the wheelchair, the front castors of the chair lift up from the floor turning the unit in a 3 wheel device.





Pieghevole e facile da trasportare
Easy to fold for transport