

# Children 3000/3000 plus



CHILDREN 3000



CHILDREN 3000 Plus




Braccioli regolabili in altezza  
Height adjustable arm-rests



Maniglie per accompagnatore regolabili in altezza  
Height adjustable pushing handles for assistant



Predellino regolabile in inclinazione con bloccetto di regolazione della posizione  
Tilt adjustable foot-plate with adjustable position device



Antiribaltamento girevole  
Folding anti-tip device



Carrozzina superleggera, pieghevole in alluminio. Children 3000, permette di regolare la profondità della seduta e con Children 3000 Plus si regola anche la larghezza permettendo alla carrozzina di crescere con il bambino. Disponibile sia con anteriore standard che abdotto.

Ultra lightweight folding aluminium wheelchair. Children 3000 allows to adjust the seat depth and with Children 3000 Plus is possible to adjust also the seat width, so the wheelchair grows with the child. Available with straight and abducted front frame.

24	45	28	25 - 27	A: min. 36 max. 46	78	33	Seduta/Seat 28x28 cm		
27	48	30	29 - 31	B: min. 40 max. 48			11,8 Kg	Children 3000	
30	51	32	33 - 35					13,8 Kg	Children 3000 PLUS
33	54	34	37 - 39						
36	57	36	41						

Per l'ordinazione e relativi accessori vedere la rispettiva scheda d'ordine. - Please refer to the order form for accessories and options related to the order.  
Garanzia telaio 3 anni - 3 year frame warranty