

Pluto

Deambulatore ergonomico a presa posteriore o anteriore, altamente regolabile, permette di seguire la crescita del bambino. Le maniglie ed i supporti delle anche e del bacino sono regolabili permettendo di personalizzare il deambulatore in base alle esigenze del bambino, assicurando ampia autonomia di movimento.

E' leggero e riducibile per facilitarne il trasporto.

Di serie viene fornito con:

- telaio regolabile in altezza
- maniglie regolabili in altezza, larghezza e profondità
- ruotine posteriori con freno unidirezionale
- ruotine anteriori piroettanti
- blocchi direzionabili disinseribili sulle ruotine anteriori.

Disponibile in due misure.

A richiesta sono disponibili i seguenti optional:

- seggiolino pieghevole
- sostegni regolabili per le anche
- sostegno pelvico regolabile
- mutandina
- appoggi avambraccio avvolgenti
- barre di appesantimento
- dispositivo antiribaltamento.

High adjustable ergonomic walker placed behind or in front of the child, follows the kid growth.

The adjustable pushing handles and hip&back supports allow to customize the walking aid according to the kid needs assuring a wide freedom of movement.

It is light and foldable for an easy transport.

The base configuration includes:

- height adjustable frame
- height width and depth adjustable pushing handles
- rear castors with one-way brakes
- front castor with on-off revolving system.

It is available in two sizes.

The following options are available:

- folding seat
- adjustable hip supports
- adjustable pelvic support
- sling seat
- forearm supports
- stabilizing bars
- anti-tip device.



Supporti e sedile optional
Supports and seat optional



	Misura S	Misura M
Altezza utilizzatore <i>User height</i>	80 - 115	110 - 150
Larghezza presa di utilizzo <i>Handle width</i>	27 - 61	32 - 66
Altezza impugnatura <i>Handle height</i>	42 - 60	56 - 76
Portata massima <i>Max load (kg)</i>	35	60
Larghezza complessiva <i>Total width L</i>	58	63
Lunghezza complessiva <i>Total length P</i>	75	75
Peso accessorato <i>Weight incl. accessories</i>	8,4 kg	8,4 kg

misure indicative, espresse in cm approx measurements in cm


Per l'ordinazione e relativi accessori vedere la rispettiva scheda d'ordine. - Please refer to the order form for accessories and options related to the order.

Garanzia telaio 3 anni - 3 year frame warranty

OFF CARR
DEAMBULATORI Walkers



Blocchetto di regolazione supporto anche
Hip support adjustable fastening



Maniglie regolabili
Adjustable pushing handles



Seggiolino pieghevole (optional)
Sostegno anche e bacino regolabili (optional)
Folding seat (optional)
Adjustable hip and pelvic supports (optional)



Selettore freno unidirezionale
One-way brake



Mutandina di sostegno
Sling seat



Telaio pieghevole
Folding frame

