

QUASAR

Telaio fisso in titanio
Titanium rigid frame



MASSIMA **LEGGEREZZA**
ED ESCLUSIVO DESIGN...
MADE IN ITALY

LIGHTNESS AND
EXCLUSIVE DESIGN ...
MADE IN ITALY



 **CARR**[®]

QUASAR

Massima leggerezza ed esclusivo design per una carrozzina proiettata nel futuro. **Telaio fisso in titanio.**

Lightness and exclusive design for a state-of-the-art wheelchair. **Titanium rigid frame.**

In soli 7 kg si racchiude una carrozzina estremamente leggera, costruita con materiali all'avanguardia e dal design unico. È disponibile in due versioni:

- con asse fisso
- con asse regolabile

Fornita di serie con:

- salvaabiti con ala in fibra di carbonio
- freni a scomparsa
- ruote e corrimano "Ultralight"

7 kg only to contain an ultra-light weight wheelchair, made of innovative materials with a unique design.

It is available in two versions:

- with fixed centre of gravity axle
- with adjustable centre of gravity axle

Basic wheelchair version includes:

- clothes guards with carbon fibre wing
- foldaway brakes
- "Ultralight" wheels and pushrims

www.offcarr.com



Quasar asse fisso
Quasar with fixed
centre of gravity axle




Quasar con asse regolabile
Quasar with adjustable
centre of gravity axle

Freno a scomparsa
Foldaway brake



Forcella dall'esclusivo design
Exclusive design
front fork



Supporto spondina con regolazione inclinazione schienale
Clothes guard support
allowing back-rest tilt
adjustment



Minimo ingombro
Minimum volume



Asse regolabile
Adjustable centre
of gravity axle



34	52	58	44			1° 4°						
36	54	60	46	A: ~ 40	36		27 - 29	A: min. 40	media average 78	7 Kg asse fisso 7 Kg fixed axle	7,4 Kg asse regolabile 7,4 Kg adjustable axle	Configurazione come da scheda d'ordine Set-up as per order form
38	56	62	48		38		31 - 33	max. 48				
40	58	64	50	B: ~ 78	40		35 - 37	B: 46, 48, 50				
42	60	66	52		42			misure indicative approximate measurements				
44	62	68	54									

OFF CARR s.r.l.
Via dell'Artigianato II, 29
35010 Villa del Conte
Padova - Italy

T +39 049 9325733
F +39 049 9325734
offcarr@offcarr.com

www.offcarr.com



AZIENDA CON GESTIONE
SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2000 e
UNI EN ISO 13485:2004

