

ROLLFIETS DUETTO



Duetto unisce una bicicletta ad una carrozzina e consente al disabile seduto anteriormente di captare e vivere da protagonista le emozioni di un'escursione ed all'accompagnatore di non porsi più limiti nella scelta dei percorsi.

Con Duetto le passeggiate sono più agili ed entusiasmanti. E' disponibile nelle versioni a 7 rapporti manuale, servoassistita e motorizzata.

DIMENSIONI

Duetto

Lunghezza: 240 cm (con pedana)
208 cm (senza pedana)
Ruote: 26"

Carrozzina

Larghezza sedile: 46 cm (riducibile con imbottitura)
Profondità sedile: 40 cm
Lunghezza telaio: 140 cm (con pedana)
108 cm (senza pedana)
Peso: 27 kg

Bici

Lughezza: 135 cm
Larghezza: 36 cm
Altezza sella da terra: 96/100 cm
Peso: 12,5 kg



**Scocca
rimuovibile**



**Pedana
regolabile**



NUOVO PER BAMBINI

Larghezza sedile: 36 cm



COPILOT 3



E' un' originale combinazione di un tandem con un triciclo. Il copilota seduto davanti può godersi il panorama, fare attività motoria e provare la sensazione di guida anche se indiretta. La stabilità del triciclo infonde sicurezza e allo stesso tempo assicura estrema agilità ed una straordinaria sensazione di relax.

Caratteristiche:

Sterzo anteriore staccabile per trasformare Copilot 3 in un triciclo.

Ruota posteriore da 24" e ruote anteriori da 20".

Dispositivo di attivazione e disattivazione della sincronia delle pedivelle (su richiesta).

Freni anteriori a tamburo idraulici.

Freno posteriore a contropedale.



COPILOT 24/26

Tandem dotato di manubri sincronizzati per permettere al disabile di vivere da protagonista le emozioni di una escursione e di effettuare una salutare attività motoria. L'accompagnatore mantiene il controllo del mezzo ed il copilota può concorrere attivamente a condurlo o semplicemente assaporarne la sensazione di guida.

Caratteristiche

Ruote da 24" (Copilot 24).

Ruote da 26" (Copilot 26).

Cambio a 7 rapporti.

Freno a contropedale.

Pedivelle e manubri sincronizzati.

Freni idraulici.

Forcella anteriore ammortizzata (Copilot 26).



Via dell'Artigianato II, 29
35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. +39 049 9325733 - Fax +39 049 9325734
offcarr@offcarr.com - commerciale@offcarr.com
www.offcarr.com

