

Sci alpino

by **CAIR**

MONOSCI E' un ausilio dedicato a chi ama le emozioni della velocità esaltate negli slalom sulla neve. La scocca anatomica imbottita con le sue regolazioni ed il sofisticato sistema di ammortizzazione, assicurano un'ottima tenuta anche sulle piste più ardite. Studiato per prendere con facilità sia lo Skilift che la Seggiovvia.



MONOSCI



ALOIS PRASCHBERGER
ROLLTECHNIK & SPORT GmbH



Caratteristiche tecniche

- Seggiolino con interno rivestito in spugna completo di cuscino e coprigambe in tela.
- Ammortizzatore WP "Emulsion" regolabile.
- Studiato per prendere con facilità sia lo Skilift che la Seggiovia.
- Cinghia addominale, regolabile.
- Angolo dello schienale regolabile.
- Telino posteriore paraneve.
- Completo di stabilizzatori e sci.

Scheda d'ordine

- Altezza utilizzatore: cm -Peso utilizzatore: kg -Lunghezza cavo popliteo-tallone: cm
- Larghezza sedile: 34 36 38 40 42 44 cm cm (optional)
- Profondità sedile: 45 (standard) 40 cm (optional)
- Altezza schienale: 25 30 35 40 cm (optional)
- Colore seggiolino: nero altro colore (optional)
- Colori telaio: argento brillante nero glitter nero lucido bianco giallo grigio perlato arancione altro colore (optional)
- Coprigambe in tela: nero blu rosso violetta
- Regolazione angolo schienale: Presa con cinghie Cricchetto
- Stabilizzatori: mod. Flic-Flac senza stabilizzatori
- Carvin-Sci con attacco: Sci lungo 160 cm Sci lungo 170 cm senza sci

Optional

- Carenatura gambe: standard 90° Fascia addominale fissa:
- nero altro colore Solo attacco sci:
- Copertura carenatura gambe: standard 90° Monoroller:
- nero altro colore Maniglione estraibile per accompagnatore:
- altro colore Set di protezione per carenatura gambe:



Via dell' Artigianato II, 29
35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. +39 049 9325733 - Fax +39 049 9325734
www.offcarr.com - offcarr@offcarr.com

Timbro Rivenditore

Data: _____
Numero d'ordine: _____
Rif. Utente: _____
Note: _____