

OFF **CARR**[®]

Zodiac



Zodiac

Carrozzina superleggera rigida in alluminio dalla linea essenziale ed aggressiva.

Dinamicità e carattere grintoso sono le caratteristiche che la contraddistinguono.

Elementi in titanio e fibra di carbonio sottolineano l'evoluzione tecnica di questo modello.



Ruote Spinergy (optional)

Ruota Star 6x3



Freni a scomparsa (optional)



Pedana in fibra di carbonio



Minimo ingombro

LFZODRO-I Edizione 2007 - L'azienda si riserva di apportare modifiche e migliorie senza preavviso

cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
36	58	48	A	38	27 - 29	A	media	Seduta
38	60	50	B	40	31 - 33	B	77	38x38cm
40	62	52	A: ~ 44	42	35 - 37	A: 42,46		9,8 Kg
42	64	54	B: ~ 77		39 - 41	B: 50		
44	66	56						
46	68	58						



Garanzia del telaio 3 anni

Fornita di serie con spondine e pedana in fibra carbonio, schienale in tessuto traspirante e ruote a 18 raggi "Star 6x3".

Per l'ordinazione della carrozzina e relativi accessori vedere la rispettiva scheda d'ordine



Via dell'Artigianato 11, 29
35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. +39 049 9325733 - Fax +39 049 9325734
offcarr@offcarr.com - commerciale@offcarr.com
www.offcarr.com

