

Hand-bikes

ESCAPE

Caratteristiche tecniche

- Telaio e forcella in alluminio.
- Gruppo cambio Shimano XT a 27 rapporti o cambio RevoShift a 24 rapporti.
- Comandi freno e cambi sulle manopole di spinta.
- Freno di stazionamento.
- Ruota anteriore da 26".
- Ruote posteriori da 26" montate con copertoncini, campanate 12° o 6°.
- Schienale anatomico imbottito alto 49 cm, regolabile in profondità ed in inclinazione.
- Appoggia gambe regolabile in profondità con sostegno appoggia-piedi in PVC regolabile.
- Barra paraurti posteriore regolabile ed estraibile.
- Ciclocomputer senza filo.
- Peso: 17,7 kg (in assetto standard).




Manopole per tetraplegici




Paraurti



Computer




SEDUTA DISTESA




130 cm
191 cm

Schienale imbottito




Altezza 49 cm

Lunghezza asse



Campanatura 6°
46 cm
61,5 cm

Lunghezza asse



Campanatura 12°
40 cm
61,5 cm


Scheda d'ordine

- Altezza centro manovelle-telaio (A): 33,5 39,5 cm
- Sedile: tela tensionabile rigido imbottito
- Colore telaio: rosso Ferrari nero blu metallizzato
- grigio metallizzato giallo pastello
- Serie pignoni: 11-12-14-16-18-21-24-28-32
- 12-13-14-15-16-17-19-21-23
- Guarnitura: 22-32-44 denti (Shimano)
- 30-39-48 denti (Miche)
- 30-42-52 denti (Miche)
- Cambio: Mod. Shimano Revo Shift a 24 rapporti
- Mod. Shimano XT a 27 rapporti
- Campanatura ruote posteriori: 6° 12°
- Seduta: Standard Distesa

Optional

- Copriraggi: con scritta **OFFCARR** senza scritta **OFFCARR**
- Asta con bandierina:
- Cuscino foderato: 3 cm 4 cm 5 cm
- Portaborraccia: Borraccia: Borraccia termica:
- Comandi freni-cambio applicati al telaio, regolabili:
- Manopole per tetraplegici: tipo (F) tipo (H)
- Aggancio-sgancio rapido scarpetta:
- Barra paraurti posteriore con rullo:
- Luce ad intermittenza anteriore e posteriore:
- Freno anteriore a disco:

Misure manovelle



Via dell'Artigianato II, 29
35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. +39 049 9325733 - Fax +39 049 9325734
www.offcarr.com - offcarr@offcarr.com



Timbro Rivenditore

Data: _____
Numero d'ordine: _____
Rif. Utente: _____
Note: _____