

Rivenditore

Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO

Carrozzina pieghevole superleggera 12.21.06.060


Legenda

- di serie ○ accessori con maggiorazione
 accessori a N.T. ☆ accessori a listino
 accessori a N.T. con maggiorazione

FENICE

- L** Larghezza Sedile 34 36 38 40 42 44
P Profondità Sedile 36 38 40 42 44
HS Altezza Schienale 27 29 31 33 35 37 39
HA Altezza Sedile Anteriore 46 48 50
HP Altezza Sedile Posteriore 40 42 44 46
DP Distanza Sedile Pedana 35 37 39 41 43 45 47 49

cm



Colore telaio

- Grigio metallizzato Bianco perlato Azzurro metallizzato
 Nero brillante Viola ciclamino
 (vedi catalogo "Colori")

①


Rivestimento

- Nylon tensionabile
 Tessuto traspirante tensionabile
 Senza telo schienale

②

Pedana Unica Tubolare

③




Aperta

Chiusa in carbonio

Maniglie di spinta per accompagnatore

④




Senza maniglie

Maniglie fisse

Maniglie regolabili in altezza

Distanza tra centro mozzo e schienale


⑤



- 7 cm 13 cm
 9 cm (standard) 15 cm
 11 cm

Inclinazione schienale regolabile


⑥



- 89°
 91° (standard)
 93°

Angolo anteriore

⑦



- 92° (standard) (A = 16 cm)
 97° (A = 22 cm)
 (misure indicative per un assetto standard)

Campanatura ruote posteriori

⑧

- 1° 2°
 3° 4°

Salva abiti

⑨




in fibra di carbonio

alluminio

Freni

⑩




Standard

a Scomparsa

Antiribaltamento girevole

⑪



☆ Destro

☆ Sinistro

Note

