

Rivenditore

Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO

Stabilizzatore mobile in posizione eretta 03.48.21.081
 Dispositivo freno 03.48.21.201



Legenda

- di serie ○ accessori con magg.
 ◇ accessori a N.T. ☆ accessori a listino
 △ accessori a N.T. con maggiorazione

HAPPY STANDING

Misure utilizzatore ①

- A - Altezza sottoascellare cm da terra
 B - Altezza bacino cm da terra
 C - Altezza sotto-rotula ginocchio cm da terra
 D - Altezza utilizzatore cm da terra




	22"	24"	26"	28"	32"
Altezza utilizzatore D	80-100	90-110	100-125	105-130	120-150
Altezza sottoascellare A-(H)	58-73	65-80	73-91	76-94	87-109
Altezza bacino B	40-51	45-56	51-63	53-66	61-76
Altezza sotto-rotula ginocchio C	21-27	24-29	27-33	28-35	32-40
Inclinazione struttura	5°/30°	5°/30°	5°/30°	5°/30°	5°/30°
Inclinazione pedana	90° +/-15°	90° +/-15°	90° +/-15°	90° +/-15°	90° +/-15°
Campanatura ruote grandi	4°	4°	4°	4°	4°
Portata massima (kg)	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	75 kg
Larghezza complessiva L	58	58	64	64	70
Lunghezza complessiva P	80	80	98	98	98

misure indicative, espresse in cm

Altezza corpetto appoggia-torace ②

- h 25 cm
 h 20 cm



Ruote grandi ③

- 22"
 24"
 26"
 28"
 32"

Colore telaio ④

- Rosso perlato
 Arancio
 Giallo pastello
 Bianco perlato
 Azzurro pastello
 Grigio metallizzato

Corrimano ⑤

- Alluminio (*)
 Gommato (a fusione)(*)
 Acciaio cromato
 Max Grepp (*)

(*) disponibili solo per ruote da 22" e 24"

Copriraggi ⑥

- ☆ Trasparenti
 ☆ Neri
 ☆ Bianchi
 ☆ Multicolor
 ☆ Neri piumati blu
 ☆ Neri piumati verde
 ☆ Neri piumati rosso
 ☆ Alfabeto

disponibili solo per ruote da 22" e 24"

Accessori ⑦

- | | |
|--|--|
| △ Divaricatore | △ Divaricatore con sostegno bacino |
| △ Tavolino in policarbonato con attacco fisso | △ Divaricatore anatomico con sostegno bacino |
| △ Tavolino in policarbonato con attacco a pantografo | △ Sellino con sostegno bacino |
| △ Divaricatore anatomico | |
| △ Sellino | |