

Rivenditore

Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO


Carrozzina pieghevole superleggera 12.21.06.060

Legenda

-
- di serie ○ accessori con maggiorazione
-
- ◇ accessori a N.T. ☆ accessori a listino
-
- ▲ accessori a N.T. con maggiorazione

IDRA

- L** Larghezza Sedile 36 38 40 42 44 46
- P** Profondità Sedile 38 40 42 44
- HS** Altezza Schienale 27 29 31 33 35 37 39 41
- HA** Altezza Sedile Anteriore 50
- HP** Altezza Sedile Posteriore 42 46
- DP** Distanza Sedile Pedana 35 37 39 41 43 45 47 49 cm


Colore telaio

-
- Grigio metallizzato
-
- Bianco perlato
-
- Azzurro metallizzato
-
-
- Nero brillante
-
- Viola ciclamino
-
- (vedi catalogo "Colori")

①


Rivestimento

-
- Nylon tensionabile
-
-
- Tessuto traspirante tensionabile
-
-
- Senza telo schienale

②

Pedana Unica Tubolare

③


 Aperta

 Chiusa

Maniglie di spinta per accompagnatore

④



 Senza maniglie

 Maniglie fisse

 Maniglie regolabili in altezza

Distanza tra centro mozzo e schienale


⑤



-
- 6 cm
-
- 11 cm
-
-
- 7 cm
-
- 13 cm
-
-
- 9 cm (standard)
-
- 15 cm

Inclinazione schienale regolabile


⑥



-
- 89°
-
-
- 91° (standard)
-
-
- 93°

Angolo anteriore

⑦



-
- 102° (standard) (A = 16 cm)
-
-
- 107° (A = 22 cm)
-
- (misure indicative per un assetto standard)

Campanatura ruote posteriori

⑧

-
- 1°
-
- 2°
-
-
- 3°
-
- 4°

Salva abiti


⑨


 Alluminio in tinta

 Alluminio dritto in tinta

Freni


⑩


 Standard

 a Scomparsa

Antiribaltamento girevole

⑪



☆ Destro

☆ Sinistro

Note

