





OFFCARR Everyday Ultralight — Tabella comparazione modelli

 Maggiori dettagli sul sito, sui cataloghi e sulle schede d'ordine																						
																						
Modello	Heka	Eos	Eos3	Quasar	Quasar GT	Qpx	Fixed	Venus Adventure	Venus / Venus Elite	Themis Prestige	Themis	Idra 2.0 / Idra 2.E	Fenice	Funky	Zodiac	Alhena	Halley Ti	Halley	Diva	Vega / Vega.E	Althea	
Categoria	Ultraleggera	Ultraleggera	Ultraleggera	Ultraleggera	Ultraleggera	Ultraleggera	Ultraleggera	Ultraleggera	Ultraleggera	Ultraleggera	Ultraleggera	Ultraleggera	Ultraleggera	Ultraleggera	Ultraleggera	Ultraleggera	Ultraleggera	Ultraleggera	Ultraleggera	Ultraleggera	Leggera	
Telaio	Rigido	Rigido	Snodato	Rigido	Rigido	Ibrido	Rigido / Snodato	Rigido	Rigido	Rigido	Rigido	Rigido	Rigido	Rigido	Rigido	Rigido	Pieghevole	Pieghevole	Pieghevole	Pieghevole	Pieghevole	Pieghevole
Baricentro	Saldato	Saldato / Regolabile	Saldato / Regolabile	Saldato / Regolabile	Saldato / Regolabile	Regolabile	Saldato	Regolabile	Regolabile	Saldato	Regolabile	Saldato / Regolabile	Regolabile	Regolabile	Saldato	Regolabile	Regolabile	Regolabile	Regolabile	Regolabile	Regolabile	
Assetto (altezza anteriore e posteriore)	Saldato	Saldato	Saldato	Saldato	Saldato	Saldato	Saldato	Regolabile	Regolabile	Saldato	Regolabile	Saldato	Regolabile	Regolabile	Saldato	Regolabile	Regolabile	Regolabile	Regolabile	Regolabile	Regolabile	
Materiale telaio	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio	Alluminio / Titanio	Titanio	Titanio + Alluminio	Titanio + Alluminio / Titanio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Titanio	Titanio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	
Pedane estraibili	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Idra 2.E	No	No	No	Possibile	Possibile	Possibile	Possibile	Possibile / Vega.E di serie	Possibile	
Portata massima	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	150 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	
Crash test ISO 7176-19	No	No	No	No	Sì 120 kg	No	No	No	No	No	Sì 120 kg	No	No	No	No	Sì 150 kg	Sì 120 kg	No	No	Sì 120 kg	No	
Peso completo (minimo) ¹	7,6	7,5 / 7,8	8,5 / 8,8	7 / 7,4	7,6 / 8	10,6 / 10,3	9,8 / 10,1	11,3	10,4 / 8,9	9	10,5	2.0 9,1 9,6 2.E 10,5 10,9	10,5	9,8	10,5	9,7	9,9	12,4	11,5	12,7	15,8	
Peso di trasporto (minimo) ²	4,6	4,4 / 4,7	5,4 / 5,7	4 / 4,4	4,8 / 5,2		6,5 / 6,8	8,1	7,3 / 5,8	6,1	7,5	2.0 6,1 2.E 5,9	7,6	7,0	7,6							
Larghezza (L) ³	34 – 48	34 – 48	34 – 44	34 – 48	34 – 44	34 – 44	34 – 44	34 – 48	34 – 48	34 – 48	34 – 50	34 – 44	34 – 48	34 – 50	34 – 54	34 – 48	34 – 48	34 – 48	34 – 50	34 – 48	34 – 60	
Profondità (P) ³	34 – 50	36 – 50	36 – 46	36 – 50	36 – 46	36 – 46	36 – 46	36 – 48	36 – 48	34 – 48	34 – 48	36 – 46	36 – 48	36 – 48	36 – 50	34 – 50	36 – 50	36 – 48	34 – 50	34 – 50	36 – 50	
Altezza anteriore (HA) ³	40 – 52	46 – 50	46 – 50	46 – 50	46 – 50	46 – 50	46 – 52	46 – 50	46 – 50	40 – 52	40 – 52	46 – 50	46 – 50	46 – 50	46 – 50	42 – 50	46 – 50	46 – 50	46 – 50	42 – 54	42 – 54	
Altezza posteriore (HP) ³	37 – 50	40 – 48	40 – 48	40 – 48	40 – 48	40 – 48	40 – 48	43 – 47	39 – 47	37 – 50	37 – 50	40 – 48	40 – 46	40 – 46	40 – 46	38 – 46	40 – 46	40 – 46	38 – 50	38 – 50	38 – 50	
Forme del telaio	Ergo / Y / V / U	Ergo / Y / V / U	Ergo / U	Ergo / Y / V / U / Abdotto	Ergo / Y / V / U	Ergo / Y / U		Y	Y	V / U	V / U	Ergo / 2.0 Y / V / U 2.E U	Y / V / U / Abdotto	Y / U	Ergo / Y / V / U	Y / U	Y / U	U	U / Abdotto	U	U / Abdotto	
Tipo di tubo	Ergonomico 35×30 mm	Tondo 31,7 mm	Tondo 31,7 mm	Tondo 25,4 mm	Tondo 25,4 mm	Tondo 25 / 25,4 mm	Ovale 34×30 mm	Tondo 31,7 mm	Tondo 31,7 mm	Ergonomico 35×32 mm	Ergonomico 35×32 mm	Tondo 25 mm	Ovale 32×28 mm	Tondo 30 mm	Ovale 32×28 mm	Tondo 25,4 mm	Tondo 25,4 mm	Tondo 25 mm	Tondo 25 mm	Tondo 25 mm	Tondo 25 mm	
Colore telaio	31 colori disponibili	31 colori disponibili	Titanio lucido o naturale	31 colori disponibili	31 colori disponibili	29 / 31 colori	31 colori disponibili	30 colori disponibili	29 / 31 colori	29 colori disponibili	29 colori disponibili	29 colori disponibili	29 colori disponibili	29 colori disponibili	Nero opaco	29 colori disponibili	31 colori disponibili	31 colori disponibili	29 colori disponibili	29 colori disponibili	29 colori disponibili	
1 Peso, solitamente in misura 38×40 cm, con ruote ultralight, corrimano, freni e spondine; maggiori dettagli nei cataloghi. 2 Peso con schienale saldato, escluse parti rimovibili (es. ruote, pedane, salva abiti). 3 È disponibile una gamma di misure più ampia, con limitazioni specifiche.																						
																			