

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Rif.cliente _____ Peso utente kg _____
(compilazione necessaria)

Rivenditore


PAG. 1/2
giugno 2026

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
Carrozzina pieghevole superleggera 12.22.03.012
Nr. Repertorio MDR: 2295045

Legenda

- ☐ di serie
☆ accessori a listino
○ accessori con maggiorazione

ALHENA

telaio in titanio
crash-tested

- L** Larghezza Sedile ☐34 ☐36 ☐38 ☐40 ☐42 ☐44 ☐46 ☐48
- P** Profondità Sedile ☐34 ☐36 ☐38 ☒40 ☐42 ☐44 ☐46 ☐48 ☐50
- HS** Altezza Schienale ☐29 ☐31 ☐33 ☐35 ☐37 ☐39 ☐41
- HA** Altezza Sedile Anteriore ☐42 ☐43 ☐44 ☐46 ☐48 ☐50
- HP** Altezza Sedile Posteriore ☐38 ☐40 ☐42 ☒44 ☐46
- DP** Distanza Sedile Pedana ☐33 ☐35 ☐37 ☐39 ☐41 ☐43 ☐45 ☐47
(senza cuscino)
- cm

Colore telaio

- ☐ Titanio lucido ☐ Nero opaco
☐ Antracite lucido ☐ Titanio naturale
☐ Colore.....a partire da:
(vedi catalogo "Colori")

①

Rivestimento schienale

- ☐ Schienale in nylon tensionabile
☐ Schienale in tessuto traspirante
☐ Senza telo schienale

Schienale posturale: ☆ **FAMEKH** (scheda a parte)


②

Colore rivestimenti


- ☐ Nero (std) sia sedile in nylon avvitato
sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)
☐ Colore per telo sedile e schienale in **Nylon tensionabile**
disponibili: arancio, rosso, verde, bluette, azzurro
☐ Colore per schienale **traspirante**
disponibili: rosso, grigio

③

- ☐ **Pedana non estraibile**
(con DP=43 cm e P=40 cm)
(standard)



- ☐ **Pedana non estraibile**
(con DP=43 cm e P=40 cm)



- ☐ **Pedana estraibile**



- ☐ 84° (std)
☐ 76°

(misure indicative)

Anteriori


- ☐ STANDARD

- ☐ Y
(solo con pedana
non estraibile)



⑤


- ☐ **Unica chiusa
in carbonio**
(non automatica, chiusura a SX)



◇ Cinturini fermapiedi

⑥

- ☐ **Chiusura automatica
regolabile in inclinazione
in carbonio** (max L46)
per L48



◇ Cinturini fermapiedi

Separate in profilo di
alluminio con predellino
regolabile in inclinazione

- ☐ posizionato
in avanti



- ☐ posizionato
indietro



◇ Cinturini fermapiedi

⑧

Unica in profilo di
alluminio con predellino
regolabile in inclinazione

- ☐ posizionato
in avanti




- ☐ posizionato
indietro



◇ Cinturini fermapiedi

⑨

- ☐ **Unica tubolare aperta
in titanio**



- ☐ **Unica tub.in titanio chiusa
(in carbonio)**

- ☐ posizionata
in avanti

- ☐ posizionata
indietro (default)

Salva abiti

- ☐ Alluminio con ala in
fibra di carbonio



- ☐ Plastica



- ☐ Alluminio curvo in tinta
o nero




- ☐ Alluminio dritto in tinta
o nero



⑪

- ☐ **Bracciolo sport
estraibile h. 22 cm
ribaltabile**




Appoggia gomito

- ☐ Tubolare
☐ Classico (lungo 23 cm)

- ☐ **Bracciolo a "L"
ribaltabile, regolabile
in altezza da 22 cm
a 28 cm (estraibile, aperto
con salvabiti)**

- ☐ Non estraibile



Appoggia gomito

- ☐ Tubolare
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)

⑬

Ruote Posteriori

- ☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
☐ 24" Light (24 raggi)
☐ 22" Light (24 raggi)
☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) argento o nero
☐ 24" (36 raggi)
☐ 24" Mountain-bike cop.Citybike
☐ 24" Mountain-bike cop.Offroad
☐ 24" Spinergy
☐ 25" Spinergy
☐ 25" Light (24 raggi) nere

Coperture

- ☐ Pneum. Marathon Plus 24"/25"
☐ Pn.Marathon Plus 22"
☐ Pneum. alta press. Scolpite 24"
☐ Pneum. alta press. Lisce
☐ Piene KJK 24"
nere (non disp.con Ultralight)

⑭

Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Alluminio scuro
☐ Acciaio lucido 22/24"
☐ OVAAL allum.chiaro 22/24"
☐ OVAALS allum.scuro 24"
☐ OVAALG(scuro c/ins.in sil.) 24"
☐ Titanio
☐ Gommato (a fusione)
☐ CL CURVE L 24" neri
☐ CL CURVEL TETRAGRIP gomm. 24"
☐ CL QUADRO gommati neri 24"
☐ CL GEKKO neri 24"
☆ Copricorr. in silicone

Solo OVAAL all.chiaro disponibili con Star 6x3
CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3
CB e OVAAL/S/G: NON disponibili con ruote MTB

⑮

Rivenditore

PAG. 2/2
giugno 2026

ALHENA

Copriraggi

⑮

- ☆ Trasparenti 24"
☆ Neri 24"
☆ Fantasia 24"
codice:
(vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Ruotine anteriori

⑮

- ☐ 80 (3") piene
☐ 80 (3") piene con luci
☐ 100 (4"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 100 (4"x1) piene con luci
☐ 100 (4"x1.1/4) piene c.ALL.ARG.
☐ 100 (4"x1.1/4) piene c.ALL.NERE
☐ 125 (5"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 125 (5"x1.1/4) piene c.ALL.ARG.
☐ 125 (5"x1.1/4) piene c.ALL.NERE
☐ 150 (6") pneumatiche
☐ 150 (6") piene nere

Antiribaltamento girevole

⑮


- ☆ Destro
☆ Sinistro

Dispositivo di sbilanciamento

- ☆ Destro
☆ Sinistro

☆ Passo prolungato

⑮



(Non disponibile con freni a scomparsa)

Maniglie di spinta


⑮

- ☐ Standard ☐ Senza maniglie



Distanza tra centro mozzo e schienale

⑮



- ☐ 3,5 cm
☐ 6 cm (standard)
☐ 8,5 cm
(Con HP=44 cm)

Set anodizzato

⑮

(cerchi ruote posteriori e mozzi solo su ruote 24" Light, forcelle e rifiniture)

- ☐ Nero
☐ Argento
☐ Azzurro
☐ Rosso
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

(Solo ruote 24" Light)

Cuscino foderato in poliuretano espanso



⑮



- ☆ Altezza 3 cm
☆ Altezza 5 cm

Tasche

⑮

☐ Tasca sedile☐ Tasca schienale

Campanatura

⑮

- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°

- ☐ Alberini Ø 12mm (default) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) c/lungh. bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) c/lungh. bussole 50mm

Note

Opzioni

- 26 ☐ Velcro universale (M+F)
27 ☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
28 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
29 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
30 ☐ Pattina di unione sedile-schienale (di serie)
31 ◇ Bretellaggio
32 ◇ Cintura pettorale
33 ◇ Divaricatore a fasce
34 ☐ Tasca portacatetere
35 ☐ Barra tenditrice
36 ☆ Dx ☆ Sx Portastamp. Sing.
37 ☆ Dx ☆ Sx Portastamp. Dop.
38 ☆ Pompetta per pneumatici
39 ☆ Set portavaligia
40 ☆ Cinghia pelvica a 45°
41 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
42 ☆ Zainetto nero
43 ☆ Protezioni anteriori
44 ☐ Telaio rinforzato (portata 100-120Kg)

- 51 ☐ Adesivi ganci auto crash tested

Configurazione da 9,7 kg

- Carrozzina 38x40x31 cm
- Rivestimento in nylon
- Colore: Titanio lucido
- Pedana automatica
- Maniglie di spinta fisse
- Salva abiti con ala in fibra di carbonio
- Freni a scomparsa
- Ruote Ultralight
- Coperture pneumatiche alta pressione lisce
- Corrimano Ultralight
- Ruotine anteriori da 100 mm
- Senza tasche
- Portata massima: 100 kg

Prodotti correlati:

- ☐ Cuscino posturale **Vicair**
☐ Schienale posturale **Samekh**
☐ Schienale posturale **Nxt**