

Caratteristiche tecniche

- Telaio in alluminio.
- Ruote da 26" montate con copertoncini.
- Sedile e schienale regolabili in altezza, inclinazione e profondità.
- Pedana regolabile in più posizioni.
- Campanatura ruote posteriori 12° o 6°.
- Comandi dei freni e del cambio direttamente sulle manopole di spinta.
- Doppio freno anteriore.
- Freno di stazionamento.
- Tela schienale tensionabile.
- Fascia reggi gambe e cinturino fermapièdi.
- Paraurti posteriore estraibile.
- Ciclocomputer senza filo.
- Peso: 16 kg (in assetto standard).

COSTA 8CR

Cambio Revo sul mozzo a 8 rapporti interni e freno contropedale.

COSTA 8F

Cambio sul mozzo a 8 rapporti interni con freno a leva.

COSTA 27

Gruppo cambio Shimano XT a 27 rapporti con guarnitura a 3 corone da 22-32-44 denti, abbinata ad una cassetta a 9 pignoni: serie 11-12-14-16-18-21-24-28-32 oppure serie 12-13-14-15-16-17-19-21-23.



Cambio sulla manopola




Freno a disco



Paraurti



Luce anteriore



F



H

Manopole per tetraplegici

Scheda d'ordine

☐ COSTA 27 ☐ COSTA 8CR ☐ COSTA 8F

- Larghezza sedile: ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 cm

- Profondità sedile: ☐ 38 ☐ 40 ☐ cm

- Altezza schienale: ☐ cm

- Distanza dal centro delle manovelle (guarnitura) allo schienale: (A) cm

- Distanza dalla tela del sedile al centro della manovella (guarnitura) (B) cm

- Sedile anteriore da posizionare a (C) cm (da 33 a 42 cm) dalla pedana.

- Altezza posteriore del sedile da terra: ☐ 34,5 cm ☐ 38,5 cm

- Colore telaio: ☐ rosso Ferrari ☐ grigio metallizzato

- Serie pignoni (solo COSTA 27 con 27 rapporti): ☐ 11-12-14-16-18-21-24-28-32

☐ 12-13-14-15-16-17-19-21-23

- Campanatura ruote posteriori: ☐ 6° ☐ 12°

- Luce anteriore

- Luce posteriore

- Campanello


- Freno di stazionamento

Misure standard:

A = 55 cm

B = 40 cm

C = 40 cm



Optional

☐ Colore diverso dallo standard: (vedere catalogo "Colori")

☐ Specchietto retrovisore ☐ Schienale rigido imbottito

☐ Freni a disco posteriori ☐ Freno a disco anteriore

☐ Ruote da fuoristrada MTB 26" con forcella anteriore adeguata

☐ Bandierina e morsetto di fissaggio ☐ Paraurti con rullo

☐ Sedile regolabile in profondità a slitta

Manopole per tetraplegici: ☐ tipo (F) ☐ tipo (H)

Portaborraccia ☐ Borraccia ☐ Borraccia termica ☐

Copriraggi: ☐ con scritta **OFFCARR** ☐ senza scritta **OFFCARR**

OFFCARR

carrozine ortopediche e sportive

via dell'Artigianato II, 29
35010, Villa del Conte (PD), ITALIA
T +39 049 9325733 // F +39 0499325734
commerciale@offcarr.com // offcarr.com

Timbro Rivenditore

Data: _____

Numero d'ordine: _____

Rif. Utente: _____

Note: _____