

# Handbikes

## Caratteristiche tecniche

- Telaio in alluminio.
- Ruote posteriori MTB da 20"
- Schienale regolabile in altezza e inclinazione.
- Sedile a slitta regolabile in altezza e profondità.
- Pedana regolabile in più posizioni.
- Campanatura ruote posteriori 6°.
- Comandi dei freni e del cambio sulle manopole di spinta.
- Doppio freno anteriore.
- Dispositivo di blocco freno per stazionamento.
- Tela schienale tensionabile.
- Fascia gambe e cinturino fermapièdi.
- Paraurti

### COSTA 8CR KID

Cambio a 8 rapporti Revo con freno a contropedale.

### COSTA 8F KID

Cambio a 8 rapporti con freno a leva.



Cambio a pollice



Freno a disco



Sedile regolabile




Predellino




Paraurti



Luce anteriore



Manopole per tetra



# OFFCARR

carrozzone ortopediche e sportive

via dell'Artigianato II, 29

35010, Villa del Conte (PD), ITALIA

T +39 049 9325733 // F +39 0499325734

commerciale@offcarr.com // offcarr.com

Timbro Rivenditore

Data:

Numero d'ordine:

Rif. Utente:

Note:

# COSTA KID

## Scheda d'ordine

- Larghezza seduta: 34cm
- Lunghezza seduta: 34cm
- Altezza schienale: 35cm
- Distanza da centro manovelle (guarnitura) a schienale: regolabile
- Distanza da tela sedile a centro manovella (guarnitura): regolabile
- Distanza altezza sedile anteriore dalla pedana: regolabile
- Colore telaio: giallo pastello
- Campanatura ruote post.: 6° (std)
- Campanello
- Luce anteriore
- Luce posteriore
- Freno di stazionamento



## Optional

- ☐ Colore diverso dallo standard: .....(vedere catalogo "Colori")
- ☐ Specchietto retrovisore
- ☐ Freni a disco posteriori
- ☐ Freno a disco anteriore
- ☐ Ruota anteriore da fuoristrada MTB 20" con forcella anteriore adeguata
- ☐ Bandierina e morsetto di fissaggio
- ☐ Paraurti con rullo
- Manopole per tetraplegici: ☐ tipo (F) ☐ tipo (H)
- Portaborraccia ☐ Borraccia ☐ Borraccia termica ☐
- Copriraggi: ☐ con scritta **OFFCARR** ☐ senza scritta **OFFCARR**