



Rivenditore

Data..... Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°..... **Peso utente kg**.....
 (compilazione necessaria)


PAG.1/2 giugno 2026

HEKA

Riferimento codice NOMENCLATORE TARIFFARIO (suggerito) DPCM 12/01/2017
 Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.22.03.009
 N° repertorio MDR 2485443

Legenda

- ☐ **standard (default)**
☐ opzione di serie
☐ opzione con magg

**telaio in titanio
profilo ergonomico**

L Larghezza Sedile	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41
	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	
P Profondità Sedile	☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48
								☐ 50
HS Altezza Schienale	☐ 27	☐ 29	☐ 31	☐ 33	☐ 35	☐ 37	☐ 39	
HA Altezza Sedile Anteriore	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	
	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	☐ 51	☐ 52		
HP Altezza Sedile Posteriore	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	
	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	
DP Distanza Sedile Pedana	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	
	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47		

1. Colore telaio in titanio (comprese forcelle se verniciato)

- ☐ **Titanio naturale** ☐ **Titanio lucido**
☐ Nero opaco ☐ Nero lucido
☐ Viola opaco ☐ Blu met.
☐ Fumo di Londra opaco ☐ Antracite lucido
☐ Tiffany ☐ Champagne
☐ Verde opaco ☐ Bianco perlato
☐ Con righe ☐ bianche ☐ nere ☐ rosse ☐ blu
☐ Colore (vedi catalogo "Colori")
☐ RAL o CANGIANTE.....lucido o opaco

2. Rivestimenti**Sedile:**

- ☐ **Nylon nero (default)**
☐ Sedile in carbonio

Velcro:

- ☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile

Schienale:

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Traspirante tens.
☐ Senza telo schienale
☒ **FAMEKH** (scheda a parte)


Colore

- ☐ **Nero (default)**
☐ Azzurro¹
☐ Bluette¹
☐ Arancio¹
☐ Verde¹
☐ Rosso^{1,2}
☐ Grigio²


1: colori nylon tensionabile
 2: colori schienale traspirante

3. Pedana


- ☐ Unica tubolare
in titanio APERTA
 (def. all'indietro)
 (per anteriore
 a Y o a U)



- ☐ Unica tubolare
in titanio CHIUSA
 in carbonio
 (def. all'indietro)
 (per anteriore
 a Y o a U)




- ☐ Chiusa **regolabile**
in inclinazione
 per anteriore
 a V, Y o a U
 (piatto in carbonio,
 supporto in titanio)



- ☐ Pedana chiusa alzabile
 all'indietro (piatto in
 alluminio e
 supporto in titanio)
 per anteriore
 a V, Y o a U




☐ ev. modifiche su misura (da quotare)

4. Maniglie di spinta

- ☐ Senza
 maniglie

- ☐ Maniglie
 reg.in altezza





- ☐ Maniglie
 fisse

- ☐ Maniglie
 a scomparsa


**5. Distanza tra schienale
e centro mozzo COG**
(range da 0cm a 15cm max)

- ☐ cm 0
☐ cm.....
☐ cm 15

**6. Inclinazione schienale**

- ☐ 89°
☐ **91° (default)**
☐ 93°

- ☐ **Schienale abbattibile** e regol. in
 inclinazione (CRB fisso o estraibile)
☐ **Schienale fisso, saldato** (CRB fisso)

7. Angolo anteriore telaio

- ☐ **83° (standard)** A = 16 cm, con DP 41 cm
☐ **75°** A = 19 cm, con DP 41 cm


**8. Campanatura
ruote
posteriori**

- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°

- ☐ **Alberini Ø 12mm (default)**
con bussola 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm)
 c/longh. bussola 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm)
 c/longh. bussola 50mm

9. Salva abiti (più event. braccioli)**Salva abiti in carbonio con schienale abbattibile:**

- ☐ **Fisso** con ala in CRB e supp. nero (def.)
☐ **Fisso** con CRB dritto e supp. nero (def.)
☐ **Estraibile** con ala in CRB e supp. (tit.nat.
 o nero opaco)
☐ **Estraibile** con CRB dritto e supporto (tit.nat.
 o nero opaco)



- ☐ Bracciolo a "L",
 estraibile, reg. H



- ☐ Bracciolo Sport,
 aperto, su misura

**Salva abiti in carbonio con schienale saldato:**

- ☐ **Fisso** con ala in CRB (def.)
☐ **Fisso** con CRB dritto



- Appoggiamito**
☐ Tubulare
☐ Dritto (26 cm)
☐ Classico (23 cm)

**10. Antiribaltamento
girevole**

- ☒ Destro
☒ Sinistro

11. Freni

- ☐ composite

- ☐ a scomparsa

- ☐ standard



Rivenditore

Data..... Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°..... **Peso utente kg**.....

PAG.2/2 giugno 2026

HEKA

12. Ruote posteriori

- ☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
☐ 24" Light (24 raggi) ** vedi scelta colore
☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) nere o argento
☐ 24" MTB nere - citybike
☐ 24" MTB nere - offroad
☐ 24" Spinergy
 colore raggi
☐ 25" Spinergy
 colore raggi
☐ 25" Light (24 raggi) nere

13. Set anodizzato

particolari spon.+ev.Ruote Light 24"

(cerchio e mozzo)

- ☐ Nero (default)
☐ Argento
☐ Rosso
☐ Azzurro
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

14. Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Alluminio scuro
☐ OVAAL (all.chiaro)24"/22"
☐ OVAALS (all.scuro)24"/22"
☐ OVAALG (con inserto in silicone)^{1,2,3}
☐ Titanio
☐ Gommato (a fusione)
☐ CL Curve L^{2,3}
☐ Curve L TetraGrip
☐ CL Quadro gommati neri^{2,3}
☐ CL Gekko neri²
☐ Copricorr. in silicone

1: compatibili solo con ruote 24"

2: non compatibili con ruote MTB

3: non compatibile con ruote Star 6x3

15. Coperture

- ☐ Pneum. Schwalbe Marathon Plus ^{24"/25"}
☐ Pneum. alta pressione lisce
☐ Pneum. alta pressione scolpite
☐ Pneum. Schwalbe Right Run
☐ Pieni 24" KIK nere

16. Copriraggi

- ◇ Trasparenti 24"
 ◇ Neri
 ◇ Fantasia

codice:
 vedi catalogo copriraggi Fantasia


17. Ruotine anteriori

- ☐ 80 3" piene
☐ 80 3" piene con luci
☐ 100 4" piene cerchio plastica nere
☐ 100 4" piene cerchio allum.argento
☐ 100 4" piene cerchio allum.nere
☐ 100 4" piene con luci
☐ 125 5" piene cerchio plastica
☐ 125 5"piene cerchio allum.argento
☐ 125 5"piene cerchio allum.nere
☐ 125 5" piene con luci

18. Sedile**19. Cuscino foderato in poliuretano espanso**

◇ Altezza 3 cm

◇ Altezza 5 cm

20. Tasche

oppure

21. Archetto schienale titanio



- ☐ Standard
 P 7,5 cm
 H 19 cm
 diametro ø 22 mm
☐ H personalizzata
 H cm

22. Opzioni

- ☐ Tasca portacateretere
 ◇ Cinghia pelvica imbottita a 45°
 ☆ Zainetto nero
 ◇ Protezioni anteriori (neoprene)
 ◇ Pompetta per pneumatici .

20. Forma sedile e telaio anteriore


- ☐ Sedile dritto (def.)




- ☐ Sedile ADDOTTO (def. L -12cm)

- ☐ ADDOTTO su misura cm


(il sedile addotto necessita di anteriore dritto)



- ☐ a V
 (necessaria pedana regolabile in inclinazione)
 (non consente pedana aperta o chiusa)



- ☐ dritto
 L'anteriore dritto e l'anteriore a Y consentono qualsiasi tipo di pedana



- ☐ a Y

- ☐ A Y/V su misura cm

Note