

Rivenditore

Data:
☐ Preventivo
☐ Numero d'ordine:
 Rif. Utente:
 2026 · Firma:



- ☐ **XTEND**
Regolabile in altezza 40÷50 cm
- ☐ **XTEND LOW**
Regolabile in altezza 33÷43 cm

☐ **Profilo ATTIVO**



☐ **Profilo DEEP avvolgente**
14÷18 cm



Taglia (pollici)	☐ 12"	☐ 14"	☐ 16"	☐ 18"	☐ 20"	☐ 22"	☐ 24"
XTEND regolabile compatibilità carrozzine	X	X	38 ¹ 40 42 44	44 ¹ 46 48 50	48 ¹ 50 52 54	54 ¹ 56 58 60	60 ¹ 62 64 66
XTEND LOW regolabile basso compatibilità carrozzine	28 ¹ 30 32 34	34 ¹ 36 38 40	38 ¹ 40 42 44	44 ¹ 46 48 50	48 ¹ 50 52 54	54 ¹ 56 58 60	X

¹ con piastre di adattamento

misure compatibilità in cm da esterno tubo a esterno tubo schienale



☐ **05NLAFSNLPHL pad L**
Spinta laterale fissa



☐ **05NLASSNLPS pad S**
☐ **05NLASSNLPSL pad L**
Spinta laterale swing away




☐ **05NLASANLPSL pad L**
☐ **05NLASANLPTSS pad doppio**
Spinta laterale swing away con braccio estendibile



☐ **05NIB0747**
Attacco appoggiatesta standard
i due elementi dell'attacco possono essere forniti separatamente come parti di ricambio: 05NIB0823, 05NIB0747



☐ **05NIB1306**
Attacco appoggiatesta flipback
i tre elementi dell'attacco possono essere forniti separatamente come parti di ricambio: 05NIB0823, 05NIB0747, 05NIB1306



☐ **8KITNXT**
Coppia di piastre di adattamento larghezza



☐ **05NIB0785**
imbottitura appoggiatesta sagomata 23x13 cm



imbottitura appoggiatesta rettangolare:



☐ **05NIB0784 L 25 x 13 cm**
☐ **05NIB0818 XL 36 x 13 cm**



☐ **Privacy flap**
 05NIB1938 11"-13"
 05NIB1078 14"-16"
 05NIB1079 17"-19"
 05NIB1080 20"-22"
 05NIB1081 23"-26"

Rivenditore

Data:
☐ Preventivo:
☐ Numero d'ordine:
Rif. Utente:
2026 · Firma:

Specifiche Tecniche

XTEND Specifiche

Peso ¹	1.86 kg
Lunghezza scocca	40 - 50 cm
Larghezza	40 - 61 cm
Profondità	9 cm
Peso massimo	135 kg
	L > 56 cm: 180 kg

¹ Peso con scocca 40 cm

XTEND DEEP Specifiche

Peso ¹	2.13 kg
Lunghezza scocca	40 - 50 cm
Larghezza	40 - 61 cm
Profondità	14 - 18 cm
Peso massimo	135 kg
	L > 56 cm: 180 kg

¹ Peso con scocca 40 cm

XTEND LOW Specifiche


Peso ¹	1.86 kg
Lunghezza scocca	40 - 50 cm
Larghezza	40 - 61 cm
Profondità	9 cm
Peso massimo	135 kg
	L > 56 cm: 180 kg

¹ Peso con scocca 40 cm


XTEND LOW DEEP Specifiche

Peso ¹	2.13 kg
Lunghezza scocca	40 - 50 cm
Larghezza	40 - 61 cm
Profondità	14 - 18 cm
Peso massimo	135 kg
	L > 56 cm: 180 kg

¹ Peso con scocca 40 cm



	XTEND profondità 9 cm					XTEND DEEP profondità 14-18 cm				
inch cm	16 40	18 46	20 50	22 56	24 61	16 40	18 46	20 50	22 56	24 61
A	34	39	44.5	49.5	54.5	38	43	48	53	58.5
B	30	35	40	45	50	33.5	39	44	49	54
C	9					14 - 18				
D	18					18				
E	7.5 - 18					7.5 - 18				
F	40 - 50					40 - 50				



	XTEND LOW profondità 9 cm						XTEND LOW DEEP profondità 14-18 cm					
inch cm	12 30	14 36	16 40	18 46	20 50	22 56	12 30	14 36	16 40	18 46	20 50	22 56
A	24	29	34	39	44.5	49.5	27.9	33	38	43	48	56
B	19.5	25	30	35	40	45	23.5	28.5	33.5	39	44	49
C	9						14 - 18					
D	15						15					
E	5 - 15						5 - 15					
F	36 - 43						36 - 43					

combinazioni spinte



Attacco fisso,
spinta small

7.5 x 8.5 cm




Attacco con snodo,
spinta small

7.5 x 8.5 cm



Attacco con doppio snodo,
spinta large

8.5 cm x 10 cm




Attacco fisso,
spinta large

8.5 cm x 10 cm



Attacco con snodo,
spinta large

8.5 cm x 10 cm




Attacco con doppio snodo,
spinta small doppia

7.5 x 8.5 cm

Sostegni opzionali

per modulare lo spessore del supporto.



Sostegni lombari inclusi

Sostegni laterali su richiesta

Rivenditore

Data:
☐ Preventivo.....
☐ Numero d'ordine:
 Rif. Utente:
 2026 · Firma.....



- ☐ ARMADILLO
☐ ARMADILLO con VICAIR

Taglia (pollici)		14"	16"	18"	20"	22"	24"
ARMADILLO in tre sezioni	lunghezze scocca, cm	☐ 40 (16")	☐ 40 (16")	☐ 46 (18") ☐ 50 (20")	☐ 46 (18") ☐ 50 (20")	☐ 46 (18") ☐ 50 (20")	☐ 46 (18") ☐ 50 (20")
	compatibilità carrozine taglie in cm	36 38 40	40 42 44	46 48 50	50 52 54	56 58 60	62 64 66
ARMADILLO con VICAIR in tre sezioni	lunghezze scocca, cm	☐ 40 (16")	☐ 40 (16")	☐ 46 (18")	☐ 46 (18")		
	compatibilità carrozine taglie in cm	36 38 40	40 42 44	46 48 50	50 52 54		

misure compatibilità in cm da esterno tubo a esterno tubo schienale



- ☐ 05NMAPSLCS_DX
☐ 05NMAPSLCS_SX
 Spinta laterale fissa
 pad sagomato doppio
 13.5 x 11 cm



- ☐ 05NMAPSDLTSF
 Spinta laterale fissa
 pad XL - 18.5 x 16 cm



- ☐ 05NMAPSDLTSS_DX
☐ 05NMAPSDLTSS_SX
 Spinta laterale swing away
 pad XL - 18.5 x 16 cm



- ☐ 05NIB0747
 Attacco appoggiatesta
 standard



- ☐ 05NIB1306
 Attacco appoggiatesta
 flipback



- ☐ 05NIB0785
 appoggiatesta imbottitura
 sagomata 23x13 cm



- ☐ 05NIB0784
 appoggiatesta imbottitura
 rettangolare L 25x13 cm




- ☐ 05NIB0818
 appoggiatesta imbottitura
 rettangolare XL 36x13

Rivenditore

Data:
☐ Preventivo
☐ Numero d'ordine:
 Rif. Utente:
 2026 · Firma:

Specifiche tecniche



ARMADILLO Specifiche

Peso ¹	1.77 kg
Lunghezza scocca	40 - 50 cm
Larghezza	36 - 61 cm
Inclinazione sezione superiore	40° in avanti / 20° indietro
Inclinazione sezione inferiore	30° in avanti / 30° indietro
Peso massimo utente	Larghezza 40 - 50 cm: 135 kg Larghezza 50 - 61 cm: 180 kg

¹Scocca da 40 cm

ARMADILLO CON TECNOLOGIA VICAIR Specifiche

Peso ¹	1.77 kg
Lunghezza scocca	40 - 46 cm
Larghezza	36 - 50 cm
Inclinazione sezione superiore	40° in avanti / 20° indietro
Inclinazione sezione inferiore	30° in avanti / 30° indietro
Peso massimo utente	Larghezza 40 - 50 cm: 135 kg

¹Scocca da 40 cm


ARMADILLO (cm)

inch cm	14 36	16 40	18 x 18 46 x 46	18 x 20 46 x 50	20 x 18 50 x 46	20 x 20 50 x 50	22 x 18 56 x 46	22 x 20 56 x 50	24 x 18 61 x 46	24 x 20 61 x 50
A	36	40	46	46	50	50	56	56	61	61
B	29	34	39.5	39.5	44.5	44.5	50	50	54.5	54.5
C	4.5									
D	40	40	46	50	46	50	46	50	46	50

ARMADILLO CON TECNOLOGIA VICAIR (cm)


inch cm	14 36	16 40	18 46	20 50
A	29	34	39.5	44.5
B	35	40	46	50
C	Compartimenti regolabili con SmartCells			
D	40	40	46	46

spinte laterali




Spinta S fissa

7.5 x 8.5 cm



Spinta sagomata doppia

13.5 x 11 cm



Spinta XL swing-away

18.5 x 16 cm




Spinta XL fisso

18.5 x 16 cm

Rivenditore

Data:
☐ Preventivo.....
☐ Numero d'ordine:
Rif. Utente:
2026 · Firma.....



nxt
SEATING



CLASSIC supporto pelvico

☐ Profilo
ATTIVO



☐ Profilo
DEEP
avvolgente
12÷18 cm



Taglia (pollici)	☐ 16"	☐ 18"	☐ 20"	☐ 22"
CLASSIC lunghezza scocca cm (pollici)	☐ 40 (16") ☐ 46 (18") ☐ 50 (20")	☐ 40 (16") ☐ 46 (18") ☐ 50 (20")	☐ 40 (16") ☐ 46 (18") ☐ 50 (20")	☐ 40 (16") ☐ 46 (18") ☐ 50 (20")
CLASSIC supporto pelvico	38 ¹ 40	44 ¹ 46	48 ¹ 50	54 ¹ 56
compatibilità carrozzine taglie in cm	42 44	48 50	52 54	58 60

¹ con piastre di adattamento

misure compatibilità in cm da esterno tubo a esterno tubo schienale



☐ 05NLAFSNLPHL pad L
Spinta laterale fissa



☐ 05NIB0747
Attacco appoggiatesta
standard
i due elementi dell'attacco possono essere
forniti separatamente come parti di ricambio:
05NIB0823, 05NIB0747



☐ 05NIB0785
imbottitura appoggiatesta
sagomata 23x13 cm



☐ 05NLASSNLPSL pad L
Spinta laterale swing away




☐ 05NIB1306
Attacco appoggiatesta
flipback
i tre elementi dell'attacco possono essere
forniti separatamente come parti di ricambio:
05NIB0823, 05NIB0747, 05NIB1306



imbottitura appoggiatesta
rettangolare:
☐ 05NIB0784 L 25 x 13 cm
☐ 05NIB0818 XL 36 x 13 cm



☐ 05NLASANLPSL pad L
☐ 05NLASANLPTSS pad doppio
Spinta laterale swing away
con braccio estendibile



☐ 8KITNXT
Coppia di piastre di
adattamento
larghezza



☐ Privacy flap
05NIB1938 11"-13"
05NIB1078 14"-16"
05NIB1079 17"-19"
05NIB1080 20"-22"
05NIB1081 23"-26"

Rivenditore


Data:
☐ Preventivo
☐ Numero d'ordine:
Rif. Utente:
2026 · Firma:

Specifiche Tecniche

CLASSIC Specifiche

Peso ¹	1.18 kg
Lunghezza scocca	40 - 50 cm
Larghezza	40 - 56 cm
Profondità	7.5 cm
Portata	135 kg
	L > 56 cm: 180 kg


¹ Peso basato su una scocca da 16»



CLASSIC DEEP Specifiche

Peso ¹	1.5 kg
Lunghezza scocca	40 - 50 cm
Larghezza	40 - 56 cm
Profondità	14 - 17.8 cm
Portata	135 kg
	L > 56 cm: 180 kg

¹ Weight based on 16" shell



CLASSIC Supporto pelvico fisso, profilo attivo - cm

inch cm	16 x 16 40 x 40	16 x 18 40 x 46	16 x 20 40 x 50	18 x 16 46 x 40	18 x 18 46 x 46	18 x 20 46 x 50	20 x 16 50 x 40	20 x 18 50 x 46	20 x 20 50 x 50	22 x 16 56 x 40	22 x 18 56 x 46	22 x 20 56 x 50
A	34	34	34	39	39	39	44.5	44.5	44.5	49.5	49.5	49.5
B	30	30	30	35	35	35	40	40	40	44.5	44.5	44.5
C	7.52											
D	23.5	24	25	23.5	24	25	23.5	24	25	23.5	24	25
E	40	46	50	40	46	50	40	46	50	40	46	50

CLASSIC DEEP Supporto pelvico fisso, profilo avvolgente - cm


inch cm	16 x 16 40 x 40	16 x 18 40 x 46	16 x 20 40 x 50	18 x 16 46 x 40	18 x 18 46 x 46	18 x 20 46 x 50	20 x 16 50 x 40	20 x 18 50 x 46	20 x 20 50 x 50	22 x 16 56 x 40	22 x 18 56 x 46	22 x 20 56 x 50
A	38	38	38	43	43	43	48	48	48	53	53	53
B	33.5	33.5	33.5	39	39	39	44	44	44	49	49	49
C	12.5 - 18											
D	23											
E	40	46	50	40	46	50	40	46	50	40	46	50

combinazioni spinte



Attacco fisso,
spinta small

7.5 x 8.5 cm



Attacco fisso,
spinta large

8.5 cm x 10 cm



Attacco con snodo,
spinta small

7.5 x 8.5 cm




Attacco con snodo,
spinta large

8.5 cm x 10 cm



Attacco con doppio snodo,
spinta large

8.5 cm x 10 cm




Attacco con doppio snodo,
spinta small doppia

7.5 x 8.5 cm

Sostegni opzionali

per modulare lo spessore del supporto.




Sostegni lombari inclusi

Sostegni laterali su richiesta

Rivenditore

Data:
☐ Preventivo
☐ Numero d'ordine:
 Rif. Utente:
 2026 · Firma:



OPTIMA supporto toracico

☐ Profilo
ATTIVO



☐ Profilo
DEEP
avvolgente
14÷18 cm



Taglia (pollici)	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"	23"	24"	25"	26"	27"	28"	29"	
lunghezza scocca	☐ 18 ☐ 23	☐ 18 ☐ 23	☐ 18 ☐ 23	☐ 18 ☐ 23	☐ 18 ☐ 23	☐ 18 ☐ 23		☐ 18 ☐ 23										7"
lunghezza scocca OPTIMA & OPTIMA DEEP, cm	☐ 33 ☐ 40	☐ 33 ☐ 40	☐ 33 ☐ 40	☐ 33 ☐ 40	☐ 33 ☐ 40	☐ 33 ☐ 40	☐ 33 ☐ 40	☐ 33 ☐ 40	☐ 33 ☐ 40	☐ 33 ☐ 40	☐ 33 ☐ 40	☐ 33 ☐ 40	☐ 33 ☐ 40	☐ 33 ☐ 40	☐ 33 ☐ 40	☐ 33 ☐ 40	☐ 33 ☐ 40	9" 13" 16" 19"
compatibilità carozzine taglie in cm	32 ¹ 34 36	34 ¹ 36 38	36 ¹ 38 40	38 ¹ 40 42	42 ¹ 44 46	44 ¹ 46 48	46 ¹ 48 50	48 ¹ 50 52	52 ¹ 54 56	54 ¹ 56 58	56 ¹ 58 60	61 - 66	63.5 - 68.5	66 - 71	68.5 - 73.7	71 - 76	73.7 - 79	

¹ con piastre di adattamento

misure compatibilità in cm da esterno tubo a esterno tubo schienale



☐ 05NLAFSNLPHL pad L
Spinta laterale fissa



☐ 05NIB0747
Attacco appoggiatesta
standard
i due elementi dell'attacco possono essere
forniti separatamente come parti di ricambio:
05NIB0823, 05NIB0747



☐ 05NIB0785
imbottitura appoggiatesta
sagomata 23x13 cm



☐ 05NLASSNLPSL pad L
Spinta laterale swing away




☐ 05NIB1306
Attacco appoggiatesta
flipback
i tre elementi dell'attacco possono essere
forniti separatamente come parti di ricambio:
05NIB0823, 05NIB0747, 05NIB1306



imbottitura appoggiatesta
rettangolare:
☐ 05NIB0784 L 25 x 13 cm
☐ 05NIB0818 XL 36 x 13 cm



☐ 05NLASANLPSL pad L
Spinta laterale swing away
con braccio estendibile



☐ 8KITNXT
Coppia di piastre di
adattamento
larghezza



☐ Privacy flap
05NIB1938 11"-13"
05NIB1078 14"-16"
05NIB1079 17"-19"
05NIB1080 20"-22"
05NIB1081 23"-26"

Rivenditore

Data:

☐ Preventivo.....

☐ Numero d'ordine:

Rif. Utente:


2026 · Firma.....

Specifiche Tecniche

OPTIMA

Peso ¹	1.2 kg
Lunghezza scocca	18 cm - 48 cm
Larghezza	33 cm - 74 cm
Profondità profilo	8 cm
Portata	135 kg
	L > 56 cm: 180 kg
	L > 58 cm: 250 kg ²

¹ Scocca da 40 cm
² Con attacco fisso a 4 punti




	33 x 18	33 x 23	33 x 33	33 x 40	36 x 18	36 x 23	36 x 33	36 x 40	38 x 18	38 x 23	38 x 33	38 x 40	40 x 18	
A			27			29				32			34	
B			22			25				27			30	
C			6.5		6.5		7.5		6.5		7.5		6.5	
D			12.5		12.5		15		12.5		15		12.5	
E			2.5		2.5	5	7.5	10	2.5	5	7.5	10	2.5	
F	18	23	33	40	18	23	33	40	18	23	33	40	18	
	40 x 23	40 x 33	40 x 40	40 x 48	43 x 18	43 x 33	43 x 33	43 x 40	43 x 18	46 x 18	46 x 23	46 x 33	46 x 40	
A			34				37				39			
B			30				32				35			
C			7.5		6.5		7.5		6.5		7.5			
D			15		12.5		15				15			
E	5	7.5	10	11.5	2.5	5	7.5	10	11.5	2.5	5	7.5	10	
F	23	33	40	48	18	23	33	40	48	18	23	33	40	
	46 x 48	48 x 40	48 x 48	50 x 18	50 x 23	50 x 33	50 x 48	50 x 48	53 x 40	53 x 33	56 x 33	56 x 40	56 x 48	
A	39		42			44.5			47			49.5		
B	35		37.5			40			42.5			45		
C	7.5		7.5	6.5		7.5			7.5			7.5		
D	15		15			15			15			15		
E	11.5	10	11.5	2.5	5	7.5	10	11.5	10	11.5	7.5	10	11.5	
F	48	40	48	18	23	33	40	48	40	48	33	38	48	
	58 x 40	58 x 48	61 x 40	61 x 48	63.5 x 40	63.5 x 48	66 x 40	66 x 48	68.5 x 40	68.5 x 48	71 x 40	71 x 48	74 x 40	74 x 48
A	52		54.5		57		59.5		62		65		67	
B	47.5		50		53		55		58		60		63	
C	7.5		7.5		7.5		7.5		7.5		7.5		7.5	
D	15		15		15		15		15		15		15	
E	10	11.5	10	11.5	10	11.5	10	11.5	10	11.5	10	11.5	10	11.5
F	40	48	40	48	40	48	40	48	40	48	40	48	40	48

OPTIMA DEEP

Peso ¹	1.5 kg
Lunghezza scocca	18 cm to 48 cm
Larghezza	33 cm to 74 cm
Profondità profilo	14 cm to 18 cm
Portata	135 kg
	L > 56 cm: 180 kg
	L > 58 cm: 250 kg ²

¹ Scocca da 40 cm
² Con attacco fisso a 4 punti



	33 x 18	33 x 23	33 x 33	33 x 40	36 x 18	36 x 23	36 x 33	36 x 40	38 x 18	38 x 23	38 x 33	38 x 40	38 x 18	
A			30				33			35			38	
B			26				28.5			31			33.5	
C			14 - 18				14 - 18			14 - 18			14 - 18	
D			12.5				12.5			12.5			12.5	
E			2.5		2.5	5	7.5	10	2.5	5	7.5	10	2.5	
F	18	23	33	40	18	23	33	40	18	23	33	40	23	
	40 x 23	40 x 33	40 x 40	40 x 48	43 x 18	43 x 33	43 x 33	43 x 40	43 x 18	46 x 18	46 x 23	46 x 33	46 x 40	
A			38				40					43		
B			33.5				36					39		
C			14 - 18				14 - 18					14 - 18		
D			12.5				12.5		15			15		
E	5	7.5	10	11.5	2.5	5	7.5	10	11.5	2.5	5	7.5	10	
F	23	33	40	48	18	23	33	40	48	18	23	33	40	
	46 x 48	48 x 40	48 x 48	50 x 18	50 x 23	50 x 33	50 x 48	50 x 48	53 x 40	53 x 33	56 x 33	56 x 40	56 x 48	
A	43		46			48			50			53		
B	39		41			44			46.5			49		
C	14 - 18		14 - 18			14 - 18			14 - 18			14 - 18		
D	15		15			15			15			15		
E	11.5	10	11.5	2.5	5	7.5	10	11.5	10	11.5	7.5	10	11.5	
F	48	40	48	18	23	33	40	48	40	48	33	40	48	
	58 x 40	58 x 48	61 x 40	61 x 48	63.5 x 40	63.5 x 48	66 x 40	66 x 48	68.5 x 40	68.5 x 48	71 x 40	71 x 48	74 x 40	74 x 48
A		56		58.5		61		63.5		66		68.5		71
B		51.5		54		56.5		59		61.5		64		66.5
C		14 - 18		14 - 18		14 - 18		14 - 18		14 - 18		14 - 18		14 - 18
D		12.5		12.5		12.5		12.5		12.5		12.5		12.5
E	10	11.5	10	11.5	10	11.5	10	11.5	10	11.5	10	11.5	10	11.5
F	40	48	40	48	40	48	40	48	40	48	40	48	40	48

Rivenditore

Data:
☐ Preventivo
☐ Numero d'ordine:
 Rif. Utente:
 2026 · Firma:



- ☐ üFIT supporto pelvico
☐ üFIT II supporto toracico

☐ Profilo
ATTIVO



☐ Profilo
DEEP
avvolgente



Taglia (pollici)		14"	16"	18"	20"	22"
üFIT supporto pelvico	lunghezze scocca cm	☐ 40 (16") ☐ 46 (18") ☐ 50 (20")	☐ 40 (16") ☐ 46 (18") ☐ 50 (20")	☐ 40 (16") ☐ 46 (18") ☐ 50 (20")	☐ 40 (16") ☐ 46 (18") ☐ 50 (20")	☐ 40 (16") ☐ 46 (18") ☐ 50 (20")
	compatibilità carrozzone	36	40	46	50	56
	taglie in cm	38 40	42 44	48 50	52 54	58 60
üFIT II supporto toracico	lunghezze scocca cm	☐ 40 (16") ☐ 46 (18") ☐ 50 (20")	☐ 40 (16") ☐ 46 (18") ☐ 50 (20")	☐ 40 (16") ☐ 46 (18") ☐ 50 (20")	☐ 40 (16") ☐ 46 (18") ☐ 50 (20")	☐ 40 (16") ☐ 46 (18") ☐ 50 (20")
	compatibilità carrozzone	36	40	46	50	56
	taglie in cm	38 40	42 44	48 50	52 54	58 60

¹ con piastre di adattamento

misure compatibilità in cm da esterno tubo a esterno tubo schienale



☐ 05NLAFSNLPHL pad L
Spinta laterale fissa

☐ 05NLASSNLPS pad S
☐ 05NLASSNLPSL pad L
 Spinta laterale swing away

☐ 05NLASANLPSL pad L
☐ 05NLASANLPTSS pad doppio
 Spinta laterale swing away
 con braccio estendibile



☐ 05NIB0747
Attacco appoggiatesta
standard

☐ 05NIB1306
Attacco appoggiatesta
flipback

☐ 8KITNXT
Coppia di piastre di
adattamento larghezza



☐ 05NIB0785
imbottitura sagomata 23x13 cm

imbottitura rettangolare:
☐ 05NIB0784 L 25 x 13 cm
☐ 05NIB0818 XL 36 x 13 cm

☐ Privacy flap

05NIB1938 05NIB1080
 05NIB1078 05NIB1081
 05NIB1079

Rivenditore

Data:


☐ Preventivo:

☐ Numero d'ordine:

Rif. Utente:

2026 · Firma:

Specifiche Tecniche



ÜFIT specifiche

Peso ¹	3.3 kg
Lunghezza scocca	40 - 50 cm
Larghezza	36 - 56 cm
Profondità	16 cm
Peso massimo	135 kg L > 56 cm: 180 kg

¹ Peso con scocca 40 cm

ÜFIT DEEP specifiche

Peso ¹	3.6 kg
Lunghezza scocca	40 - 50 cm
Larghezza	36 - 56 cm
Profondità	20 - 22 cm
Peso massimo	135 kg L > 56 cm: 180 kg

¹ Peso con scocca 40 cm

ÜFIT II specifiche


Peso ¹	3.3 kg
Lunghezza scocca	40 - 50 cm
Larghezza	36 - 56 cm
Profondità	20 cm
Peso massimo	135 kg L > 56 cm: 180 kg

¹ Peso con scocca 40 cm

ÜFIT II DEEP specifiche

Peso ¹	3.6 kg
Lunghezza scocca	40 - 50 cm
Larghezza	36 - 56 cm
Profondità	21.5 - 24 cm
Peso massimo	135 kg L > 56 cm: 180 kg

¹ Peso con scocca 40 cm



ÜFIT Supporto pelvico sagomabile, profilo attivo - cm

inch cm	14 x 16 36 x 40	14 x 18 36 x 46	14 x 20 36 x 50	16 x 16 40 x 40	16 x 18 40 x 46	16 x 20 40 x 50	18 x 16 46 x 40	18 x 18 46 x 46	18 x 20 46 x 50	20 x 16 50 x 40	20 x 18 50 x 46	20 x 20 50 x 50	22 x 16 56 x 40	22 x 18 56 x 46	22 x 20 56 x 50
A	33	33	33	38	38	38	43	43	43	48	48	48	53	53	53
B	27	27	27	32	32	32	37.5	37.5	37.5	42.5	42.5	42.5	47.5	47.5	47.5
C ¹		16			16			16			16			16	
D	15	18	20	15	18	20	15	18	20	15	18	20	15	18	20
E	40	46	50	40	46	50	40	46	50	40	46	50	40	46	50


¹ Considerare 8 cm di imbottitura



ÜFIT DEEP Supporto pelvico sagomabile, profilo avvolgente - cm

inch cm	14 x 16 36 x 40	14 x 18 36 x 46	14 x 20 36 x 50	16 x 16 40 x 40	16 x 18 40 x 46	16 x 20 40 x 50	18 x 16 46 x 40	18 x 18 46 x 46	18 x 20 46 x 50	20 x 16 50 x 40	20 x 18 50 x 46	20 x 20 50 x 50	22 x 16 56 x 40	22 x 18 56 x 46	22 x 20 56 x 50
A	33	33	33	38	38	38	43	43	43	48	48	48	53	53	53
B	27	27	27	32	32	32	37.5	37.5	37.5	42.5	42.5	42.5	47.5	47.5	47.5
C ¹		20 - 22			20 - 22			20 - 22			20 - 22			20 - 22	
D	15	18	20	15	18	20	15	18	20	15	18	20	15	18	20
E	40	46	50	40	46	50	40	46	50	40	46	50	40	46	50

¹ Considerare 8 cm di imbottitura



ÜFIT II Supporto toracico sagomabile, profilo attivo - cm

inch cm	14 x 16 36 x 40	14 x 18 36 x 46	14 x 20 36 x 50	16 x 16 40 x 40	16 x 18 40 x 46	16 x 20 40 x 50	18 x 16 46 x 40	18 x 18 46 x 46	18 x 20 46 x 50	20 x 16 50 x 40	20 x 18 50 x 46	20 x 20 50 x 50	22 x 16 56 x 40	22 x 18 56 x 46	22 x 20 56 x 50
A	33	33	33	38	38	38	43	43	43	48	48	48	53	53	53
B	27	27	27	32	32	32	37.5	37.5	37.5	42.5	42.5	42.5	47.5	47.5	47.5
C ¹		20			20			20			20			20	
D	15	18	20	15	18	20	15	18	20	15	18	20	15	18	20
E	14	16.5	19	14	16.5	19	14	16.5	19	14	16.5	19	14	16.5	19
F	40	46	50	40	46	50	40	46	50	40	46	50	40	46	50

¹ Considerare 8 cm di imbottitura



ÜFIT II DEEP Supporto toracico sagomabile, profilo avvolgente - cm

inch cm	14 x 16 36 x 40	14 x 18 36 x 46	14 x 20 36 x 50	16 x 16 40 x 40	16 x 18 40 x 46	16 x 20 40 x 50	18 x 16 46 x 40	18 x 18 46 x 46	18 x 20 46 x 50	20 x 16 50 x 40	20 x 18 50 x 46	20 x 20 50 x 50	22 x 16 56 x 40	22 x 18 56 x 46	22 x 20 56 x 50
A	33	33	33	38	38	38	43	43	43	48	48	48	53	53	53
B	27	27	27	32	32	32	37.5	37.5	37.5	42.5	42.5	42.5	47.5	47.5	47.5
C ¹		21.5 - 24			21.5 - 24			21.5 - 24			21.5 - 24			21.5 - 24	
D	15	18	20	15	18	20	15	18	20	15	18	20	15	18	20
E	14	16.5	19	14	16.5	19	14	16.5	19	14	16.5	19	14	16.5	19
F	40	46	50	40	46	50	40	46	50	40	46	50	40	46	50

¹ Considerare 8 cm di imbottitura