

☐ Ordine N° \_\_\_\_\_ ☐ Preventivo  
 Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
 Rif. cliente \_\_\_\_\_ Peso Kg \_\_\_\_\_

**PAG. 1/2**  
**giugno 2026**


Rivenditore

Rif. Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017  
 Carrozzina pieghevole superleggera 12.22.03.012  
 Nr. Repertorio MDR:  
 QPX-AL 2351398 QPX-TI 2351551

**Legenda**

- ☐ di serie  
☒ accessori a listino  
☐ accessori con maggiorazione

**QPX**  
**CON ASSE**  
**REGOLABILE**



☐ **ALLUMINIO**

☐ **TITANIO**

L Larghezza sedile ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44  
 P Profondità sedile ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46  
 HS Altezza schienale ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41  
 HA Altezza sedile anteriore ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50  
 HP Altezza sedile posteriore ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48  
 DP Distanza sedile/pedana ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49

cm

**Colore telaio**

①

- ☐ Nero lucido ☐ Nero opaco  
☐ Antracite lucido  
☐ Titanio lucido (SOLO per QPX-TI)  
☐ Titanio naturale (SOLO per QPX-TI)  
☐ ..... (vedi catalogo "Colori")

**Rivestimento schienale**

②

- ☐ Schienale in nylon tensionabile  
☐ Schienale in tessuto traspirante  
☐ Senza telo schienale (per schienale posturale)  
 Schienale posturale: ☆ **AMEKH** (scheda a parte)  
 -----


**Colore rivestimenti**

③

- ☐ Nero (std) sia sedile in nylon avvitato  
 sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)  
☐ Colore per telo sedile e schienale in Nylon tens.  
 disponibili: arancio, rosso, verde,  
 bluette, azzurro  
☐ Colore per schienale traspirante  
 disponibili: rosso,  
 grigio


☐ **A chiusura automatica regolabile  
 in inclinazione in carbonio**

④



- ☐ Cinturini fermapiiedi


**Maniglie di spinta**



- ☐ Senza maniglie ☐ Standard ☐ Regolabili in altezza ☐ Maniglie a scomparsa

**Distanza tra centro mozzo  
 e schienale (std 5-11)**


⑥



- ☐ 9 cm (standard) ☐ 7 cm  
☐ 3 cm ☐ 11 cm  
☐ 5 cm ☐ 13 cm

**Inclinazione  
 schienale (regolabile)**


⑦



- ☐ 89°  
☐ 91° (standard)  
☐ 93°

**Angolo anteriore**

⑧



- ☐ 83° (standard) (A = 16 cm)  
☐ 75° (A = 23 cm)

**Campanatura  
 ruote posteriori**

⑨

- ☐ 1° ☐ 2°  
☐ 3° ☐ 4°

- ☐ Alberini Ø 12mm (default)  
 con bussola 42mm  
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm)  
 c/lungh. bussole 42mm  
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm)  
 c/lungh. bussole 50mm

**Salva abiti**

con supporto  
 spondina tit.  
 nat. o nero

⑩

- ☐ Fisso con ala  
 in fibra di carbonio  
☐ Estraibile  
 con ala in fibra  
 di carbonio  
☐ Fisso con  
 carbonio dritto  
☐ Estraibile  
 con carbonio  
 dritto

☐ **Bracciolo a "L"**  
 regolabile in altezza  
 da 22cm a 28cm  
 estraibile e ribaltabile

⑪



**Appoggia gomito**

- ☐ Tubolare  
☐ Dritto (lungo 26 cm)  
☐ Classico (lungo 23 cm)  
☐ Classico (lungo 30 cm)


**Freni**

⑫

- ☐ Pieghevoli composite  
☐ A scomparsa  
☐ Standard  
☐ Standard a tiro

**Antiribaltamento  
 girevole**

⑬



- ☐ Destro  
☐ Sinistro

Note

☐ Ordine N° \_\_\_\_\_

☐ Preventivo

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Riferimento cliente \_\_\_\_\_

PAG. 2/2  
giugno 2026

QPX

Rivenditore

Ruote Posteriori

14

- ☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
- ☐ 24" Light (24 raggi)
- ☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) c.nero o argento
- ☐ 24" (36 raggi)
- ☐ 24" Mountain-bike nere (c/cop.Citybike)
- ☐ 24" Mountain-bike nere (c/cop.Offroad)
- ☐ 24" 3 razze in CARBONIO
- ☐ 24" Spinergy
- colore raggi Spinergy.....

Nero(std)
- ☐ 25" Spinergy
- colore raggi Spinergy.....

Nero(std)
- ☐ 25" Light (24 raggi) nere

Coperture

- ☐ Pneum. Marathon Plus 24"/25"
- ☐ Pneum. alta pressione Lisce 24"/25"
- ☐ Pneum. alta pressione Scolpite 24"
- ☐ Pneum. Schwalbe Right Run 24"
- ☐ Pieni 24" non disponibili su ruote Ultralight nere KIK

Corrimano

15

- ☐ Alluminio chiaro
- ☐ Alluminio scuro
- ☐ Acciaio lucido 24"
- ☐ OVAAL allum. chiaro 24"
- ☐ OVAALS allum. scuro 24"
- ☐ OVAALG(scuo c/ins.in sil.) 24"
- ☐ Titanio
- ☐ Gommato (a fusione)
- ☐ CL CURVE L 24" neri
- ☐ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
- ☐ CL QUADRO gommati neri 24"
- ☐ CL GEKKO neri 24"
- ☐ Copricorr. in silicone
- OVAALG: disponibili solo per ruote da 24"

Solo OVAAL all.chiaro disponibili con Star 6x3

CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3

CarboLife e OVAAL/S/G: NON disponibili con ruote MTB

Copriraggi

16

- ☐ Trasparenti 24"
- ☐ Neri 24"
- ☐ Fantasia 24"
- codice: .....

(vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Set anodizzato

(Cerchi e mozzi ruote posteriori LIGHT, forcelle e accessori)

18

- ☐ Nero (std)
- ☐ Argento
- ☐ Azzurro
- ☐ Rosso
- ☐ Arancio
- ☐ Viola ciclamino


Ruotine anteriori

17

- ☐ 80 (3") piene nere L 32 mm
- ☐ 80 (3") piene con luci L 25 mm
- ☐ 100 (4"x1.1/4) nere piene cerchio plastica
- ☐ 100 (4"x1) piene con luci
- ☐ 100 (4"x1.1/4) piene ce.all. ARG. L32mm
- ☐ 100 (4"x1.1/4) piene ce.all. NERO L32mm
- ☐ 125 (5"x1.1/4) nere piene cerchio plastica
- ☐ 125 (5"x1.1/4) piene ce.all. ARG. L 32 mm
- ☐ 125 (5"x1.1/4) piene c.all. NERO L 32 mm
- ☐ 125 (5"x1) piene con luci
- ☐ 150 (6") pneumatiche
- ☐ 150 (6") piene nere

Tasca sedile

19



- ☐ Tasca sotto al sedile

Cuscino foderato in poliuretano espanso

20

- ☐ Altezza 3 cm
- ☐ Altezza 5 cm




ANTERIORE A Y (default)

ANTERIORE DRITTO (su richiesta)

21

(scelta obbligatoria per larghezza seduta 34cm)



Options

- 22 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile

23 ☐ Velcro "M" per VICAIR

24 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile

25 ☐ Velcro universale (M+F)

26 ☐ Tasca portacatetere

27 ☐ Pompetta per pneumatici

28 ☐ Cinghia pelvica a 45°

29 ☐ Cinghia pelvica imbottita a 45°

30 ☐ Zainetto nero

31 ☐ Protezioni anteriori

Note