

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
 Data _____ Firma _____
 Rif. cliente _____ Peso Kg _____

PAG. 1/2
giugno 2026

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
 Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.22.03.009
 Nr. Repertorio MDR: 2350920

Legenda


- ☐ di serie
 ☆ accessori a listino
 ○ accessori con maggiorazione

IDRA2.0

☐ IDRA2.0 FISSA☐ IDRA2.0 CON ASSE REGOLABILE

- L** Larghezza Sedile ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44
P Profondità Sedile ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46
HS Altezza Schienale ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41
HA Altezza Sedile Anteriore ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
HP Altezza Sedile Posteriore ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48
DP Distanza Sedile Pedana ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49

cm



Colore telaio

- ☐ Nero lucido ☐ Nero opaco
☐ Antracite lucido ☐ Blu met.
☐ Bianco perlato
☐ Colore.....
 (vedi catalogo "Colori")

①

Rivestimenti:
Sedile

- ☐ Telo avvitato
☐ Telo tensionabile
☐ Rigido in carbonio

Schienale

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tens.
☐ Senza telo schienale,
 per schienale posturale

☆ FAMEKH

②




Colore rivestimento schienale

- ☐ Nero (std) sia sedile in nylon avvitato
 sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)
☐ Colore sedile e schienale in Nylon tens. disponibili:
 arancio, rosso, verde, bluette, azzurro
☐ Colore schienale traspirante disponibili:
 rosso, grigio

③

Pedana Unica Tubolare





④

☐ Aperta☐ Chiusa in carbonio☐ Chiusa regolabile

☐ Pedana chiusa alzabile
 all'indietro (piatto in
 alluminio e
 supporto in alluminio)


Maniglie di spinta

⑤

☐ Senza maniglie☐ Maniglie fisse☐ Maniglie regolabili in altezza☐ Maniglie a scomparsa

Distanza tra centro mozzo e schienale


⑥



- ☐ 9 cm (standard) ☐ 7 cm
☐ 0 cm (biamputati) ☐ 11 cm
☐ 3 cm ☐ 13 cm
☐ 5 cm

Inclinazione schienale (regolabile)


⑦



- ☐ 89°
☐ 91° (default)
☐ 93°

Angolo anteriore telaio

⑧



83° (default) (A = 16 cm, DP=41 cm)

75° (A = 21 cm, DP=41 cm)


Campanatura ruote post. ⑨

- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°

- ☐ Alberini Ø12mm (def.) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 50mm

Salva abiti

⑩



- ☐ Alluminio (anodizzato)
 con ala in
 fibra di carbonio
 (salva abiti fisso)



- ☐ Alluminio (anodizzato)
 con carbonio dritto
 (salva ab. fisso)

Braccioli

⑪

- ☐ Bracciolo a "L"
 estraib.reg.H22-28cm
 ribaltabile

- ☐ Bracciolo SPORT
 aperto,
 ribaltabile

Appoggiagomito

- ☐ Tubolare
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm) non compatibile
 con bracciolo SPORT

Freni

⑫




- ☐ a Scomparsa
☐ Composite



- ☐ Standard
☐ Standard a tiro

Antiribaltamento girevole

⑬



- ☆ Destro
 ☆ Sinistro

Note

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Riferimento cliente _____

PAG. 2/2
giugno 2026

IDRA2.0

Rivenditore

Ruote posteriori

14

- ☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
☐ 24" Light (24 raggi)
☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) nere o argento
☐ 24" (36 raggi)
☐ 24" Mountain-bike nere (Citybike)
☐ 24" Mountain-bike nere (Offroad)
☐ 24" Spinergy
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
☐ 25" Spinergy
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
☐ 25" Light (24 raggi) nere

Coperture

- ☐ Pneum. Marathon Plus
☐ Pneum. alta pressione Liscie
☐ Pneum. alta pressione Scolpite 24"
☐ Pneum. Schwalbe Right Run 24"
☐ Pieni KIK 24" non disponibili su ruote Ultralight

Corrimano

15

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Alluminio scuro
☐ Acciaio lucido 24"
☐ OVAAL allum. chiaro 24"
☐ OVAALS allum. scuro 24"
☐ OVAALG(scuo c/ins.in sil.) 24"
☐ Titanio
☐ Gommato (a fusione)
☐ CL CURVE L 24" neri
☐ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
☐ CL QUADRO gommati neri 24"
☐ CL GEKKO neri 24"
☆ Copricorr. in silicone

OVAAL/S/G: disponibili solo per ruote da 24"
Solo OVAAL all.CHIARO disponibili con ruote Star 6x3
CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3
CarboLife e OVAAL/S/G: NON disponibili con ruote MTB

Copriraggi

16

- ☆ Trasparenti 24"
☆ Neri 24"
☆ Fantasia 24"
codice:
(vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Cuscino foderato
in poliuretano espanso

18



- ☆ Altezza 3 cm
☆ Altezza 5 cm


Ruote anteriori

17

- ☐ 80 (3") piene
☐ 80 (3") piene con luci
☐ 100 (4"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 100 (4"x1) piene con luci
☐ 100 (4"x1.1/4) piene c. all.ARG. o NERO
☐ 125 (5"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 125 (5"x1.1/4) piene c. all.ARG. o NERO
☐ 150 (6") pneumatiche
☐ 150 (6") piene

Tasche

19



- ☐ Tasca sotto sedile oppure
☐ Tasca sedile pendente
☆ Portaoggetti
☐ Tasca schienale

Set anodizzato

(Cerchi ruote post. & mozzi LIGHT 24",
supporto spondine fisse e forcelle)

20


- ☐ Nero
☐ Argento
☐ Azzurro
☐ Rosso
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

(Solo ruote Light 24")

Archetto schienale


21

- ☐ Standard: ☐ Altro:
P(archetto) 7,5cm; P.....cm;
H(archetto) 19cm; H.....cm;
dia 21mm.




Opzioni

- 23 ☐ Velcro universale (M+F)
24 ☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
25 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
26 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
27 ◇ Bretellaggio
28 ◇ Cintura pettorale
29 ◇ Divaricatore a fasce
30 ○ Tasca portacatetere
31 ☆ Dx ☆ Sx Portastampella
32 ☆ Pompeta per pneumatici
33 ☆ Set portavaligia
34 ☆ Cinghia pelvica a 45°
35 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
36 ☆ Zainetto nero
37 ☆ Protezioni anteriori (neoprene)




☐ **profilo**
SEDUTA
STANDARD
(standard)

NB: sedile rigido in CARBONIO
solo per profilo seduta standard




☐ **profilo**
SEDUTA
ERGONOMICA

☐ **ANTERIORE**
A Y (default)




☐ **ANTERIORE**
A V



(L'anteriore a V e' possibile solo con
pedana regolabile in inclinazione chiusa)

☐ **ANTERIORE**
DRITTO



(scelta necessaria per
larghezza seduta 34cm)

☐ Apertura SU MISURA telaio anteriore a Y o a V.....cm

Prodotti correlati:

- ☐ Cuscino posturale **Vicair**
☐ Schienale posturale **Samekh**
☐ Schienale posturale **Nxt**

Note