


Sci nordico

Slittino

Caratteristiche tecniche

- Telaio in alluminio o in titanio (SLITTINO3-T e SLITTINO4-T)
- Tela schienale in nylon, regolabile in altezza ed imbottita (SLITTINO2).
- 2 attacchi con guida.
- Forniti senza sci.
- Seggiolino in carbonio (SLITTINO 3 e 4).
- Poggiatesta regolabile in profondità (SLITTINO 2 e 3)
- Cinghie di sicurezza: ferma gambe, ferma cosce, pelvica 45°



Scheda d'ordine

☐ SLITTINO2

☐ SLITTINO3

☐ SLITTINO3 titanio

☐ SLITTINO4

☐ SLITTINO4 titanio

-Larghezza sedile: ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 cm ☐ 42 cm ☐ cm

-Profondità sedile: ☐ 40 ☐ cm

-Altezza schienale: (A) cm (SLITTINO2)

-Altezza anteriore: (D) ☐ 24 ☐ cm

-Altezza posteriore: (E) ☐ 20 ☐ cm

-Lunghezza telaio: (C) cm

-Distanza schienale-attacco sci: (I) cm

-Posizione piede: (G1) ☐ cm (G2) ☐ cm

-Gradi angolo apertura schienale/terra: (F) ☐ 91° ☐ gradi (SLITTINO3 e 4)

-Altezza bastoni: cm (I bastoni, inclusi nella fornitura, devono arrivare mediamente al livello degli orecchie dell'utilizzatore, da seduto)


-Colore tele: ☐ nero ☐ rosso ☐ bluette

-Colore telaio: ☐ blu m. ☐ grigio met. ☐ nero opaco

Optional

☐ Maniglione regolabile in altezza per accompagnatore

☐ Colore telaio vedere catalogo "Colori"



OFFCARR

carrozine ortopediche e sportive

via dell'Artigianato II, 29

35010, Villa del Conte (PD), ITALIA

T +39 049 9325733 // F +39 0499325734

commerciale@offcarr.com // offcarr.com

Data: _____

Numero d'ordine: _____

Rif. Utente: _____

Note: _____