

Caratteristiche tecniche

- Telaio in alluminio.
- Sedile rigido allargabile
- Schienale con scocca in alluminio e attacco centrale
- Schienale regolabile in altezza e inclinaz.
- Sedile regolabile in più posizioni:
 - inclinazione
 - altezze
 - baricentro variabile.
- Ruote posteriori da 26" con corrimano in alluminio e alberino ad estrazione rapida.
- Fascia gambe con fibbia H8cm
- Ruotine anteriori dia 125 mm
- Ruotina antirib. reg. in H dia 100 mm
- Pedana regolabile in H e profondità
- Campanatura ruote posteriori 18°
- Maniglie di presa Dx e Sx
- Peso Kg 15,3 completa di 1 cuscino (L38, P42, H5cm) e 1 schienale (L40, lung.24cm, attacco centrale fisso)

Larghezza seduta (L): (range 36-42) regolabile

Profondità seduta (P): (range 40-45) regolabile

Altezza sedile anteriore della carrozzina (B) da 34 cm a 54 cm: regolabile

Altezza sedile posteriore della carrozzina (C) da 30 cm a 54 cm: regolabile

Altezza schienale (HS): regolabile

Angolo schienale (IS): regolabile

Distanza centro mozzo - schienale da 8 cm a 21cm (E): regolabile

Distanza sedile - pedana: regolabile

Larghezza pedana (LF): 22cm

Profondità pedana (PF): 20cm

Tipo pedana: chiusa dietro

Distanza anteriore pedana da terra (Z): regolabile

Distanza posteriore pedana da terra (G): regolabile

Distanza tra centro mozzo e centro pedana (Q): regolabile

Colore rivestimento: nero

Colore telaio: grigio glitt. ☐ nero opaco ☐

Ruote posteriori da 36 raggi da 26"

Corrimano alluminio scuro 26"

Copertura alta pressione liscia

Campanatura ruota 18°

Antiribaltamento: singolo

- ☐ Colore telaio fluo
- ☐ Colore speciale telaio RAL.....
- ☐ Colore rivestimenti.....
- ☐ Con ruote Spinergy (col. raggi.....)
- ☐ Coperture IRC rosse
- ☐ Corrimano gommati
- ☐ Corrimano in titanio
- ☐ Corrimano acciaio elettro-lucidato
- ☐ Misure pedana s.m. LF..... PF..... cm
- ☐ Cuscino in PU (extra) L..... P..... cm
- ☐ Fascia gambe lung. cm, con fibbia H10cm
- ☐ Fascia 45° Pelvi.Loc
- ☐ Fascia gambe Pelvi.Loc
- ☐ Fascia coscia/ginocchio Pelvi.Loc
- ☐ Tasca portapalline



OFFCARR

carrozze ortopediche e sportive

via dell'Artigianato II, 29
35010, Villa del Conte (PD), ITALIA
T +39 049 9325733 // F +39 0499325734
commerciale@offcarr.com // offcarr.com

Rivenditore

Data: _____
Ordine Nr: _____
Rif. cliente: _____
Note: _____