


Tennis

Scheda d'ordine

Top Spin1



Caratteristiche tecniche

- Telaio in alluminio.
 - Rivestimento schienale imbottito in nylon tensionabile.
 - Schienale regolabile in altezza.
 - Schienabile abbattibile (solo per altezze superiori a 30cm).
 - Sedile regolabile in più posizioni:
 - inclinazione
 - altezze
 - baricentro variabile.
 - Ruote posteriori da 24", 25", 26" e 28" con corrimano in alluminio e alberino ad estrazione rapida.
 - Ruotine anteriori dia 80 mm
 - Ruotine posteriori reg. in H dia 80 mm
 - Pedane regolabili in H e profondità
 - Campanatura ruote posteriori: 18°, 20°, 22° o a scelta.
- Peso:
- Topspin1 Kg 10.6

Lunghezza telaio: **(A)** ☐ 58 cm ☐ 64 cm
Larghezza seduta: **(L)** cm ☐ 36 cm ☐ 38 cm ☐ 40 cm ☐ 42 cm
Profondità seduta: **(P)** cm ☐ 38 cm ☐ 40 cm ☐ 42 cm
Altezza sedile anteriore della carrozzina:

(B) da 34 cm a 54 cm: cm

Altezza sedile posteriore della carrozzina:

(C) da 30 cm a 54 cm: cm

Altezza schienale: **(HS)** cm

Angolo schienale: **(IS)** ☐ 89° ☒ 90° ☐ 91° ☐ 92°

Distanza centro mozzo - schienale

da 8 cm a 21cm: **(E)** cmDistanza sedile - pedana: **(DP)** cm

Distanza sedile - pedana: (51).....cm

Tipo pedana: ☐ aperta ☐ chiusa ☐ semi-chiusa

Larghezza pedana: (LF)..... cm per piede

Profondità pedana: **(PF)**.....cm (STD 20 cm) per piedeDistanza anteriore pedana (da terra): **(Z)** cmDistanza posteriore pedana(da terra): **(G)** cmDistanza tra centro mozzo e centro pedana: **(Q)** cm

Colore rivestimento: ☐nero ☐bluette ☐rosso

Colore rivestimento: ☒ Nero ☐ Bluette ☐ Rosso
Colore telaio: ☐ ☐ ☐ ☐

Colore telaio: ☐ rosso perl. ☐ nero opaco ☐ blu met.

Ruote posteriori da 36 raggi : ☐ 24" ☐ 25" ☐ 26" ☐ 28"

(con corrimano in alluminio scuro e coperture Alta Pressione lisce)

Distanza tra cerchio ruota e corrimano: (N).....cm



Distanza tra copertura e spondina: (M).....cm (STD 2,5 cm)

Campanatura ruota: ☐ ☐ 18° ☒ 20° ☐ 22°

Antiribaltamento: ☐ singolo

Opzioni

- ☐ Colore telaio
- ☐ Colore telaio fluo
- ☐ Colore speciale telaio RAL
- ☐ Scritte & dis.tennis giallo fluo sulle tele
- ☐ Scritte & dis.tennis grigio catarif. sulle tele
- ☐ Ruote Sport Spinygy colore raggi
- ☐ Coperture IRC rosse
- ☐ Corrimano gommati
- ☐ Corrimano in titanio
- ☐ Corrimano acciaio elettro-lucidato
- ☐ Cuscino in PU (dens.75Shore) foderato, altezza 3 cm
- ☐ Cuscino in PU (dens.75Shore) foderato, altezza 5 cm
- ☐ Fascia gambe lung..... cm, H8cm
- ☐ Fascia coscia/ginocchio Pelvi.Loc
- ☐ Cinturino fermapiEDE dx
- ☐ Cinturino fermapiEDE sx
- ☐ Fascia gambe Pelvi.Loc
- ☐ Fascia 45° Pelvi.Loc
- ☐ Tasca portapalline
- ☐ Maniglia di presa SX
- ☐ Maniglia di presa DX



OFFCARR

carrozze ortopediche e sportive

via dell'Artigianato II, 29

35010, Villa del Conte (PD), ITALIA

T +39 049 9325733 // F +39 0499325734

commercial@offcarr.com // offcarr.com

Data:

Ordine Nr:

Rif. cliente:

Note:
