

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Rif.cliente _____ Peso Kg _____

PAG. 1/2
giugno 2026

Rivenditore

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
Carrozzina pieghevole superleggera 12.22.03.012 &
12.22.91.718 pedane elevabili.
Nr. Repertorio MDR: 2351673


Legenda

- ☐ di serie ○ accessori con magg.
◇ accessori a N.T. ☆ accessori a listino
△ accessori a N.T. con maggiorazione

CHILDREN 3000 crash-tested

☐ con posteriore
Children 3000

☐ con posteriore
curvo



- **CHILDREN 3000**
L Larghezza sedile ☐ 24 ☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36
- **CHILDREN 3000 PLUS**
L Larghezza sedile regolabile
(all'interno del range di regolazione selezionato)
- RANGE 1: ☐ 24 ☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32
RANGE 2: ☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38

- P Profondità sedile ☐ 28 ☐ 30 (regolabile da 28 a 34 cm)
☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 (regolabile da 32 a 38 cm)
- HS Altezza schienale ☐ 25 ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41
- HA Altezza Sedile Anteriore ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48
- HP Altezza Sedile Posteriore ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46
- DP Distanza Sedile Pedana ☐ 17* ☐ 19* ☐ 21* ☐ 23 ☐ 25 ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33
☐ 35 ☐ 37 ☐ 39
- * Non disponibile con pedane estraibili

cm

Colore telaio

- ☐ Azzurro cielo ☐ Arancio ☐ Rosso perlato ☐ Rosa metallizzato
-(vedi catalogo "Colori") a partire da:

①

Rivestimento schienale

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tens.
☐ Senza telo schienale, per s.posturale:
☆ **FAMEKH** (scheda a parte)

②

Colore rivestimento (solo rivestimento Nylon)


- ☐ Nero ☐ Azzurro
☐ Rosso ☐ Verde
☐ Bluette ☐ Arancio

③


Telaio anteriore

④

- ☐ **Standard**
(sconsigliato
per L<32cm)



- ☐ **Abdutto**
(raccomandato
per L<32cm)



Pedane

⑤

- ☐ Estraibili


- ☐ Non estraibili

- △ Elevabili (estraibili)
soggette a valutazione tecnica di fattibilità

- ☐ Separata in profilo di
alluminio

⑥


Solo per L>32cm (anteriore standard)
Solo per L>28cm (anteriore abdutto)



- ◇ Cinturini fermapiedi

- ☐ Unica in profilo di
alluminio

⑦




- ◇ Cinturini fermapiedi

Salva abiti

⑧

- ☐ **Plastica (standard)**



- Alluminio curvo in tinta

- ☐ Bracciolo a "T"
integrato nella spondina e
regolabile in altezza
(da sommare al salva abiti)

⑨



Appoggiamito




- ☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)
☐ Diritto (lungo 26 cm)

- ☐ Maniglie di
spinta fisse

- ☐ Maniglie di
spinta
regolabili in
altezza dritte

- Maniglie di
spinta
regolabili in
altezza abdotte

⑩



Ruote posteriori

⑪

- ☐ 24" Light (24 raggi) *
☐ 22" Light (24 raggi)
☐ 20" Light (20 raggi)

Coperture

- ☐ Pneum. alta pressione Lisce
☐ Pneum. alta pressione Scolpite
☐ Pieni grigie 20" o 22" x 1
☐ Pieni neri KIK 24" x 1
☐ Marathon Plus 22" o 24"

* NB: R24" solo con P= 34 o 36 cm e HP da 40 a 46 cm

Campanatura ruote posteriori

⑫

- ☐ 1° ☐ 3° ☐ 5°

Corrimano

⑫

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Acciaio lucido 24"
☐ Alluminio scuro
☐ Gommato (a fusione)
☐ Carbolife Curve L 24" neri
☐ Carbolife GEKKO 24" neri

- ☆ Copricorr. in silicone

Copriraggi

⑬

- ☆ Trasparenti
☆ Neri
☆ Fantasia
codice:
(vedi catalogo copriraggi fantasia)
☆ Fantasia con nome personalizzato
" "
(vedi catalogo copriraggi fantasia)

Ruotine anteriori

⑭


- ☐ 80 (3") piene con luci
☐ 80 (3") piene cerchio plastica
☐ 100 (4") piene con luci
☐ 100 (4") piene cerchio plastica
☐ 100 (4") piene cer.all.agg.o nero
☐ 125 (5") piene cerchio plastica
☐ 125 (5") piene cer.all.agg.o nero
☐ 150 (6") pneumatiche (HA min.43cm)
☐ 150 (6") piene (HA min.43cm)

Rivenditore

Antiribaltamento alzabile Children 3000
con posteriore Children 3000

(16)


- ☐ Destro
☐ Sinistro
☆ Destro e sinistro



Antiribaltamento girevole
con posteriore curvo

(17)



- ☐ Destro
☐ Sinistro
☆ Destro e sinistro



☆ **Prolunga passo**

(18)

- Posteriore Children 3000
(richiede antiribaltamento alzabile Children 3000)




- Posteriore curvo (richiede antiribaltamento girevole)

○ **Schien.reclinabile**
solo con posteriore Children 3000

(19)


- da 90° a 150°,
opzioni obbligatorie:
- posteriore Children 3000
- maniglie di spinta regolabili in H
- barra tenditrice
- piastra prolunga passo
- salva abiti in alluminio (per reclinabile)



Divaricatore

(20)


- ◇ 1 ◇ 3 ◇ 5 ◇ 7 cm
◇ cm
Scegliere o specificare l'altezza dal telo sedile



Monoguida

(21)


- solo con campanatura 0°
solo ruote 36 raggi 22" o 24"



Spinte Lateral

(22)

- Swing Away
h cm
◇ Destra
◇ Sinistra
Specificare l'altezza "h"
Lo schienale non è più abbattibile



Tavolino


(23)

- △ Trasparente
△ Morbido imbottito

- specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio
(raccomandato)



Appoggiatesta



- ◇ Prolunga schienale regolabile in altezza
Standard: h = 15 cm d = 10 cm
h = ... cm d = ... cm

Orbitale

- △ Avvolgente



- △ Sagomato



- △ Con supporti laterali



- ◇ Destra
◇ Sinistra

Set anodizzato
(Cerchi ruote post.,mozzi e forcelle)

(24)

- ☐ Nero
☐ Argento
☐ Azzurro
☐ Rosso
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

Cuscino foderato
in poliuretano espanso

(25)



- ☆ Altezza 3 cm
☆ Altezza 5 cm

Freni

(26)

- ☐ Classici leva corta
☐ Classici leva corta a tiro
☐ Classici leva lunga
☐ Monofreno destro
☐ Monofreno sinistro
☐ A tamburo
☐ A tamburo + classici
☐ Integrati nel salva abiti
(previa autorizzazione tecnica)
☐ A tamburo + integrati
nel salva abiti
(previa autorizzazione tecnica)

- Opzioni**
27 ☐ Velcro universale (M+F)
28 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
29 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
30 ☐ Pattina di unione sedile-schienale
31 ◇ Cuscino rigido imbottito
32 ◇ Bretellaggio
33 ◇ Cintura pettorale
34 ○ Divaricatore a fasce
35 ☆ Barra tenditrice
36 ☆ Barra tenditrice allargabile
37 ☆ Pompette per pneumatici
38 ☆ Cinghia pelvica a 45°
39 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
40 ☆ Zainetto nero
41 ☆ Protezioni anteriori
42 ☐ Adesivi per trasporto auto

crash tested

Note

Prodotti correlati:

- ☐ Cuscino posturale Vicair
☐ Schienale posturale Samekh
☐ Schienale posturale Nxt