

Rivenditore

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
 Data _____ Firma _____
 Rif.cliente _____ Peso Kg _____

PAG. 1/2
giugno 2026

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
 Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.22.03.009
 Nr. Repertorio MDR: 2351676

Legenda

- ☐ di serie ○ accessori con maggiorazione
 ☆ accessori a listino
 ◇ accessori a N.T. con maggiorazione

VENUS ELITE

telaio in titanio

L Larghezza Sedile ☐34 ☐36 ☐38 ☐40 ☐42 ☐44 ☐46 ○48
P Profondità Sedile ☐36 ☐38 ☒40 ☐42 ☐44 ☐46 ○48
HS Altezza Schienale ☐27 ☐29 ☐31 ☐33 ☐35 ☐37 ☐39
HA Altezza Sedile Anteriore ☐46 ☒48 ☐50
HP Altezza Sedile Posteriore ☐39 ☐41 ☒43 ☐45 ☐47
DP Distanza Sedile Pedana ☐31 ☐33 ☐35 ☐37 ☐39 ☐41 ☐43 ☐45 ☐47 ☐49

cm


Colore telaio

- ☐ Nero opaco ☐ Nero lucido ☐ Titanio lucido ☐ Antracite lucido
☐ Titanio Naturale
☐ Colore (vedi catalogo "Colori")

①

Rivestimento schienale ②

- ☐ Schienale in nylon tensionabile
☐ Schienale in tessuto traspirante
☐ Senza telo schienale
 Sist.posturale: ☆ **FAMEKH** (scheda a parte)

**Pedana Unica Tubolare in titanio**

③

- ☐ Aperta ☐ Chiusa in carbonio
☐ Chiusa regolabile in inclinazione ☐ Pedana chiusa alzabile all'indietro (piatto in alluminio e supporto in titanio)

Maniglie di spinta

④

- ☐ Senza maniglie ☐ Maniglie fisse ☐ Maniglie regolabili in altezza ☐ Maniglie a scomparsa

Distanza tra centro mozzo e schienale

⑤

- ☐ 3 cm ☐ 9 cm
☐ 5 cm ☐ 11 cm
☒ 7 cm (standard)

Inclinazione schienale (regolabile)


⑥

- 93° 89°
 91°
☐ 89°
☒ 91° (standard)
☐ 93°

Lunghezza telaio

⑦

- ☐ 42,5 (std)
☐ 46,5 (prol.)
☐
 cm

Sedile con ammortizzatori ⑧

Peso utente: kg
 Doppio antibaltamento non disponibile

Salva abiti

⑨

- ☐ Alluminio con ala in fibra di carbonio ☐ Estraibile con ala carbonio
☐ Carbonio dritto ☐ Estraibile

- ☐ Bracciolo a "L" estraibile e ribalt. reg.H 22-28cm


**Appoggia gomito**

- ☐ Tubolare
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)

Freni

⑪

- ☐ Standard
☐ Standard a tiro
☐ Composite
☐ a Scomparsa

**Antiribaltamento girevole** ⑫

☆ Destro

☆ Sinistro

Note

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Riferimento cliente _____

PAG. 1/2
giugno 2026

VENUS
ELITE

Rivenditore

Ruote posteriori ⑬

- ☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
☐ 24" Light (24 raggi)
☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) nere o argento
☐ 24" (36 raggi)
☐ 24" Mountain-bike nere (Citybike)
☐ 24" Mountain-bike nere (Offroad)
☐ 24" Spinergy
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
☐ 25" Spinergy
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
☐ 25" Light (24 raggi) nere

Coperture

- ☐ Pneum. Marathon Plus
☐ Pneum. alta pressione Lisce
☐ Pneum. alta pressione Scolpite 24"
☐ Pneum. Schwalbe Right Run 24"
☐ Pieni KIK 24" nere - non disp. su ruote Ultralight

Corrimano ⑭

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Alluminio scuro
☐ Acciaio lucido 24"
☐ OVAAL allum. chiaro 24"
☐ OVAALS allum. scuro 24"
☐ OVAALG(scuo c/ins.in sil.) 24"
☐ Titanio
☐ Gommato (a fusione)
☐ CL CURVE L 24" neri
☐ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
☐ CL QUADRO gommati neri 24"
☐ CL GEKKO neri 24"
☆ Copricorr. in silicone


OVAAL/S/G: disponibili solo per ruote da 24"
Solo OVAAL all.CHIARO disponibili con ruote Star 6x3
CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3
CarboLife e OVAAL/S/G: NON disponibili con ruote MTB

Copriraggi ⑮

- ☆ Trasparenti (24")
☆ Neri (24")
☆ Fantasia(24")
codice:
(vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Archetto schienale ⑯

- ☐ Standard:
P(archetto) 7,5cm;
H(archetto) 19cm;
dia 19mm.
☐ Altro:
P.....cm;
H.....cm



Ruotine anteriori ⑰


- ☐ 80 (3") piene nere
☐ 80 (3") piene con luci
☐ 100 (4"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 100 (4"x1) piene con luci
☐ 100 (4"x1.1/4) piene cerchio alluminio ARG.
☐ 100 (4"x1.1/4) piene cerchio alluminio NERO
☐ 125 (5"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 125 (5"x1.1/4) piene cerchio alluminio ARG.
☐ 125 (5"x1.1/4) piene cerchio alluminio NERO

Campanatura ruote post. ⑱


- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°

- ☐ Alberini Ø12mm (def.) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 50mm


Tasche ⑲



- ☐ Tasca sedile




- ☆ Portaoggetti



- ☐ Tasca schienale

Cuscino foderato in poliuretano espanso ⑳



- ☆ Altezza 3 cm
☆ Altezza 5 cm

Set anodizzato ㉑

(Cerchi ruote post. & mozzi LIGHT 24",
supporto spondine, forcelle e rifiniture)

- ☐ Nero
☐ Argento
☐ Azzurro
☐ Rosso
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

(Solo ruote Light 24")

Opzioni

- 22 ☐ Velcro universale (M+F)
23 ☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
24 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
25 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
26 ◇ Bretellaggio
27 ◇ Cintura pettorale
28 ◇ Divaricatore a fasce
29 ○ Tasca portacattetere
30 ☆ Dx ☆ Sx Portastampella
31 ☆ Pompetta per pneumatici
32 ☆ Set portavaligia
33 ☆ Cinghia pelvica a 45°
34 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
35 ☆ Zainetto nero
36 ☆ Protezioni anteriori (neoprene)

Note