

QUASAR GT

TELAIO FISSO
IN TITANIO

TITANIUM
RIGID FRAME

QUASAR, REINVENTATA Un nuovo abito per la superleggera in titanio. Completa e versatile, ogni carrozzina è costruita attorno a una persona.

SICUREZZA QUASAR GT è progettata per essere usata su veicoli in movimento. La cintura di sicurezza e i punti d'aggancio segnalati la rendono adatta al trasporto in auto.

TESTATA QUASAR GT è crash tested.

QUASAR, REINVENTED A new look for the classic ultralight titanium wheelchair. Completely versatile, each wheelchair is designed with a specific person in mind.

SAFE QUASAR GT is engineered to be safely used on moving vehicles. The seatbelt and well marked anchoring points make it suitable for car transport.

TESTED QUASAR GT is crash tested.

Ultraleggera, super sicura

Ultralight, super safe



cm	cm		cm	A cm	P cm	cm	HA cm	HP cm	cm	cm
	1°	4°		A: ~40	36	27	HA: 46÷50	HP: 40÷48	P = 40 cm α = 83° COG = 9 cm	seduta seat
34	52	58	44		38	29				38x40 cm
36	54	60	46		40	31				7,6 kg asse fisso fixed COG
38	56	62	48		42	33				~ 78 cm
40	58	64	50		44	35				
42	60	66	52		46	37				
44	62	68	54	B: ~78	44	39	8 kg asse regolabile adjustable COG			
46	64	70	56		46	41				

Portata massima 120 kg / Max user weight 120 kg

Alcune misure sono approssimate in base alle medie / Some measurements are averaged



Punto d'aggancio WTORS posteriore
Rear WTORS anchor point



Punto d'aggancio WTORS anteriore
Front WTORS anchor point



Cintura di sicurezza
Safety belt



Attacco schienale ridisegnato
Redesigned backrest attachment



Baricentro fisso o regolabile
Adjustable or rigid centre of gravity