

VEGA

TELAIO
PIEGHEVOLE
IN ALLUMINIO
E TITANIO

ALUMINIUM
AND TITANIUM
FOLDING
FRAME



DECENNI DI LABOR LIMAE La lunga storia di VEGA ha visto un costante, minuzioso perfezionamento che l'ha portata ad essere una carrozzina completa, studiata in ogni dettaglio. Un grande classico intramontabile.

OGNI DESIDERIO È UN ORDINE

Pensa "vasta gamma di accessori", è solo l'inizio. Passaggi stretti attivabili in autonomia? Certo. Composizione del telaio personalizzata? Assolutamente!

DECADES OF REFINEMENT VEGA's long history of success is dotted with continuous, meticulous improvement that has turned it into a complete wheelchair, detailed and balanced. A timeless classic.

YOUR WISH IS MY COMMAND

Think "wide range of accessories". That's only the beginning. User activated narrow passage wheels? Sure. Customizable frame with different shapes? Absolutely!

L'esperienza in gioco

An experienced player



cm L	cm	cm	P cm	cm HS	HA cm	HP cm	cm	cm
34	52	26	34	29	HA: 42÷54	pedana fissa fixed footrest ~ 90	seduta seat 38x38 cm	12,7 kg
36	54		36	31				
38	56		38	33				
40	58		40	35				
42	60		42	37				
44	62		44	39				
46	64		46	41				
48	66		48	43				
			50	45	HP: 38÷50	VEGA.E senza pedana w/o footrest ~ 75		
				47				
				49				

Portata massima 120 kg / Max user weight 120 kg

Alcune misure sono approssimate in base alle medie / Some measurements are averaged




Regolazione baricentro e
altezza posteriore
Adjustable rear height and centre
of gravity



Pedane estraibili (VEGA)
Removable footrests (VEGA)



L'anteriore di VEGA.E senza
pedane.
VEGA.E front frame, without
footrests.



Le differenze fra l'anteriore di
VEGA e di VEGA.E
Front frame difference between
VEGA and VEGA.E