

VENUS ELITE

**TELAIO FISSO
IN TITANIO**

TITANIUM
RIGID FRAME



VENERE DI TITANIO

VENUS ELITE è una carrozzina in titanio; preziosa, leggera, robusta ed eclettica.

CAMBIA, COME CHI LA USA

Altamente regolabile, può cambiare assetto facilmente, nel tempo, seguendo sempre le esigenze posturali dell'utente. La seduta è indipendente dal telaio e completamente regolabile nello spazio.

TITANIUM VENUS


VENUS ELITE is a titanium wheelchair: lightweight, reliable and multifaceted.

CHANGES WITH ITS RIDER

Highly adjustable, VENUS ELITE can easily change in time, to follow varying postural needs. The seat is independent from the underframe and its position in space can be varied.

Come tu mi vuoi

Whatever you want



								
	1° 4°							
34	- 59	47	A: ~40	36	27	HA: 46÷50	P = 40 cm COG = 7 cm	seduta seat 40x40 cm 8,9 kg
36	57 61	49		38	29			
38	59 63	51		40	31			
40	61 65	53	B: ~78	42	33	HP: 39÷47	~ 84 cm	
42	63 67	55		44	35			
44	65 -	57			37			
46	67 -	59			39			

Portata massima 120 kg / Max user weight 120 kg

Alcune misure sono approssimate in base alle medie / Some measurements are averaged



Regolazione in inclinazione dello schienale
Backrest angle adjustment



Posizione posteriore del sedile regolabile
Adjustable rear seat position



Posizione anteriore del sedile regolabile
Adjustable front seat position



Minimo ingombro
Minimum volume