

SPEEDBIKE COMP CC



Libertà, oltre la strada

Speedbike Comp CC è una bicicletta senza paragoni per affrontare qualsiasi terreno, un modo per saziare il bisogno di avventura e per esplorare nuovi orizzonti.


Una mountainbike per divertirsi e per riconquistare la libertà.



ALOIS PRASCHBERGER

Rolltechnik & Sport GmbH

no limits



OFFCARR

distributore esclusivo in Italia

commerciale@offcarr.com

T 049 9325733

offcarr.com

Caratteristiche tecniche

- > Cambio Shimano
- > Ruote da 26" o 27,5"
- > Freni a disco o a pattino
- > Posizione e inclinazione schienale regolabili
- > Posizione dei piedi regolabile
- > Schienale e sedile imbottiti

Di serie


- > Copricatena sulle corone e per le gambe
- > Stabilizzatore di sterzata
- > Computer, campanello, borraccia, bandierina

Accessori

- > Freni a disco idraulici sulle ruote posteriori
- > Vari tipi di motore elettrico
- > Ammortizzazione del telaio posteriore
- > Copricatena in tinta telaio e molti altri

Dimensioni e peso

- > Lunghezza: ~ 220 cm
- > Larghezza: ~ 60 cm
- > Altezza: ~ 80 cm
- > Peso: da ~ 20 kg (non elettrificata)



ALOIS PRASCHBERGER
Rolltechnik & Sport GmbH
no limits



OFFCARR

Handbike VARIO




Sta tutto nelle tue mani

Vario Bike è uno strumento versatile, in grado di andare ovunque. Il cambio è Shimano, a scelta tra una cassetta a 24 rapporti o un cambio interno a 8 con freno a contropedale, e c'è un'ampia gamma di accessori e componenti fra cui scegliere.

Divertimento assicurato insomma, e un sacco di strada da esplorare.



ALOIS PRASCHBERGER
Rolltechnik & Sport GmbH
no limits



OFFCARR
distributore esclusivo in Italia
commerciale@offcarr.com
T 049 9325733
offcarr.com

Caratteristiche tecniche

- > Cambio Shimano a scelta fra 24 marce o 8 marce interno con freno a contropedale
- > Leve del cambio e freni a manubrio
- > Freno a disco e/o V-brake
- > Ruota anteriore: 24" (507) altre misure disponibili
- > Lunghezza della forcella e larghezza delle manovelle regolabili.
- > Apposito kit di connessione rapida alla carrozzina

Di serie

- > Copricatena sulle corone e per le gambe
- > Stabilizzatore di sterzata
- > Freno di stazionamento

Accessori

- > Vari tipi di motore elettrico
- > Cavalletto per un parcheggio facile
- > Morsetti per attacco universale
- > Parafango e molti altri

Dimensioni e peso

- > Larghezza: da 44 cm
- > Altezza: da 120 cm (regolabile)
- > Peso: da ~ 10 kg



ALOIS PRASCHBERGER
Rolltechnik & Sport GmbH
no limits



OFFCARR