




UL
RA
LIC
HT

CATALOGO 2026



ULT
RA
LIG
HT

TOGETHER EVERYWHERE



Da sempre **Offcarr** mette la persona al centro del processo creativo, puntando a dare una risposta adeguata ad ogni esigenza individuale.

La **collezione ULTRALIGHT** è la sintesi del nostro impegno, la fusione perfetta di stile e innovazione. Ogni carrozzina è unica, concepita e realizzata attorno ad un singolo utente.

Offcarr has always put its focus on each of its users, developing solutions to specific, individual needs and thus making every single wheelchair unique.

Our **ULTRALIGHT collection** combines beauty and innovation, and it is the cusp of our efforts and our passion.





Indice

Table of contents

Telaio rigido in titanio

Titanium rigid frame

HEKA	4
EOS	6
EOS³	8
QUASAR	10
QUASAR GT	12
FIXED	14

Telaio rigido in alluminio

Aluminium rigid frame

IDRA 2.0	16
IDRA 2.E	17
ZODIAC	18
THEMIS PRESTIGE	20

Telaio rigido altamente regolabile

Highly adjustable rigid frame

THEMIS	22
VENUS / VENUS ELITE	24
VENUS ADVENTURE	26
FENICE	28

Telaio pieghevole in titanio

Titanium folding frame

ALHENA	30
HALLEY TI	32
QPX	34

Telaio pieghevole in alluminio

Aluminium folding frame

DIVA	36
VEGA / VEGA.E	38
HALLEY	40

Altri prodotti / Other products

SAMEKH	42
EASYWHEEL	43

HEKA

TELAIO
RIGIDO
IN TITANIO

TITANIUM
RIGID
FRAME



Titanio ergonomico

Ergonomic titanium



ULTRALIGHT_HEKA



HEKA È INIMITABILE Le linee affascinanti disegnano una carrozzina performante, leggera e bilanciata con grandi possibilità di personalizzazione tecnica ed estetica.

PURA AVANGUARDIA La lavorazione del titanio sagomato ergonomicamente è un'altra tappa della ricerca tecnologica e dell'esperienza costruttiva OFFCARR, volte alla creazione di pezzi unici di arte e moda. HEKA è un simbolo esclusivo di eleganza e indipendenza.

HEKA IS UNMATCHED Captivating lines form a high-performance, lightweight, balanced wheelchair with extensive options for technical and aesthetic customization.

INTO THE FUTURE The ergonomic shaped titanium tubing is a milestone in OFFCARR's technological research and construction expertise, aimed at creating unique pieces of art and fashion. HEKA is an exclusive symbol of elegance and independence.

SE

TELAIO
RIGIDO
IN TITANIO
TITANIUM
RIGID
FRAME




Essenziale
Originale
Speciale

Essential
Outstanding
Steadfast



ULTRALIGHT_EOS



COME UN ABITO SU MISURA Il telaio monotubo in titanio è ampiamente personalizzabile in tutte le sue geometrie. Ogni carrozzina è unica, pensata e costruita attorno a una persona specifica.

BELLEZZA ULTRALEGGERA I dettagli in carbonio alleggeriscono e valorizzano la carrozzina, esaltandone agilità e reattività: una vera ultraleggera che fa la differenza ad ogni spinta.

FITS LIKE A GLOVE The open titanium frame is built to spec, with many possible combinations of shapes and sizes. Each wheelchair is unique from start to finish, built with a single user in mind.

ULTRALIGHT BEAUTY The carbon details decorate the wheelchair and help keep it light and responsive: you can feel the magic at every push.

EOS³

TELAIO
SNODATO
IN TITANIO

HINGED
TITANIUM
FRAME





Essenziale
Elegante
Eccezionale

Exceptional
Empowering
Exciting



ECCELLENZA AL CUBO

EOS³ è l'evoluzione di EOS, elegante e compatta, perfetta per viaggiare.

AVANGUARDIA L'anteriore snodabile è progettato e realizzato per essere preciso, affidabile e semplice da utilizzare.

MINIMO INGOMBRO Una volta piegata, grazie ai salva abiti rimovibili e allo schienale abbattibile, la carrozzina si riduce adattandosi a bagagliai e cappelliere.

EXCELLENCE CUBED

EOS³ evolves from EOS. Elegant and essential, it is perfect for travelling.

AVANT-GARDE The frame joints are designed and machined to be precise, reliable and easy to use.

EVERY NOOK AND CRANNY When folded, thanks to the removable clothes guards and the collapsible backrest, EOS³ becomes tiny to fit in trunks and overhead bins.

QUASAR

TELAIO
RIGIDO
IN TITANIO
TITANIUM
RIGID
FRAME



Essenzialmente ultraleggera

Ultralight to the core



ULTRALIGHT_Quasar



Baricentro fisso o regolabile
Adjustable or fixed COG

Sedile ergonomico o standard
Ergonomic or standard seat

Tre forme
anteriori differenti
Three different
front shapes

ULTRALEGGERA PER AUTONOMASIA

Ogni elemento è studiato per minimizzare il peso, con una configurazione completa (spondine, ruote e freni) a partire da 7 kg.

INEDITA QUASAR è completamente personalizzabile. Ogni singolo telaio è disegnato e realizzato per fondersi con l'utente, valorizzandolo. Dinamica, è un vero passepartout per tutte le occasioni della vita.

QUINTESSENTIALLY ULTRALIGHT

Every component is designed to minimize weight, with a complete setup (wheels, sideguards and brakes) starting at 7 kg.

UNPRECEDENTED QUASAR is entirely bespoke. Each frame is designed and built to enhance the user, seamlessly, and to make you feel at ease in every moment, up to any challenge.

QUASAR GT

TELAIO
RIGIDO
IN TITANIO
TITANIUM
RIGID
FRAME



Ultraleggera, super sicura

Ultralight, super safe



ULTRALIGHT_QUASAR_GT



QUASAR, REINVENTATA Un nuovo ruolo per la superleggera in titanio. Completa e versatile, ogni carrozzina è costruita attorno a una persona.

SICURA QUASAR GT è progettata per essere usata su veicoli in movimento. La cintura di sicurezza e i punti d'aggancio segnalati la rendono adatta al trasporto in auto.

TESTATA QUASAR GT è crash tested.

QUASAR, REINVENTED A new look for the classic ultralight titanium wheelchair. Completely versatile, each wheelchair is designed with a specific person in mind.

SAFE QUASAR GT is engineered to be safely used on moving vehicles. The seatbelt and well marked anchoring points make it suitable for car transport.

TESTED QUASAR GT is crash tested.

FIXED

TELAIO
RIGIDO O
SNODATO
IN TITANIO

TITANIUM
RIGID OR
HINGED
FRAME





Nuove geometrie, nuovi spazi

New lines, new ways



Sistema posturale per il tronco
Samekh in carbonio, di serie
Standard carbon Samekh
back postural system

Sedile in fibra di carbonio
Carbon fibre seat

Ruote grandi da 25", 26" o 28"
Big 25", 26" or 28" wheels

Pedane in carbonio
con fermatalloni
Carbon footplates
with heelstops

Ruotina ad
estrazione rapida
Detachable
front castor

ACCESSORIO FIXED è un abito da indossare, un elemento di identità, un'estensione della propria immagine.

FORMIDABILE Le ruote da 25", 26" o 28" alzano la seduta valorizzando la figura e favoriscono le relazioni interpersonali.

BAGAGLIO A MANO È disponibile una versione riducibile di FIXED, dotata di un innovativo snodo anteriore. È perfetta anche per la cappelliera di un aereo. Lo schienale è abbattibile, le spondine e la ruotina rimovibili.

WEARABLE ACCESSORY FIXED conveys identity. It adds beautifully to one's perception of self.

STAND OUT The 25", 26" or 28" wheels raise the seat, enhancing the figure and easing interpersonal relationships.

HAND LUGGAGE A hinged version of FIXED is available and fits in an airplane overhead compartment, thanks to the removable sideguards and front castor and the collapsible backrest.

IDRA 2.0

**TELAIO
RIGIDO IN
ALLUMINIO**
ALUMINIUM
RIGID FRAME



SEMPLICE FLUIDITÀ

Il telaio dalle linee acclamate, in alluminio, è la base di una carrozzina solida e affidabile, una compagna di vita.

COMBINAZIONI INFINITE

IDRA2.0 è altamente personalizzabile e disponibile con pedane interamente estraibili nella versione IDRA2.E

IDRA 2.E

**TELAIO RIGIDO
IN ALLUMINIO,
PEDANE
ESTRAIBILI**
ALUMINIUM
RIGID FRAME,
REMOVABLE
FOOTRESTS

SMOOTH SAILING

The renown frame, forged in aluminium, is key to a light yet sturdy wheelchair, a partner for life.

ENDLESS POSSIBILITIES

IDRA2.0 is completely customisable and available with entirely detachable footrests in the IDRA2.E version.

ZODIAC

TELAIO
RIGIDO IN
ALLUMINIO

ALUMINIUM
RIGID FRAME



Affidabile resistenza

Reliable resistance



ULTRALIGHT_ZODIAC



Pedana e salva abiti in carbonio
Carbon footrest and sideguards

Telaio chiuso
ultraresistente
Super-sturdy boxed frame

Trasporto auto
senza agganci
aggiuntivi
Use on vehicles with
no extra fasteners

STABILE E FIDATA Con il suo telaio rigido chiuso in alluminio, ZODIAC nasce per assicurare prestazioni costanti e massima affidabilità. Solida e sicura, è ideale per accompagnarti in ogni momento della vita quotidiana.

TESTATA PER DURARE Pensata per utilizzi intensi, ZODIAC garantisce robustezza, stabilità e sicurezza anche nelle condizioni più impegnative. Crash tested fino a 150 kg, è pensata per chi cerca una carrozzina capace di affrontare ogni sfida in assoluta sicurezza.

STEADY AND TRUSTED With its aluminium rigid boxed frame, ZODIAC is designed to ensure consistent performance and maximum reliability. Solid and safe, it is ideal to join you in every moment of daily life.

TESTED TO ENDURE Designed for intensive use, ZODIAC ensures strength, stability and safety even in the most demanding conditions. Crash tested up to 150 kg, it is made for those seeking a wheelchair ready to face every challenge with complete confidence.

THEMIS PRESTIGE

TELAIO
RIGIDO IN
ALLUMINIO

ALUMINIUM
RIGID FRAME




Eleganza ergonomica

Ergonomic elegance



ULTRALIGHT_THEMIS_PRESTIGE



ARTE DA INDOSSARE

THEMIS PRESTIGE è unica: progettata e realizzata solo per chi la indossa, elegante nelle linee, agile nel movimento, compatta nel design, essenziale negli elementi.

ALTO PROFILO Il profilo ergonomico dei tubi del telaio è il carattere distintivo della famiglia THEMIS. Offre un appoggio stabile, sicuro e confortevole nei trasferimenti.

TAILOR MADE Every THEMIS PRESTIGE is unique, designed around the specifics of a single user, yet each one is agile in its movement and elegant in its lines.

HIGH PROFILE The ergonomic aluminium profile of the tubes makes THEMIS unique. The frame fits the hand, offering a stable grip when handling the wheelchair or transferring.

THEMIS

**TELAIO
RIGIDO
REGOLABILE
IN ALLUMINIO**


**ADJUSTABLE
ALUMINIUM
RIGID FRAME**





Ergonomia regolabile

Adjustable ergonomomy



COLPO DI FULMINE THEMIS è una prima scelta alla portata di ogni utente. È un viaggio alla scoperta dell'assetto ideale, alla scoperta di se stessi.

CAMBIA TUTTO THEMIS è regolabile, così regolabile da poter essere completamente riconfigurata in corso d'uso. Le regolazioni sono progettate per essere semplici, veloci e sicure.

LOVE AT FIRST SIGHT THEMIS is perfect as a first wheelchair. It makes it easy to find the setup that lets you move the way that's best for your life.

PERPETUAL FLUX THEMIS is adjustable. So adjustable, in fact, that it can be entirely reconfigured on a whim, in order to see if a specific setup works. The changes are designed to be quick and easy to perform.

VENUS ELITE

TELAIO
RIGIDO
REGOLABILE
IN TITANIO E
ALLUMINIO


TITANIUM
AND
ALUMINIUM
ADJUSTABLE
RIGID FRAME



Come tu mi vuoi
Whatever you want



ULTRALIGHT_VENUS_ELITE



VENERE DI TITANIO

VENUS ELITE è una carrozzina in titanio; preziosa, leggera, robusta ed eclettica.

CAMBIA, COME CHI LA USA

Altamente regolabile, può cambiare assetto facilmente, nel tempo, seguendo sempre le esigenze posturali dell'utente. La seduta è indipendente dal telaio e completamente regolabile nello spazio.

TITANIUM VENUS

VENUS ELITE is a titanium wheelchair: lightweight, reliable and multifaceted.

CHANGES WITH ITS RIDER

Highly adjustable, VENUS ELITE can easily change in time, to follow varying postural needs. The seat is independent from the underframe and its position in space can be varied.

ADVENTURE S

TELAIO RIGIDO
REGOLABILE
AMMORTIZZATO
IN TITANIO E
ALLUMINIO

DAMPENED
TITANIUM AND
ALUMINIUM
ADJUSTABLE
RIGID FRAME






Fuori dalla strada battuta

Off the beaten path



ULTRALIGHT_VENUS_ADVENTURE



Ammortizzatore RockShock™
RockShock™ shock absorber

Assetto sedile regolabile
Adjustable seat position

Ruote MTB
MTB wheels

Forcelle FrogLegs™
FrogLegs™ forks

SUPERARE GLI OSTACOLI

VENUS ADVENTURE ti conduce con facilità per strade difficili. Erba, ghiaia, sterrato, porfido, tutto diventa accessibile.

ATTERRAGGIO SOFT

La seduta ammortizzata in combinazione con le forcelle FrogLegs™ la rendono ideale per superare piccoli scalini e altre impervietà.

SPIRITO VENUS

VENUS ADVENTURE unisce le regolazioni che caratterizzano il modello VENUS con lo spirito di ribellione ed avventura che accompagna gli esploratori della vita.

WHEREVER YOU WILL GO

VENUS ADVENTURE easily leads you on previously unfeasible roads. Lawn, gravel, dirt, cobblestones: everything is accessible.

SOFT LANDING

The shock absorber under the seat and FrogLegs™ make it perfect to overcome small steps and other obstacles.

VENUS SOUL

VENUS ADVENTURE combines the adjustability of its parent model to the rebelliousness that distinguishes the great explorers of life.

FENICE

TELAIO
RIGIDO
REGOLABILE
IN ALLUMINIO

ADJUSTABLE
ALUMINIUM
RIGID FRAME



Classica, regolabile

Classic, adjustable



ULTRALIGHT_FENICE



UNA CARROZZINA SU CUI CONTARE

FENICE è una carrozzina affidabile ed estremamente agile grazie alla sua geometria. Si adatta facilmente all'utente per offrire un supporto robusto e dinamico nella vita di tutti i giorni.

REGOLAZIONE A PORTATA DI MANO

L'originale piastra di regolazione facilita la ricerca dell'assetto ideale e permette di modificarlo con facilità. Una carrozzina sempre ben bilanciata e piacevole da guidare.

TRUSTY WHEELCHAIR

FENICE is a reliable wheelchair. Lightweight and adjustable, it adapts to every user to grant sturdy and dynamic support, day in and day out.

ON THE GO ADJUSTMENT The ingenious adjustment plate eases the process of finding the perfect setup and allows quick and simple adjustments. Always maintain optimal balance and enjoy a smooth ride.

ALHENA

TELAIO
PIEGHEVOLE
IN TITANIO

TITANIUM
FOLDING
FRAME



Fiera leggerezza

Ultralight prowess



ULTRALIGHT_ALHENA



ELEGANZA E LEGGIADRIA NEL DNA

Carrozzina superleggera pieghevole, interamente in titanio. Unica e raffinata, coniuga forma e piacevolezza d'uso.

COMPLESSA SEMPLICITÀ ALHENA è leggera, sofisticata e versatile. La piastra HwP (Helicoid wheel Plate), oltre a proporre un'ampia scelta di posizioni per la ruota posteriore, dona carattere al design del telaio.

Alhena è crash tested per l'uso sui veicoli.

FORM AND FUNCTION Ultralight foldable wheelchair, entirely in titanium. Unique and refined, it combines beauty and ease-of-use.

SIMPLY COMPLEX ALHENA is lightweight and versatile, while its presence is elegant, its design polished. The HwP plate (Helicoid wheel Plate) brings the whole design together, as well as being a tremendous setup tool.

Alhena is crash tested up to 120 kg for use on vehicles

HALLEY TI

TELAIO
PIEGHEVOLE
IN TITANIO
TITANIUM
FOLDING
FRAME





Astro nascente

A star is born



ULTRALIGHT_HALLEY_TI



Regolazione di altezza posteriore
e sbilanciamento compatta e
altamente personalizzabile
Minimal yet very customizable
adjustment of rear height and COG

Salva abiti in carbonio
Carbon fibre sideguards

Possibilità di telaio a Y
Y shaped front frame possible

Salva abiti e
pedana in carbonio
Carbon sideguards
and footrest

ARMONIA Di HALLEY TI si notano a primo sguardo le curve morbide e le linee eleganti. L'aspetto vellutato del titanio naturale e il design minimalista e seducente donano carattere e raffinatezza.

LEGGEREZZA E TECNOLOGIA La resistenza e la leggerezza del titanio, la maestria e l'esperienza di OFFCARR, le esigenze e la personalità di chi la sceglie si fondono in un unico elemento per dar vita a HALLEY TI.

HARMONY Elegant lines and smooth curves make HALLEY TI memorable at first glance. The soft touch natural titanium finish and the minimalist design make for a classy, refined wheelchair.

BESPOKE LIGHTNESS The lightness of titanium and OFFCARR's crafting experience, combined with the accurate measurements of every user, create each HALLEY TI.

QPX

**TELAIO IBRIDO
IN TITANIO O
ALLUMINIO**


HYBRID
TITANIUM OR
ALUMINIUM
FRAME.





Rigido +
Pieghevole =
Ibrido

Rigid +
Folding =
Hybrid



**AGILE COME UN TELAIO RIGIDO,
PRATICA COME UNA PIEGHEVOLE**

L'innovativa crociera, da cui prende vita il modello, è progettata e realizzata con la massima precisione. Garantisce stabilità e sostegno, scomparendo alla vista.

PERFETTA PER OGNI BAGAGLIAIO

L'azione di apertura/chiusura impiega pochi secondi e minimizza l'ingombro.

IL TEMPO È PREZIOSO QPX lo compatta.

**THE AGILITY OF A RIGID FRAME, THE
VERSATILITY OF A FOLDABLE WHEELCHAIR**

The innovative crossbar design, which gives life to the wheelchair, is machined with clockwork precision. It grants support and stability, disappearing from view.

FITS EVERY TRUNK The opening and closing actions require mere seconds and the space taken is minimal.

TIME IS VALUABLE Have some more, with QPX.

DIVA

TELAIO
PIEGHEVOLE
IN ALLUMINIO

ALUMINIUM
FOLDING
FRAME



Everyday superstar



ULTRALIGHT_DIVA



Schienale fisso o regolabile in inclinazione
Fixed or tilt adjustable backrest

Regolazione del baricentro
Adjustable COG

Chiusura semplice e rapida
Quick and easy opening and closing

IN BUONA COMPAGNIA

DIVA è una pieghevole essenziale, versatile e maneggevole. Mette l'utente sotto i riflettori e lo supporta in ogni momento, con una presenza delicata dalle linee pulite.

MILLE MODI DI DIVA

Numerose regolazioni e personalizzazioni la rendono in grado di adattarsi, giorno dopo giorno, a esigenze complesse. Tutto il necessario, nulla di superfluo. Crash tested fino a 120 kg.

IN GOOD COMPANY

DIVA is the essential foldable wheelchair. It leaves the user in the spotlight while granting continuous support, with a delicate presence and clean lines.

EN VOGUE

Many adjustments and accessories make this wheelchair versatile and adaptable to complex needs. All that's needed and nothing more. Crash tested up to 120 kg.

VEGA

TELAIO
PIEGHEVOLE
IN ALLUMINIO

ALUMINIUM
FOLDING
FRAME



L'esperienza in gioco

An experienced player



ULTRALIGHT_VEGA



Baricentro regolabile
Adjustable COG

Doppia crociera in titanio
Double titanium crossbar

DECENNI DI LABOR LIMAE La lunga storia di VEGA ha visto un costante, minuzioso perfezionamento che l'ha portata ad essere una carrozzina completa, studiata in ogni dettaglio. Un grande classico intramontabile.

OGNI DESIDERIO È UN ORDINE

Pensa "vasta gamma di accessori", è solo l'inizio. Passaggi stretti attivabili in autonomia? Certo. Composizione del telaio personalizzata? Assolutamente!

È disponibile anche VEGA.E, la versione con pedane interamente estraibili.

DECADES OF REFINEMENT VEGA's long history of success is dotted with continuous, meticulous improvement that has turned it into a complete wheelchair, detailed and balanced. A timeless classic.

YOUR WISH IS MY COMMAND

Think "wide range of accessories". That's only the beginning. User activated narrow passage wheels? Sure. Customizable frame with different shapes? Absolutely!

VEGA.E is its version with entirely detachable footrests.

HALLEY

**TELAIO
PIEGHEVOLE
IN ALLUMINIO**

**ALUMINIUM
FOLDING
FRAME**



Fly me to the moon



ULTRALIGHT_HALLEY



Piastra AwP, baricentro regolabile
AwP plate, adjustable centre of gravity

Doppia crociera
Double crossbar

BRILLANTE COME UNA COMETA L'originale sistema di regolazione delle ruote posteriori AwP propone una fitta matrice di posizioni per personalizzare l'assetto e il baricentro.

CURVE ARMONICHE Il tutto in un'originale cornice elegante, sofisticata e adatta ad ogni situazione.

BRIGHT AS A STAR The inventive AwP adjustment system gives the user a wide range of possible rear axle positions that allow centre of gravity customization.

HARMONIC CURVES HALLEY comes in an elegant package, detailed and refined, perfect for every situation with its grace and beauty.

SISTEMA POSTURALE POSTURAL SYSTEM



Colonna portante The backbone's backbone



COLONNA

SAMEKH è un pilastro posturale, ultraleggero regolabile e super sicuro (crash tested fino a 120 kg).

BASSO PROFILO

Un sistema posturale attivo, che non ostacola il libero movimento e che promette sostegno senza ingombro.

ACCOPPIATA VINCENTE

SAMEKH è adatto per qualsiasi carrozzina ed è perfettamente integrato con tutti i modelli OFFCARR.

COLUMN

SAMEKH is a postural pillar: an ultralight, adjustable, stable support that allows for unencumbered mobility, in complete safety (crash tested up to 120 kg).

LOW PROFILE

An active postural system that doesn't hold back movement, promising unencumbered support.

DYNAMIC DUO

SAMEKH is adaptable to any wheelchair and is perfectly integrated to any OFFCARR model.

Osa esplorare

Dare to explore



UN SUPERPOTERE

EASYWHEEL è l'accessorio indispensabile per chi vuole dare alla propria carrozzina una marcia in più e affrontare percorsi impervi per esplorare il mondo.

FACILE, RAPIDO, COMPATTO

Le dimensioni ridotte lo rendono facile da trasportare e il meccanismo di aggancio è semplice e veloce da montare oltre che universale.

Partire non ha ostacoli!

SUPERPOWER

EASYWHEEL is the essential accessory for those who want to expand their wheelchair's possibilities and want to tackle complex paths to explore the world.

QUICK, EASY, COMPACT

The small dimensions and weight make it simple to carry around and the attachment mechanism is easy and fast, as well as universal.

Be free to go!

EASYWHEEL

**ACCESSORIO
UNIVERSALE**

**UNIVERSAL
ACCESSORY**

A silver metal wheelchair with black upholstery and large spoked wheels. The wheelchair is shown from a side profile, facing left. It has a black seat, backrest, and footrests. The frame is made of polished metal. The wheels are large with a spoked design. The front wheels are smaller and have a different design. The wheelchair is positioned on a white background.

44


EOS³




											
ruote Light / Light wheels											
	1°	4°		A: ~28 (HP=42)	36	27	HA: 46÷50	P = 40 cm $\alpha = 83^\circ$ COG = 9 cm ~ 82 cm	In uso / In use 38x40 cm 8,5 kg asse fisso fixed COG		
34	54	60	43		38	29					
36	56	62	45		40	31					
38	58	64	47		42	33					
40	60	66	49		44	35					
42	62	68	51		46	37					
44	64	70	53	B: ~58 (P=40)	39	41	HP: 40÷48		8,8 kg asse regolabile adjustable COG	Peso di trasporto Transport weight da 5,4 kg	



Portata massima: 120 kg. / Max user weight: 120 kg. Alcune misure sono indicative. / Some measurements are averaged.




Minimo ingombro (piegata)
Minimum volume (folded)



Snodo rapido, affidabile e autobloccante.
Fast, reliable, self locking hinges



Baricentro fisso o regolabile
Fixed or adjustable centre of gravity



Freni composite (di serie)
Composite brakes (standard)

QUASAR



        																	
ruote Light / Light wheels																	
34	52	4°	58	44	A: ~40	36	27	HA: 46÷50	P = 40 cm $\alpha = 83^\circ$ COG = 9 cm ~ 78 cm	In uso / In use 38x40 cm 7 kg asse fisso fixed COG 7,4 kg asse regolabile adjustable COG Peso di trasporto Transport weight da 4,0 kg							
36	54	60	46	38		29											
38	56	62	48	40		31											
40	58	64	50	42		33											
42	60	66	52	44		35											
44	62	68	54	B: ~78	46	37	HP: 40÷48										
46	64	70	56		48	39											
						41											



Portata massima: 120 kg. / Max user weight: 120 kg. Alcune misure sono indicative. / Some measurements are averaged.




Baricentro fisso o regolabile
Adjustable or fixed centre of gravity



Tre forme anteriori differenti:
dritto, a V, a Y (in foto)
Three front frame shapes:
straight, V shape, Y shape
(picture)



Sedile ergonomico o standard
Ergonomic or standard seat



Minimo ingombro
Minimum volume


QUASAR GT




	1°	4°							
	34	52	58	44					
	36	54	60	46					
	38	56	62	48					
	40	58	64	50					
	42	60	66	52					
	44	62	68	54					
	46	64	70	56					



Portata massima: 120 kg. / Max user weight: 120 kg. Alcune misure sono indicative. / Some measurements are averaged.




Punto d'aggancio
WTORS posteriore
Rear WTORS
anchor point




Punto d'aggancio
WTORS anteriore
Front WTORS
anchor point



Cintura di sicurezza
Safety belt



Attacco schienale
ridisegnato
Redesigned backrest
attachment



Baricentro fisso o
regolabile
Adjustable or rigid
centre of gravity

FIXED



	1°	4°							
	34	52	59	41					
	36	54	61	43					
	38	56	63	45					
	40	58	65	47					
	42	60	67	49					
	44	62	69	51					




Portata massima: 120 kg. / Max user weight: 120 kg. Alcune misure sono indicative. / Some measurements are averaged.



Minimo ingombro, versione
snodata
Minimum volume, hinged
version



Sistema posturale SAMEKH in
carbonio di serie
SAMEKH postural system,
carbon fibre, standard











Snodo rapido e affidabile
Fast and reliable hinge



Ruotina anteriore aggiuntiva
EasyFixed (opz.)
Extra front castor EasyFixed
(opt.)

Per ingombri per Idra 2.0 cfr. la tabella Quasar / For Idra 2.0 measurements see Quasar table



ZODIAC



ruote Light / Light wheels											
	1°	4°									
34	56	61	44	A: ~40 B: ~80	36	27	HA: 46÷50 HP: 40÷46	P = 40 cm COG = 9 cm ~ 83 cm	In uso / In use 38x40 cm 10,5 kg Peso di trasporto Transport weight da 7,6 kg		
36	58	63	46		38	29					
38	60	65	48		40	31					
40	62	67	50		42	33					
42	64	69	52		44	35					
44	66	71	54			37					
46	68	73	56			39					




Portata massima: 150 kg. / Max user weight: 150 kg. Alcune misure sono indicative. / Some measurements are averaged.



Molti accessori disponibili
Many accessories available




Pedana e salva abiti in carbonio
Carbon footrest and sideguards



Minimo ingombro
Minimum volume

THEMIS PRESTIGE



ruote Light / Light wheels											
	cam. 1° L +22 cm	cam. 4° L +27 cm									
34÷48 passo 1 cm step 1 cm	con variazioni legate a ruote / corrimano wheels / pushrim choice can vary measurement		L +10 cm	A: ~40 B: ~80	34	27	HA: 40÷52 HP: 37÷50 step: 1 cm	P = 40 cm COG = 9 cm ~ 83 cm	In uso / In use 40x40 cm 9,0 kg Peso di trasporto Transport weight da 6,1 kg		
					36	29					
					38	31					
					40	33					
					42	35					
					44	37					
					46	39					
					48						
					50						



Portata massima: 120 kg. / Max user weight: 120 kg. Alcune misure sono indicative. / Some measurements are averaged.



Profilo ergonomico del tubo
Ergonomically shaped tubes



Spondine estraibili in fibra di carbonio
Fixed or removable carbon fibre clothes guards



Armonia e continuità degli elementi in ogni dettaglio
Carefully designed details create visual unity and make the wheelchair stand out



Disegnata e prodotta in Italia, interpretando misure e preferenze dell'utente
Designed and made entirely in Italy, with user measurements as reference


THEMIS



ruote Light / Light wheels											
	1°	4°									
34	56	61	44	A: ~40 B: ~80	34	27	HA: 40÷52 HP: 37÷50 step: 1 cm	P = 40 cm COG = 9 cm ~ 83 cm	In uso / In use 38x40 cm 10,5 kg Peso di trasporto Transport weight da 7,5 kg		
36	58	63	46		36	29					
38	60	65	48		38	31					
40	62	67	50		40	33					
42	64	69	52		42	35					
44	66	72	54		44	37					
46	68	74	56		46	39					
48	70	76	58		48						
50	72	78	60								



Portata massima: 120 kg. / Max user weight: 120 kg. Alcune misure sono indicative. / Some measurements are averaged.



Profilo ergonomico del tubo
Ergonomically shaped tubes




Assetto regolabile
Adjustable setup



Posizione schienale / prof. sedile regolabile
Adjustable seat depth / backrest position



Elemento Anteriore Regolabile, EAR
Entirely Adjustable Regulation, EAR



Piastra EAR colorata e regolabile
Colourful, adjustable EAR plate


VENUS / ELITE




ruote Light / Light wheels											
	1°	4°									
34	-	59	47	A: ~40 B: ~78	36	27	HA: 46÷50 HP: 39÷47	P = 40 cm COG = 7 cm ~ 84 cm	In uso / In use 40x40 cm 10,4 kg VENUS 8,9 kg VENUS ELITE Peso di trasporto Transport weight da 5,8 kg		
36	57	61	49		38	29					
38	59	63	51		40	31					
40	61	65	53		42	33					
42	63	67	55		44	35					
44	65	-	57			37					
46	67	-	59			39					



Portata massima: 120 kg. / Max user weight: 120 kg. Alcune misure sono indicative. / Some measurements are averaged.



Regolazione in inclinazione dello schienale
Backrest angle adjustment



Posizione posteriore del sedile regolabile
Adjustable rear seat position



Posizione anteriore del sedile regolabile
Adjustable front seat position



Minimo ingombro
Minimum volume

VENUS ADVENT.




	ruote Light / Light wheels								
	1°	4°							
34	55	59	47	A: ~40	36	27	HA: 46÷50	P = 40 cm COG = 7 cm	In uso / In use 40x40 cm 11,3 kg Peso di trasporto Transport weight da 8,1 kg
36	57	61	49		38	29			
38	59	63	51		40	31			
40	61	65	53		42	33			
42	63	67	55	B: ~78	44	35	HP: 43÷47	~ 84 cm	
44	65	69	57			37			
46	67	71	59			39			




Portata massima: 120 kg. / Max user weight: 120 kg. Alcune misure sono indicative. / Some measurements are averaged.




Sedile ammortizzato
Dampened seat



Forcelle FrogLegs™ di serie
FrogLegs™ front forks,
standard



Ruote MTB di serie
Mountain bike wheels,
standard



Posizione del sedile
altamente regolabile
Highly adjustable seat position

FENICE



	ruote Light / Light wheels								
	1°	4°							
34	56	61	44	A: ~40	36	27	HA: 46÷50	P = 40 cm COG = 9 cm	In uso / In use 38x40 cm 10,5 kg Peso di trasporto Transport weight da 7,6 kg
36	58	63	46		38	29			
38	60	65	48		40	31			
40	62	67	50		42	33			
42	64	69	52	B: ~80	44	35	HP: 40÷46	~ 83 cm	
44	66	71	54			37			
46	68	73	56			39			



Portata massima: 120 kg. / Max user weight: 120 kg. Alcune misure sono indicative. / Some measurements are averaged.



Assetto regolabile
Adjustable setup



Schienale abbattibile
Collapsible backrest



Pedana in carbonio regolabile
in inclinazione, di serie
Tilt adjustable carbon
footrest, standard



Minimo ingombro
Minimum volume


ALHENA




cm L	ruote Light / Light wheels		P	HS	HA	HP	
	1° 4°						
34	52	57	34	29		P = 40 cm	
36	54	59	36	31		COG = 6 cm	
38	56	61	38	33	HA: 42÷50	pedana fissa fixed footrest	In uso / In use 38x40 cm
40	58	64	40	35	HP: 38÷46	~ 87 cm	9,7 kg
42	60	66	42	37		p. estraibile detachable foot.	
44	62	67	44	39		~ 95 cm	
46	64	69	46	41			




Portata massima: 120 kg. / Max user weight: 120 kg. Alcune misure sono indicative. / Some measurements are averaged.




Pedane estraibili (opz.)
Removable footrests (opt.)



Due differenti forme anteriori
del telaio: dritto, a Y (in foto)
Two different front frame
shapes: straight, Y shape (pic.)



Pedana automatica
in carbonio (opz.)
Self closing carbon
footrest (opt.)



Minimo ingombro (piegata)
Minimum volume (folded)

HALLEY TI



cm L	ruote Light / Light wheels		P	HS	HA	HP	
34	53			29		P = 40 cm	
36	55		36	31		COG = 6 cm	
38	57	28	38	33	HA: 46÷50	α: 82°	In uso / In use 40x40 cm
40	59		40	35	HP: 40÷46	~ 93 cm	9,9 kg
42	61		42	37			
44	63		44	39			
				41			



Portata massima: 120 kg. / Max user weight: 120 kg. Alcune misure sono indicative. / Some measurements are averaged.



Possibilità di anteriore
sagomato a Y
Y-shaped frame possible



Pedana automatica
in fibra di carbonio
Automatic carbon fibre
footrest



Ampio range di scelta di altezze
posteriori e sbilanciamento
grazie alla piastra AwP
Wide range of axle positions and
heights thanks to the AwP plate



Progettata e prodotta in Italia, per
incontrare gusto e misure dell'utente
Designed and made entirely in
Italy, with user measurements as
reference

VEGA / VEGA.E




cm L	cm L	cm L	cm P	cm HS	cm HA	cm HP	cm In use / In use 38x38 cm
34	52	26		29			
36	54		34	31		pedana fissa fixed footrest	
38	56		36	33		~ 90	
40	58		38	35	HA: 42÷54		
42	60		40	37	HP: 38÷50	VEGA.E	
44	62		42	39		senza pedana w/o footrest	
46	64		44	41		~ 75	
48	66		46	43			
			48	45			
			50	47			
				49			



Portata massima: 120 kg. / Max user weight: 120 kg. Alcune misure sono indicative. / Some measurements are averaged.




Regolazione baricentro e altezza posteriore
Adjustable rear height and centre of gravity



Pedane estraibili (VEGA)
Removable footrests (VEGA)



L'anteriore di VEGA.E senza pedane
VEGA.E front frame, without footrests



Le differenze fra l'anteriore di VEGA e di VEGA.E
Front frame difference between VEGA and VEGA.E

HALLEY




cm L	cm L	cm L	cm P	cm HS	cm HA	cm HP	cm In use / In use 40x40 cm
34	55	28		29			
38	57		36	31		P = 40 cm COG = 6 cm	
40	59		38	33		α: 83°	
42	61		40	35	HA: 46÷50	pedana fissa fixed footrest	
44	63		42	37	HP: 40÷46	~ 93 cm	
			44	39		p. estraibile detachable foot.	
				41		~ 95 cm	



Portata massima: 120 kg. / Max user weight: 120 kg. Alcune misure sono indicative. / Some measurements are averaged.



Regolazione baricentro e altezza posteriore
Adjustable rear height and centre of gravity



Pedane separate in alluminio
Separate aluminium footrests



Pedane estraibili (opz.)
Removable footrests (opt.)



Pedana automatica in carbonio (opz.)
Self closing carbon footrest (opt.)

LEGENDA ICONE

ICON LEGEND



Sedile ergonomico.
Ergo seat.



Asse regolabile.
Adjustable COG.



Pedana estraibile.
Removable footrest.




Pedana fissa.
Fixed footrest.




Anteriore Y.
Y-shaped
front frame.




Anteriore V.
V-shaped
front frame.



Anteriore dritto.
Straight front frame.



Allargabile.
Width-adjustable.



Telaio pieghevole.
Folding frame.



Profilo ergonomico
dei tubi.
Ergonomic
tube profile.



Passo 1 cm.
1 cm
adjustment step.



Altamente
regolabile.
Highly adjustable.



Carico massimo.
Maximum load.



Telaio in titanio.
Titanium frame.



Telaio in alluminio.
Aluminium frame



Crash tested.



Prodotto certificato MDR 2017/745.
MDR 2017/745 compliant product.

Si ringraziano per la collaborazione:
Thanks to:

Monica Boggioni	Campionessa di nuoto <i>Champion swimmer;</i>
Francesco Santorelli	Campione di basket <i>Basketball champion;</i>
Filippo Carossino	Campione di basket <i>Basketball champion;</i>
Simone de Maggi	Campione di basket <i>Basketball champion;</i>
Francesca Daniele	Ricercatrice / <i>Researcher;</i>
Arianna Talamona	Campionessa di nuoto <i>Champion swimmer;</i>
Danilo Ragona	Designer;
Isidre Esteves	Campione di rally / <i>Rally champion;</i>
Eleonora Sarti	Campionessa di tiro con l'arco <i>Compound bow champion;</i>
Stefano Travisani	Campione di tiro con l'arco <i>Vompound bow champion;</i>
Tim Helming	Ricercatore / <i>Researcher;</i>
Giada Rossi	Campionessa di tennis tavolo <i>Table tennis champion;</i>
Sofia Zanin	

Foto di / *Pictures by*
Michelangelo Gratton, Gabriele Bertotti, Enrico Volpato.



TOGETHER EVERYWHERE

Dal 1982 OFFCARR realizza carrozzine sportive ed ortopediche fondendo ingegneria e design. Costruiamo prodotti personalizzati, adatti alle forme e alle necessità di ogni persona per affermare l'autonomia, la mobilità e migliorare la qualità della vita.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER
LA QUALITÀ CERTIFICATO **=UNI EN ISO 9001=**

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
DEI DISPOSITIVI MEDICI CERTIFICATO **=UNI EN ISO 13485=**

Since 1982, OFFCARR creates orthopaedic and sports wheelchairs melding engineering and innovation. We design highly customized products adapted to each person's precise measurements and requirements, to support independence, mobility and better quality of life.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
=UNI EN ISO 9001=

MEDICAL DEVICE QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM **=UNI EN ISO 13485=**

Le foto possono non corrispondere ad ausili in assetto base.
The photos don't always show standard version products.

CAT_UL_26

Finito di stampare aprile 2026
Printed April 2026

OFFCARR può apportare modifiche e migliorie ai propri prodotti senza preavviso.
OFFCARR may change or improve the products without notice.

OFFCARR srl

Via dell'Artigianato II, 29
35010 Villa del Conte (PD) Italy
T +39 049 9325733
F +39 049 9325734
commerciale@offcarr.com
offcarr.com

TOGETHER EVERYWHERE

Dal 1982 OFFCARR realizza carrozzine sportive ed ortopediche fondendo ingegneria e design. Costruiamo prodotti personalizzati, adatti alle forme e alle necessità di ogni persona per affermare l'autonomia, la mobilità e migliorare la qualità della vita.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER
LA QUALITÀ CERTIFICATO **=UNI EN ISO 9001=**

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
DEI DISPOSITIVI MEDICI CERTIFICATO **=UNI EN ISO 13485=**

Since 1982, OFFCARR creates orthopaedic and sports wheelchairs melding engineering and innovation. We design highly customized products adapted to each person's precise measurements and requirements, to support independence, mobility and better quality of life.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
=UNI EN ISO 9001=

MEDICAL DEVICE QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM **=UNI EN ISO 13485=**

Le foto possono non corrispondere ad ausili in assetto base.
The photos don't always show standard version products.

CAT_UL_26

Finito di stampare aprile 2026
Printed April 2026

OFFCARR può apportare modifiche e migliorie ai propri prodotti senza preavviso.
OFFCARR may change or improve the products without notice.

OFFCARR srl

Via dell'Artigianato II, 29
35010 Villa del Conte (PD) Italy
T +39 049 9325733
F +39 049 9325734
commerciale@offcarr.com
offcarr.com

ULTRA LIGHT

CATALOGO 2026



OFFCARR

Via dell'Artigianato II 29
35010 Villa del Conte (PD) Italy

T +39 049 9325733

F +39 049 9325734

commerciale@offcarr.com

offcarr.com