



Cammina, corri, apprendi – Divertiti!

Il RaceRunner PETRA, stabile e scorrevole, offre libertà di movimento e indipendenza a bambini, adolescenti e adulti con mobilità limitata.

Dà loro la possibilità di sperimentare, in maniera facilitata e divertente, la camminata e la corsa, consentendo di acquisire nuove competenze motorie in maniera entusiasmante e innovativa.

Anatomia del RaceRunner PETRA

- > Telaio lungo a tre ruote per garantire stabilità e lasciare spazio per il movimento completo
- > Ampia gamma di personalizzazioni e sostegni che assicurano comfort, stabilità e libertà di movimento permettendo di seguire il processo di crescita e di miglioramento delle competenze
- > L'ammortizzatore dello sterzo e le opzioni per il manubrio assicurano un'ottima manovrabilità, regolabile in funzione del livello di controllo
- > L'apertura posteriore del telaio e la sella facilmente rimovibile facilitano i trasferimenti anche dalla carrozzina
- > Le numerose taglie di permettono a ognuno di trovare la soluzione più adatta e di seguire la crescita

I benefici riabilitativi e clinici del RaceRunner

- > La possibilità di esercitare il carico in diverse modalità –lentamente, velocemente, parzialmente o in maniera completa– favorisce una gamma completa di stimoli senso-motori
- > L'azione di carico favorisce il miglioramento dello sviluppo della massa ossea e della muscolatura, fattori che favoriscono il controllo del tronco, il rinforzo della postura eretta e della deambulazione.
- > L'indipendenza nel movimento mette alla prova le capacità di navigazione
- > Questi fattori incentivano lo sviluppo di diverse aree cerebrali e rinforzano la rete neuronale oltre a tutti i benefici dell'attività motoria
- > Il RaceRunning ha anche grandi benefici psicologici: l'alzarsi in piedi cambia il punto di vista e spesso genera un'autonomia nuova e una voglia di esplorare lo spazio



Caratteristiche

Taglia	-1 Baby	0 Mini	1 Extra small	2 Small	3 Medium	4 Large	5 X-large
Altezza max utente	90 cm	110 cm	140 cm	140 cm	160 cm	185 cm	193 cm
Peso max utente	25 kg	30 kg	50 kg	50 kg	65 kg	80 kg	90 kg
Altezza sella	24 – 32 cm	38 – 53 cm	45 – 60 cm	50-66 cm	60 - 75 cm	70 - 85 cm	80 - 95 cm
Supporto tronco	36 – 56 cm	50 – 75 cm	56 – 82 cm	63- 88 cm	75 - 102 cm	85 - 111 cm	95 - 125 cm
Manubrio	40 – 50 cm	50 – 60 cm	60 – 70 cm	65-75 cm	70 - 85 cm	80 - 95 cm	100 - 120 cm
Altezza totale	107 cm	118 cm	128 cm	144 cm	156 cm	168 cm	184 cm
Larghezza totale	67 cm	71 cm	73 cm	75 cm	78 cm	82 cm	85 cm
Peso	9 kg	11 kg	14 kg	14 kg	15 kg	17 kg	18 kg
Ruota anteriore	30 cm & PUR	18" x 1 ¼" (357-36 mm)	18" x 1 ¼" (357 mm)	28-451 mm	28-451 mm	28-451 mm	28-540 mm
Ruote posteriori	30 cm & PUR	20" x 1 1/8" (28-451 mm)	20" x 1 1/8" (28-451 mm)	23-662 mm	23-662 mm	23-662 mm	23-662 mm

Accessori

Molte altre opzioni sono disponibili nella scheda d'ordine



Supporto toracico PUR disponibile in 3 taglie



Sella Viscount con supporto regolabile



Manubrio con supporti personalizzati



Supporto toracico con cinghia



Piastra separa gambe in policarbonato