


Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO
Carrozzina pieghevole superleggera 12.21.06.060
Nr. Repertorio MDR: 2295045**Legenda**
☐ di serie ☐ accessori con maggiorazione
☆ accessori a listino
◆ accessori a N.T. con maggiorazione**ALHENA**

- L** Larghezza Sedile ☐34 ☐36 ☐38 ☐40 ☐42 ☐44 ☐46
- P** Profondità Sedile ☐34 ☐36 ☐38 ☒40 ☐42 ☐44 ☐46
- HS** Altezza Schienale ☐29 ☐31 ☐33 ☐35 ☐37 ☐39 ☐41
- HA** Altezza Sedile Anteriore ☐42 ☐43 ☐44 ☐46 ☐48 ☐50
- HP** Altezza Sedile Posteriore ☐38 ☐40 ☐42 ☒44 ☐46
- DP** Distanza Sedile Pedana ☐33 ☐35 ☐37 ☐39 ☐41 ☐43 ☐45 ☐47
(senza cuscino)

cm

**Colore telaio**

- ☐ Titanio lucido ☐ Nero opaco
☐ Bianco perlato ☐ Titanio naturale
☐ Colore.....a partire da:
(vedi catalogo "Colori")
☐ Verde fluo ☐ Arancio fluo

①

Rivestimento schienale



- ☐ Schienale in nylon tensionabile
☐ Schienale in tessuto traspirante
☐ Senza telo schienale
Schienale posturale: ☆ **FAMEKH** (scheda a parte)
☆ altro

②

Colore rivestimenti

- ☐ Nero (std) sia sedile in nylon avvitato
sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)
☐ Colore per telo sedile e schienale in **Nylon tensionabile**
disponibili: arancio, rosso, verde, bluette, azzurro
☐ Colore per schienale **traspirante**
disponibili: rosso, grigio

③

☐ **Pedana non estraibile**
(con DP=43 cm e P=40 cm)
(standard)☐ **Pedana non estraibile**
(con DP=43 cm e P=40 cm)☐ **Pedana estraibile**


- ☐ 84° (std)
- ☐ 76°

(misure indicative)

Anteriori☐ STANDARD

- ☐ Y
(solo con pedana non estraibile)

- ☐ V
(solo con pedana non estraibile
non consente pedana a chiusura automatica)




⑤

Separate in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione☐ posizionato in avanti☐ posizionato indietro


◆ Cinturini fermapiedi

⑧

☐ **Unica chiusa in carbonio**
(non automatica, chiusura a SX)

◆ Cinturini fermapiedi

⑥

☐ **Chiusura automatica regolabile in inclinazione in carbonio**

◆ Cinturini fermapiedi


⑦

Unica in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione☐ posizionato in avanti☐ posizionato indietro

- ☐ Apribile verso l'esterno

◆ Cinturini fermapiedi

⑨

☐ **Unica tubolare aperta in titanio**☐ **Unica tub.in titanio chiusa (in carbonio)**


- ☐ posizionata in avanti ☐ posizionata indietro (std)

⑩

Salva abiti


- ☐ Alluminio con ala in fibra di carbonio
- ☐ Plastica
- ☐ Alluminio curvo in tinta o nero
- ☐ Alluminio dritto in tinta o nero

⑪

☐ **Bracciolo sport estraibile h. 22 cm ribaltabile****Appoggiagomito**

- ☐ Tubolare
- ☐ Classico (lungo 23 cm)

⑫

☐ **Bracciolo a "L" ribaltabile, regolabile in altezza da 22 cm a 28 cm (estraibile, aperto con salvabiti)**☐ Non estraibile**Appoggiagomito**

- ☐ Tubolare
- ☐ Dritto (lungo 26 cm)
- ☐ Classico (lungo 23 cm)
- ☐ Classico (lungo 30 cm)

⑬

Ruote Posteriori

- ☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
- ☐ 24" Light (24 raggi)
- ☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) argento o nero
- ☐ 24" (36 raggi)
- ☐ 24" Mountain-bike cop.Citybike
- ☐ 24" Mountain-bike cop.Offroad
- ☐ 24" Spinergy
- ☐ 25" Spinergy
- ☐ 25" Light (24 raggi) nere

⑭

Coperture

- ☐ Pneumatiche Marathon Plus
- ☐ Pneum. alta press. Scolpite 24"
- ☐ Pneum. alta press. Lisce
- ☐ Piene KIK 24" nere (non disp.con Ultralight)

Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
- ☐ Alluminio scuro
- ☐ Acciaio cromato 24"
- ☐ OVAAL allum. chiaro 24"
- ☐ OVAAL allum. scuro 24"
- ☐ OVAALG (scuro c/ins.in sil.) 24"
- ☐ Titanio
- ☐ Gommato (a fusione)
- ☐ CL CURVE L 24" neri
- ☐ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
- ☐ CL QUADRO gommati neri 24"
- ☐ CL GEKKO neri 24"
- ☆ Copricorr. in silicone
- OVAAL/S/G: disponibili solo per ruote da 24"
- Solo OVAAL all.CHIARO disponibili con ruote Star 6x3
- CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3
- CarboLife e OVAAL: NON disponibili con ruote MTB

⑮

Copriraggi

15

- ☆ Trasparenti 24"
☆ Neri 24"
☆ Fantasia 24"
codice:
(vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Ruotine anteriori

16

- ☐ 80 (3") piene
☐ 80 (3") piene con luci
☐ 100 (4"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 100 (4"x1) piene con luci
☐ 100 (4"x1.1/4) piene cerchio all.
☐ 125 (5"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 125 (5"x1.1/4) piene cerchio all.
☐ 150 (6") pneumatiche
☐ 150 (6") piene nere

Antiribaltamento girevole

17


- ☆ Destro
☆ Sinistro

Dispositivo di sbilanciamento

- ☆ Destro
☆ Sinistro

☆ Passo prolungato

18



(Non disponibile con freni a scomparsa)

Maniglie di spinta


19

- ☐ Standard ☐ Senza maniglie



Distanza tra centro mozzo e schienale

20



- ☐ 3,5 cm
☐ 6 cm (standard)
☐ 8,5 cm
(Con HP=44 cm)

Set anodizzato

21

(cerchi ruote posteriori e mozzi solo su ruote 24" Light, forcelle e rifiniture)

- ☐ Nero
☐ Argento
☐ Azzurro
☐ Rosso
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

(Solo ruote 24" Light)

Cuscino foderato in poliuretano espanso


22



- ☆ Altezza 3 cm
☆ Altezza 5 cm

Tasche

24



- ☐ Tasca sedile ☐ Tasca schienale

Campanatura

25

- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°

- ☐ Alberini Ø 12mm (default) con bussola 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) c/lungh. bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) c/lungh. bussole 50mm

Note

Opzioni

- 26 ☐ Velcro universale (M+F)
27 ☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
28 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
29 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
30 ☐ Pattina di unione sedile-schienale (di serie)
31 ◇ Bretellaggio
32 ◇ Cintura pettorale
33 ◇ Divaricatore a fasce
34 ☐ Tasca portacatetere
35 ☐ Barra tenditrice
36 ☆ Dx ☆ Sx Portastamp. Sing.
37 ☆ Dx ☆ Sx Portastamp. Dop.
38 ☆ Pompetta per pneumatici
39 ☆ Set portavaligia
40 ☆ Cinghia pelvica a 45°
41 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
42 ☆ Zainetto nero
43 ☆ Protezioni anteriori
44 ☐ Telaio rinforzato (portata 100-120Kg)

Prodotti correlati:

- ☐ Cuscino posturale **Vicair**
☐ Schienale posturale **Samekh**
☐ Schienale posturale **Nxt**

Configurazione da 9,7 kg

- Carrozzina 38x40x31 cm
- Rivestimento in nylon
- Colore: Titanio lucido
- Pedana automatica
- Maniglie di spinta fisse
- Salva abiti con ala in fibra di carbonio
- Freni a scomparsa
- Ruote Ultralight
- Coperture pneumatiche alta pressione lisce
- Corrimano Ultralight
- Ruotine anteriori da 100 mm
- Senza tasche
- Portata massima: 100 kg