

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Rif.cliente _____ Peso Kg _____

Rivenditore

PAG. 1/2
gennaio 2024

Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO
Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.21.06.060
Schienale regolabile in inclinazione 12.24.06.163
Nr. Repertorio MDR: 2332412



Legenda

- ☐ di serie ☐ accessori con maggiorazione
★ accessori a listino
◆ accessori a N.T. con maggiorazione

EOS

☐ EOS FISSA☐ EOS CON ASSE REGOLABILE

- L** Larghezza Sedile ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44
P Profondità Sedile ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46
HS Altezza Schienale ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41
HA Altezza Sedile Anteriore ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
HP Altezza Sedile Posteriore ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48
DP Distanza Sedile Pedana ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49 cm



(misura indicativa con P=40 cm)

Colore telaio

- ☐ Titanio lucido ☐ Nero opaco
☐ Bianco perlato ☐ Nero lucido
☐ Titanio naturale
☐ Colorea partire da:
(vedi catalogo "Colori")
☐ Verde fluo ☐ Arancio fluo

①

Rivestimenti:

Schienale

Sedile

- ☐ Telo avvitato
☐ Telo tensionabile
☐ Rigido in carbonio (solo con profilo seduta standard)
☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tens.
☐ Schienale saldato
☐ Senza telo schienale, per s.posturale:
★ **FAMEKH** (scheda a parte)
★ altro schienale posturale


②

Colore rivestimenti

- ☐ Nero (std) sia sedile in nylon avvitato
sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)
☐ Colore sedile e schienale in Nylon tens. disponibili:
arancio, rosso, verde, bluette, azzurro
☐ Colore schienale traspirante disponibili:
rosso, grigio





③

Pedana Unica Tubolare in Titanio ④



- ☐ Aperta ☐ Chiusa in carbonio
☐ Chiusa regolabile in inclinazione


Maniglie di spinta ⑤



- ☐ Senza maniglie ☐ Maniglie fisse
☐ Maniglie regolabili in altezza ☐ Maniglie a scomparsa

⑤


Distanza tra centro mozzo e schienale ⑥



- ☐ 9 cm (standard) ☐ 7 cm
☐ 0 cm (biamputati) ☐ 11 cm
☐ 3 cm ☐ 12 cm
☐ 5 cm

⑥


Inclinazione schienale (regolabile) ⑦




- ☐ 89°
☐ 91° (standard)
☐ 93°

⑦

Angolo anteriore telaio ⑧



- ☐ 83° A = 14 cm (standard)



- ☐ 75° A = 19 cm


⑧

Campanatura ruote post. ⑨

- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°
☐ Alberini Ø12mm (def.) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 50mm

⑨

Antiribaltamento girevole ⑩



- ★ Destro
★ Sinistro

⑩


Salva abiti ⑪



- ☐ Alluminio con ala in fibra di carbonio



- ☐ Estraibile (CRB con ala)



- ☐ Carbonio dritto



- ☐ Estraibile

⑪

- ☐ Bracciolo a "L" regolabile in altezza da 22 cm a 28 cm estraibile

⑫

- ☐ Ribaltabile



Appoggiagomito

- ☐ Tubolare
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)

Freni ⑬



- ☐ a Scomparsa
☐ Composite



- ☐ Standard
☐ Standard a tiro

⑬


Tasche ⑭



- ☐ Tasca sedile



- ★ Portaoggetti




- ☐ Tasca schienale

⑭

Archetto schienale ⑮

- ☐ Standard:
P(archetto) 7,5cm;
H(archetto) 19cm;
dia 19mm.

- ☐ Altro:
P.....cm;
H.....cm;



⑮

Note

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Riferimento cliente _____

Rivenditore

PAG. 2/2
gennaio 2024

EOS

Ruote posteriori 16

- ☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
☐ 24" Light (24 raggi)
☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) nere
☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) argento
☐ 24" (36 raggi)
☐ 24" Mountain-bike nere (Citybike)
☐ 24" Mountain-bike nere (Offroad)
☐ 24" Spinergy
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
☐ 25" Spinergy
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
☐ 25" Light (24 raggi) nere

Coperture

- ☐ Pneum. Marathon Plus
☐ Pneum. alta pressione Lisce
☐ Pneum. alta pressione Scolpite 24"
☐ Pneum. Schwalbe Right Run 24"
☐ Pieni 24" non disponibili su
KIK nere ruote Ultralight

Corrimano 17

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Alluminio scuro
☐ Acciaio cromato 24"
☐ OVAAL allum. chiaro 24"
☐ OVAAL allum. scuro 24"
☐ OVAALG(scuo c/ins.in sil.) 24"
☐ Titanio
☐ Gommato (a fusione)
☐ CL CURVE L 24" neri
☐ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
☐ CL QUADRO gommati neri 24"
☐ CL GEKKO neri 24"
☆ Copricorr. in silicone

OVAAL/S/G: disponibili solo per ruote da 24"
Solo OVAAL all.CHIARO disponibili con ruote Star 6x3
CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3
CarboLife e OVAAL: NON disponibili con ruote MTB

Copriraggi 18

- ☆ Trasparenti 24"
☆ Neri 24"
☆ Fantasia 24"
codice:
(vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Set anodizzato 20

Cerchi ruote post. & mozzi LIGHT 24
supporto spondine fisse e forcelle)

- ☐ Nero (std)
☐ Argento
☐ Azzurro
☐ Rosso
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

Ruotine anteriori 19



- ☐ 80 (3") piene L 25 mm
☐ 80 (3") piene con luci L 25 mm
☐ 100 (4"x1.1/4) nere piene cerchio plastica
☐ 100 (4"x1) piene con luci
☐ 100 (4"x1.1/4) piene cerchio all. L 32 mm
☐ 125 (5"x1.1/4) nere piene cerchio plastica
☐ 125 (5"x1.1/4) piene cerchio all. L 32 mm
☐ 125 (5"x1) piene con luci

Cuscino foderato
in poliuretano espanso 21



Altezza 3 cm
Altezza 5 cm

☐ profilo
SEDUTA
STANDARD

NB: sedile rigido in CARBONIO
solo per profilo seduta standard

☐ profilo
SEDUTA
ERGONOMICA 22☐ SEDILE ADDOTTO 23

(Il sedile addotto, non disponibile
per larghezze inferiori ai 36 cm deve
essere abbinato all'anteriore dritto)

☐ SEDILE DITTO
(standard) 24☐ ANTERIORE A Y (standard)

○ Apertura telaio anteriore di
.....cm (su misura)


Opzioni

- 26 ☐ Velcro universale (M+F)
27 ☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
28 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
29 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
30 ☐ Pattina unione (fissata con velcro, di serie)
31 ◇ Bretellaggio
32 ◇ Cintura pettorale
33 ◇ Divaricatore a fasce
34 ○ Tasca portacatetere
35 ☆ Dx ☆ Sx Portastamp. Sing.
36 ☆ Pompetta per pneumatici
37 ☆ Set portavaligia
38 ☆ Cinghia pelvica a 45°
39 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
40 ☆ Zainetto nero
41 ☆ Protezioni anteriori neopr.


Fissa da 7,5 kg
Regolabile da 7,8 kg

- Carrozzina 38x40x31 cm
- Rivestimento in nylon
- Colore: Titanio lucido
- Pedana aperta
- Senza maniglie di spinta
- Salva abiti con ala in fibra di carbonio
- Freni a scomparsa
- Ruote Ultralight
- Coperture pneum. alta pressione lisce
- Corrimano Ultralight
- Ruotine anteriori da 80mm
- Senza tasche
- Portata massima: 100 kg

○ ANTERIORE A V



(All'anteriore a V deve essere abbinata
la pedana regolabile in inclinazione chiusa.
NB: non consente sedile addotto)

☐ ANTERIORE DITTO 25

(scelta consigliata per
larghezza seduta 34cm
oppure con sedile addotto)

○ Telaio rinforzato (per portata 100-120 Kg)

Note

Prodotti correlati:

- Cuscino posturale Vicair
○ Schienale posturale Samekh
○ Schienale posturale Nxt