


Rivenditore

Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO
 Carrozzina pieghevole superleggera 12.21.06.060
 Nr. Repertorio MDR: 2350918

Legenda
 di serie ○ accessori con maggiorazione
 ◇ accessori a N.T. ☆ accessori a listino
 ▲ accessori a N.T. con maggiorazione

HALLEY



- L** Larghezza Sedile 34 36 38 40 42 44
- P** Profondità Sedile 36 38 40 42 44
- HS** Altezza Schienale 29 31 33 35 37 39 41
- HA** Altezza Sedile Anteriore 46 48 50
- HP** Altezza Sedile Posteriore 40 42 44 46
- DP** Distanza Sedile Pedana 35 37 39 41 43 45 47 cm

Colore telaio

- Nero lucido Rosso Perlato Nero opaco
 Bianco perlato Blu metallizzato Grigio metallizzato
 Colore.....(vedi catalogo "Colori") a partire da:
 Verde fluo Arancio fluo

1 Rivestimento schienale

- Nylon tensionabile
 Tessuto traspirante tensionabile
 Senza telo schienale
 Schienale posturale: ☆ **SAMEKH** (scheda a parte)
 ☆ altro


2 Colore rivestimento

- (solo rivestimento in Nylon)
- Nero (std) sia sedile in nylon avvitato sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)
 Colore per telo sedile e schienale in **Nylon tensionabile** disponibili: arancio, rosso, verde, bluette, azzurro
 Colore per schienale **traspirante** disponibili: rosso, grigio


4 Pedana non estraibile
 (con DP=43 cm e P=40 cm)
(standard)



Pedana non estraibile
 (con DP=43 cm e P=40 cm)




Pedana estraibile




(misure indicative)

5 Unica Chiusa in Carbonio



◇ Cinturini fermapiedi


6 A chiusura automatica regolabile in inclinazione in carbonio
 (solo con pedane fisse)



◇ Cinturini fermapiedi

7 Separate in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione


- posizionato in avanti posizionato indietro



◇ Cinturini fermapiedi

8 Unica in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione

- posizionato in avanti posizionato indietro




○ Apribile verso l'esterno

◇ Cinturini fermapiedi

9 Salva abiti


- Fibra di carbonio



- Alluminio in tinta



Bracciolo sport estraibile h. 22 cm



- Ribaltabile

Appoggiagomito

- Tubolare
 Classico (lungo 23 cm)

Bracciolo a "L" estraibile regolabile in altezza da 22 cm a 28 cm (necessita di salvabiti)



- Ribaltabile

Appoggiagomito

- Tubolare
 Diritto (lungo 26 cm)
 Classico (lungo 23 cm)
 Classico (lungo 30 cm)

12 Ruote Posteriori

- 24" Star 6x3 (18 raggi) nere o argento
 24" (36 raggi)
 24" Light (24 raggi)
 24" MTB con cop.CITYBIKE
 24" MTB con cop.OFFROAD
 24" Spinergy
 colore raggi (se diverso da nero).....
 24" Ultralight (24 raggi)

Coperture

- Pneumatiche Marathon Plus 24"
 Pneum. alta press. Scolpite
 Pneum. alta press. Lisce
 Piene KIK 24" non disp.con Ultralight nere

13 Corrimano

- Alluminio chiaro
 Alluminio scuro
 Acciaio cromato 24"
 OVAAL allum. chiaro 24"
 OVAAL allum. scuro 24"
 OVAALG(scuro c/ins.in sil.) 24"
 Titanio
 Gommato (a fusione)
 CL CURVE L 24" neri
 CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
 CL QUADRO gommati neri 24"
 CL GEKKO neri 24"
 ☆ Copricorr. in silicone

OVAAL/S/G: disponibili solo per ruote da 24"
 Solo OVAAL all.CHIARO disponibili con ruote Star 6x3
 CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3
 CarboLife e OVAAL: NON disponibili con ruote MTB

Rivenditore

Copriraggi

14

- ☆ Trasparenti 24"
- ☆ Neri
- ☆ Fantasia
- codice:
- (vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Ruotine anteriori

15

- 100(4"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
- 100(4"x1) piene con luci
- 100(4"x1.1/4) piene cerchio all.
- 125(5"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
- 125(5"x1.1/4) piene cerchio all.
- 150(6") pneumatiche
- 150(6") piene

Antiribaltamento girevole

16

- ☆ Destro
- ☆ Sinistro



Dispositivo di sbilanciamento

- ☆ Destro
- ☆ Sinistro



Maniglie di spinta

17

- Standard
 - Schienale con snodo (non consente la barra tenditrice)
 - Regolabili in altezza
-

Tavolino

18

- △ Trasparente
 - △ Plastica grigia
 - △ Morbido imbottito
- Specificare il tipo di attacco:
- singolo
 - doppio



(Solo con braccioli)

Set anodizzato

19

(cerchi ruote posteriori e mozzi solo su ruote 24" Light, forcelle e rifiniture)

- Nero
- Argento
- Azzurro
- Rosso
- Arancio
- Viola ciclamino

(Solo ruote 24" Light)

Cuscino foderato in poliuretano espanso

20



- ☆ Altezza 3 cm
- ☆ Altezza 5 cm

Opzioni

- 23 Velcro universale (M+F)
- 24 Velcro "M" (cuscino VICAIR)
- 25 Velcro "M" (uncino) sul sedile
- 26 Velcro "F" (asola) sul sedile
- 27 Pattina di unione sedile-schienale
- 28 ◇ Bretellaggio
- 29 ◇ Cintura pettorale
- 30 ◇ Divaricatore a fasce
- 31 Tasca portacatetere
- 32 ☆ Barra tenditrice

Opzioni

- 32 ☆ Dx ☆ Sx Portastamp.singola
- 33 ☆ Dx ☆ Sx Portastamp.doppia
- 34 ☆ Pompetta per pneumatici
- 35 ☆ Set portavaligia
- 36 ☆ Cintura pelvica a 45°
- 37 ☆ Cintura pelvica imb. a 45°
- 38 ☆ Zainetto nero
- 39 ☆ Protezioni anteriori


Freni

21

- Classici leva corta
- Classici leva corta a tiro
- Classici leva lunga
- A scomparsa
- Composite

Distanza tra centro mozzo e schienale

22



- assetto prudente (*)
- assetto medio (*)
- assetto molto attivo (*)

(*) i valori variano in base all'HP selezionata

Note

Prodotti correlati:

- Cuscino posturale **Vicair**
- Schienale posturale **Samekh**
- Schienale posturale **Nxt**