


Rivenditore

Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO
 Carrozzina pieghevole superleggera 12.21.06.060
 Nr. Repertorio MDR: 2350918

Legenda
 di serie
 accessori a N.T. con maggiorazione
 accessori con maggiorazione
 accessori a listino

HALLEY.TI

- L** Larghezza Sedile 34 36 38 40 42 44
- P** Profondità Sedile 36 38 40 42 44 46
- HS** Altezza Schienale 29 31 33 35 37 39 41
- HA** Altezza Sedile Anteriore 46 48 50
- HP** Altezza Sedile Posteriore 40 42 44 46
- DP** Distanza Sedile Pedana 35 37 39 41 43 45 47 cm



Colore telaio ①

- Titanio lucido Titanio naturale
 Nero lucido Nero opaco
 Colorea partire da
 (vedi catalogo "Colori")

Rivestimento schienale ②

- Nylon tensionabile
 Tessuto traspirante tensionabile
 Senza telo schienale
 Schienale posturale: ☆ **samekh** (scheda a parte)
 altro

Colore rivestimento ③

- Nero (std) sia sedile in nylon avvitato
 sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)
 Colore per telo sedile e schienale in **Nylon tensionabile**
 disponibili: arancio, rosso, verde, bluette, azzurro
 Colore per schienale **traspirante**
 disponibili: rosso, grigio

Anteriori ④

- Anteriori a Y (default) Anteriori Dritti
-

- Angolo telaio anteriore
 (con DP=43 cm e P=40 cm)
 (default)
-

- Angolo telaio anteriore prolungato
 (con DP=43 cm e P=40 cm)
-
- (misure indicative)

A chiusura automatica regolabile in inclinazione in carbonio ⑤

-
- ◇ Cinturini fermapiedi

Separate in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione ⑥

- posizionato in avanti posizionato indietro
-
- ◇ Cinturini fermapiedi

Unica Chiusa in Carbonio ⑦

-
- ◇ Cinturini fermapiedi

Unica in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione ⑧

- posizionato in avanti posizionato indietro
-
- Apribile verso l'esterno
- ◇ Cinturini fermapiedi

Salva abiti ⑨

- Fibra di carbonio
-

Bracciolo sport estraibile e ribaltabile h. 22 cm in alluminio ⑩

-
- in titanio

Appoggiagomito

- Tubolare
 Classico (lungo 23 cm)

Bracciolo a "L" ribaltabile, estraibile regolabile in altezza da 22 cm a 28 cm ⑪

-

Appoggiagomito

- Tubolare
 Dritto (lungo 26 cm)
 Classico (lungo 23 cm)
 Classico (lungo 30 cm)

Ruote Posteriori ⑫

- 24" Ultralight (24 raggi)
 24" Star 6x3 (18 raggi) nere o argento
 24" (36 raggi)
 24" Light (24 raggi)
 24" MTB con cop.CITYBIKE
 24" MTB con cop.OFFROAD
 24" Spinergy
 colore raggi (se diverso da nero).....

Coperture

- Pneumatiche Marathon Plus 24"
 Pneum. alta press. Scolpite
 Pneum. alta press. Lisce
 Piene KIK 24" nere
 (non disp.con Ultralight)

Corrimano ⑬

- Alluminio chiaro
 Alluminio scuro
 Acciaio cromato 24"
 OVAAL allum. chiaro 24"
 OVAAL allum. scuro 24"
 OVAALG(scuro c/ins.in sil.) 24"
 Titanio
 Gommato (a fusione)
 CL CURVE L 24" neri
 CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
 CL QUADRO gommati neri 24"
 CL GEKKO neri 24"
 ☆ Copricorr. in silicone

OVAAL/S/G: disponibili solo per ruote da 24"
 Solo OVAAL all.CHIARO disponibili con ruote Star 6x3
 CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3
 CarboLife e OVAAL: NON disponibili con ruote MTB

Rivenditore

Copriraggi ⑭

- ☆ Trasparenti 24"
- ☆ Neri
- ☆ Fantasia
 codice:
- (vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Routine anteriori ⑮

- 100(4"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
- 100(4"x1.1/4) piene cerchio all.
- 125(5"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
- 125(5"x1.1/4) piene cerchio all.
- 150(6") pneumatiche
- 150(6") piene

Antiribaltamento girevole ⑯

- ☆ Destro
- ☆ Sinistro



Dispositivo di sbilanciamento

- ☆ Destro
- ☆ Sinistro



Maniglie di spinta ⑰

- Standard
 - Maniglie a scomparsa
 - Regolabili in altezza
-

Cuscino foderato in poliuretano espanso ⑱



- ☆ Altezza 3 cm
- ☆ Altezza 5 cm

Set anodizzato ⑲

(cerchi ruote posteriori e mozzi solo su ruote **24" Light, forcelle e rifiniture)

- Nero
- Argento
- Azzurro
- Rosso
- Arancio
- Viola ciclamino

(Solo ruote **24" Light)

Freni ⑳


- Classici leva corta
- Classici leva corta a tiro
- Classici leva lunga
- A scomparsa
- Composite

Campanatura ruote post. ㉑

- 1° 2° 3° 4°

- Alberini Ø12mm (def.) con bussole 42mm
- Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 42mm
- Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 50mm

Distanza tra centro mozzo e schienale ㉒



- assetto prudente (*)
- assetto medio (*)
- assetto molto attivo (*)

(*) i valori variano in base all'HP selezionata e alla campanatura scelta

Opzioni

- 23 Velcro universale (M+F)
- 24 Velcro "M" (cuscino VICAIR)
- 25 Velcro "M" (uncino) sul sedile
- 26 Velcro "F" (asola) sul sedile
- 27 Pattina di unione sedile-schienale
- 28 Divaricatore a fasce
- 29 Tasca portacatetere
- 30 Barra tenditrice

Opzioni

- 31 ☆ Dx ☆ Sx Portastamp.singola
- 32 ☆ Dx ☆ Sx Portastamp.doppia
- 33 ☆ Pompetta per pneumatici
- 34 ☆ Set portavaligia
- 35 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
- 36 ☆ Zainetto nero
- 37 ☆ Protezioni anteriori

Note

Prodotti correlati:

- Cuscino posturale **Vicair**
- Schienale posturale **SAMEKH**
- Schienale posturale **Nxt**