

Data..... Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

Rivenditore

PAG.1/2 _ aprile 2024

HEKA


Riferimento codice NOMENCLATORE TARIFFARIO

Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.21.06.060
Schienale regolabile in inclinazione 12.24.06.163
N° repertorio MDR 2485443

Legenda

☐ standard (default) ☐ Opzione con magg.
☐ Opzione di serie ☐ accessorio a listino
☐ Accessorio a N.T. con eventuale maggior.

L	Larghezza Sedile	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41
		☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	
P	Profondità Sedile	☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48
		☐ 50							
HS	Altezza Schienale	☐ 27	☐ 29	☐ 31	☐ 33	☐ 35	☐ 37	☐ 39	
HA	Altezza Sedile Anteriore	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	
		☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	☐ 51	☐ 52		
HP	Altezza Sedile Posteriore	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	
		☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	
DP	Distanza Sedile Pedana	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	
		☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47		



1. Colore telaio in titanio (comprese forcelle se verniciato)

- | | |
|---|---|
| ☐ Titanio naturale | ☐ Titanio lucido |
| ☐ Nero opaco | ☐ Nero lucido |
| ☐ Viola opaco | ☐ Blu met. |
| ☐ Fumo di Londra opaco | ☐ Grigio met. |
| ☐ Tiffany | ☐ Champagne |
| ☐ Verde opaco | ☐ Bianco perlato |
- ☐ Colore(vedi catalogo "Colori")
☐ Colore fluo
☐ RAL o CANGIANTE.....lucido o opaco

2. Rivestimenti

Sedile:

- ☐ Nylon nero (default)
☐ Sedile in carbonio

Velcro:

- ☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile

Schienale:

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Traspirante tens.
☐ Senza telo schienale
☐ FAMEKH (scheda a parte)
☐ altro sch. posturale
mod:

Colore


- ☐ Nero (default)
☐ Azzurro¹
☐ Bluette¹
☐ Arancio¹
☐ Verde¹
☐ Rosso^{1,2}
☐ Grigio²

1: colori nylon tensionabile

2: colori schienale traspirante

3. Pedana in titanio


- ☐ Chiusa regolabile in inclinazione



- ☐ Chiusa in carbonio







- ☐ Aperta



disponibili esclusivamente con anteriore dritto o a Y


4. Maniglie di spinta

- ☐ Senza maniglie ☐ Maniglie fisse ☐ Maniglie a scomparsa ☐ Maniglie regolabili in altezza




5. Distanza tra schienale e centro mozzo COG (range da 0cm a 15cm max)

- ☐ cm 0
☐ cm.....
☐ cm 15




6. Inclinazione schienale



- ☐ 89°
☐ 91° (default)
☐ 93°

- ☐ Schienale abbattibile e regol. in inclinazione (CRB fisso o estraibile)
☐ Schienale fisso, saldato (CRB fisso)

7. Angolo anteriore telaio



- ☐ 83° (standard) A = 16 cm, con DP 41 cm
☐ 75° A = 19 cm, con DP 41 cm

8. Campanatura ruote posteriori


- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°

- ☐ Alberini Ø 12mm (default) con bussola 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) c/lungh. bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) c/lungh. bussole 50mm

9. Salva abiti

Salva abiti in carbonio con schienale abbattibile:

- ☐ Fisso con ala in CRB e supporto nero (def.)
☐ Fisso con CRB dritto e supporto nero
☐ Estraibile con ala in CRB e supporto tit.nat.
☐ Estraibile con CRB dritto e supporto tit.nat.




Salva abiti in carbonio con schienale saldato:

- ☐ Fisso con ala in CRB (def.)
☐ Fisso con CRB dritto




10. Antiribaltamento girevole



- ☐ Destro
☐ Sinistro

11. Freni

- ☐ composite



- ☐ a scomparsa



- ☐ standard



Rivenditore

Data.....	Rif. cliente.....
☐ Preventivo	Firma
☐ Ordine n°.....	Peso utente kg.....

PAG.2/2 _ aprile 2024

Hekə

12. Ruote posteriori

- ☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
- ☐ 24" Light (24 raggi) ** vedi scelta colore
- ☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) nere o argento
- ☐ 24" MTB nere - citybike
- ☐ 24" MTB nere - offroad
- ☐ 24" Spinergy
colore raggi.....
- ☐ 25" Spinergy
colore raggi.....
- ☐ 25" Light (24 raggi) nere

**13. Set anodizzato
forcelle & ev.Ruote Light 24"**

- ☒ **Nero** (default)
- ☐ Argento
- ☐ Rosso
- ☐ Azzurro
- ☐ Arancio
- ☐ Viola ciclamino

14. Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro¹
- ☐ Alluminio scuro
- ☐ OVAAL (all.chiaro)^{1,2}
- ☐ OVAALS (all.scuro)^{1,2,3}
- ☐ OVAALG (con inserto in silicone)^{1,2,3}
- ☐ Titanio
- ☐ Gommato (a fusione)
- ☐ CL Curve L^{2,3}
- ☐ Curve L TetraGrip
- ☐ CL Quadro gommati neri^{2,3}
- ☐ CL Gekko neri²
- ☒ Copricorr. in silicone

1: compatibili solo con ruote 24"

2: non compatibili con ruote MTB

3: non compatibile con ruote Star 6x3

15. Coperture

- ☐ Pneum. Schwalbe Marathon Plus
- ☐ Pneum. alta pressione liscie
- ☐ Pneum. alta pressione scolpite 24"
- ☐ Pneum. Schwalbe Right Run
- ☐ Piene 24" KIK

16. Copriraggi

- ◇ Trasparenti 24"
- ◇ Neri
- ◇ Fantasia

codice:
vedi catalogo copiragqi Fantasia


17. Ruotine anteriori

- ☐ 80 3" piena
- ☐ 80 3" piena con luci
- ☐ 100 4" piena cerchio plastica nere
- ☐ 100 4" piena cerchio alluminio
- ☐ 100 4" piena con luci
- ☐ 125 5" piena cerchio plastica
- ☐ 125 5" piena cerchio alluminio
- ☐ 125 5" piena con luci

18. Tasche



- ☐ Tasca sotto sedile oppure ☐ Tasca pendente



- ☐ Portaoggetti ☐ Tasca schienale

**19. Cuscino foderato
in poliuretano espanso**




- ◇ Altezza 3 cm
- ◇ Altezza 5 cm

22. Opzioni

- Tasca portacatetere
- ◇ Cinghia pelvica imbottita a 45°
- ☆ Zainetto nero
- ◇ Protezioni anteriori (neoprene)
- ◇ Pompetta per pneumatici .


20. Archetto schienale titanio Heka

- ☐ Standard
P 7,5 cm
H 19 cm
diametro ø 22 mm
- ☐ H personalizzata
H cm




21. Anteriore telaio titanio profilo ergonomico Heka

- $\square$ anteriore a **V**



Anteriore a V compatibile solo
con pedana chiusa
regolabile in inclinazione

- anteriore
- DRITTO**



Anteriore dritto o a Y
compatibili con qualsiasi
pedana

- anteriore a Y



Note

**Disegno tecnico inviato per
approvazione il:**

Disegno tecnico approvato

il: **da:**