


Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO
 Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.21.06.060
 Schienale regolabile in inclinazione 12.24.06.163
 Nr. Repertorio MDR: 2350920

Legenda

- di serie accessori con maggiorazione
 accessori a N.T. accessori a listino
 accessori a N.T. con maggiorazione

IDRA2.0
 CON **PEDANE**
ESTRAIBILI



IDRA2.0 FISSA ped.estr.
 cod. IDR2FE

IDRA2.0 ASSE REG. ped. estr.
 cod. IDR2RE

- L** Larghezza Sedile 34 36 38 40 42 44
P Profondità Sedile 36 38 40 42 44 46
HS Altezza Schienale 27 29 31 33 35 37 39 41
HA Altezza Sedile Anteriore 46 48 50
HP Altezza Sedile Posteriore 40 42 44 46 48
DP Distanza Sedile Pedana 37 39 41 43 45 47 49

cm

Colore telaio

- Nero lucido Nero opaco
 Bianco perlato Rosso perlato
 Antracite luc.
 Colore.....
 Colore fluo.....
 (vedi catalogo "Colori")

①

Rivestimenti:

Schienale

Sedile

- Telo avvitato
 Telo tensionabile

- Nylon tensionabile
 Tessuto traspirante tens.
 Senza telo schienale,
 per schienale posturale:
 FAMEKH
 altro schienale posturale

②


Colore rivestimento schienale

- Nero (std) sia sedile in nylon avvitato
 sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)
 Colore sedile e schienale in Nylon tens. disponibili:
 arancio, rosso, verde, bluette, azzurro
 Colore schienale traspirante disponibili:
 rosso, grigio

③

**Pedane separate
 estraibili (standard)**

④




84°

20cm

Maniglie di spinta


⑤



- Senza maniglie Maniglie fisse Maniglie regolabili
 in altezza Maniglie a scomparsa

**Distanza tra centro
 mozzo e schienale**


⑥



- 9 cm (standard) 7 cm
 0 cm (biamputati) 11 cm
 3 cm 13 cm
 5 cm

**Inclinazione schienale
 (regolabile)**

⑦



- 89°
91° (standard)
 93°

**Separate in profilo di alluminio
 con predellino regolabile in
 inclinazione:**

⑧

- posizionato
 in avanti posizionato
 indietro



- Cinturini fermapiedi

Campanatura ruote post.

⑨

- 1° 2° 3° 4°

- Alberini Ø12mm (def.) con bussole 42mm
 Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 42mm
 Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 50mm

Salva abiti

⑩

- Alluminio con ala
 in fibra di carbonio Estraibile
 con ala in carbonio
 Carbonio dritto Estraibile

Bracciolo a "L"

⑪

regolabile in altezza
 da 22 cm a 28 cm
 estraibile e ribaltabile



Appoggiagomito

- Tubolare
 Dritto (lungo 26 cm)
 Classico (lungo 23 cm)
 Classico (lungo 30 cm)

Freni

⑫


- a Scomparsa
 Composite



- Standard
 Standard a tiro

**Antiribaltamento
 girevole**

⑬



- Destro
 Sinistro

Note

Rivenditore

Ruote posteriori (14)

- 24" Ultralight (24 raggi) nere
- 24" Light (24 raggi)
- 24" Star 6x3 (18 raggi) nere o argento
- 24" (36 raggi)
- 24" Mountain-bike nere (Citybike)
- 24" Mountain-bike nere (Offroad)
- 24" Spinergy
 colore raggi Spinergy.....Nero(std)
- 25" Spinergy
 colore raggi Spinergy.....Nero(std)
- 25" Light (24 raggi) nere

Coperture

- Pneum. Marathon Plus
- Pneum. alta pressione Lisce
- Pneum. alta pressione Scolpita 24"
- Pneum. Schwalbe Right Run 24"
- Piene KIK 24" non disponibili su ruote Ultralight

Corrimano (15)

- Alluminio chiaro
- Alluminio scuro
- Acciaio cromato 24"
- OVAAL allum. chiaro 24"
- OVAAL allum. scuro 24"
- OVAALG(scuro c/ins.in sil.) 24"
- Titanio
- Gommato (a fusione)
- CL CURVE L 24" neri
- CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
- CL QUADRO gommati neri 24"
- CL GEKKO neri 24"
- ☆ Copricorr. in silicone

OVAAL/S/G: disponibili solo per ruote da 24"
 Solo OVAAL all.CHIARO disponibili con ruote Star 6x3
 CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3
 CarboLife e OVAAL: NON disponibili con ruote MTB

Copriraggi (16)

- ☆ Trasparenti 24"
 - ☆ Neri 24"
 - ☆ Fantasia 24"
 codice:
- (vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Cuscino foderato
 in poliuretano espanso (18)




- ☆ Altezza 3 cm
- ☆ Altezza 5 cm

Ruote anteriori (17)

- 80 (3") piene
- 80 (3") piene con luci
- 100 (4"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
- 100 (4"x1) piene con luci
- 100 (4"x1.1/4) piene cerchio alluminio
- 125 (5"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
- 125 (5"x1.1/4) piene cerchio alluminio
- 150 (6") pneumatiche
- 150 (6") piene

Tasche (19)



- Tasca sotto sedile
- oppure
- Tasca sedile pendente
- ☆ Portaoggetti
- Tasca schienale

Set anodizzato (20)


(Cerchi ruote post. & mozzi LIGHT 24",
 supporto spondine fisse e forcelle)

- Nero
- Argento
- Azzurro
- Rosso
- Arancio
- Viola ciclamino

(Solo ruote Light 24")

Archetto schienale (21)

- Standard: P(archetto) 7,5cm; H(archetto) 19cm; dia 21mm.
- Altro: P.....cm; H.....cm;




Opzioni


- 23 Velcro universale (M+F)
- 24 Velcro "M" (cuscino VICAIR)
- 25 Velcro "M" (uncino) sul sedile
- 26 Velcro "F" (asola) sul sedile
- 27 ◇ Bretellaggio
- 28 ◇ Cintura pettorale
- 29 ◇ Divaricatore a fasce
- 30 ○ Tasca portacatetere
- 31 ☆ Dx ☆ Sx Portastampella
- 32 ☆ Pompeta per pneumatici
- 33 ☆ Set portavaligia
- 34 ☆ Cintura pelvica a 45°
- 35 ☆ Cintura pelvica imb. a 45°
- 36 ☆ Zainetto nero
- 37 ☆ Protezioni anteriori (neoprene)

profilo SEDUTA

- STANDARD (standard)



- profilo SEDUTA ERGONOMICA



Prodotti correlati:

- Cuscino posturale Vicair
- Schienale posturale Samekh
- Schienale posturale Nxt

Note
