

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Rif. cliente _____ Peso Kg _____

Rivenditore

PAG. 1/2
gennaio 2024

Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO
Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.21.06.060
Schienale regolabile in inclinazione 12.24.06.163
Nr. Repertorio MDR: 2350920

Legenda


- ☐ di serie ☐ accessori con maggiorazione
☐ accessori a N.T. accessori a listino
 accessori a N.T. con maggiorazione

IDRA2.0

☐ IDRA2.0 FISSA☐ IDRA2.0 CON ASSE REGOLABILE

- L** Larghezza Sedile ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44
P Profondità Sedile ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46
HS Altezza Schienale ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41
HA Altezza Sedile Anteriore ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
HP Altezza Sedile Posteriore ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48
DP Distanza Sedile Pedana ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49

cm



Colore telaio

- ☐ Nero lucido ☐ Nero opaco
☐ Bianco perlato ☐ Rosso perlato
☐ Antracite luc.
☐ Colore.....
☐ Colore fluo.....
(vedi catalogo "Colori")

①

Rivestimenti:

Sedile

- ☐ Telo avvitato
☐ Telo tensionabile

Schienale

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Tessuto traspirante tens.
☐ Senza telo schienale,
per schienale posturale:
☆ **FAMEKH**
☆ altro schienale posturale

②


Colore rivestimento schienale

- ☐ Nero (std) sia sedile in nylon avvitato
sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)
☐ Colore sedile e schienale in Nylon tens. disponibili:
arancio, rosso, verde, bluette, azzurro
☐ Colore schienale traspirante disponibili:
rosso, verde dry, grigio

③

Pedana Unica Tubolare


④



- ☐ Aperta ☐ Chiusa in carbonio ☐ Chiusa regolabile

Maniglie di spinta


⑤



- ☐ Senza maniglie ☐ Maniglie fisse ☐ Maniglie regolabili in altezza ☐ Maniglie a scomparsa

Distanza tra centro mozzo e schienale


⑥



- ☐ 9 cm (standard) ☐ 7 cm
☐ 0 cm (biamputati) ☐ 11 cm
☐ 3 cm ☐ 13 cm
☐ 5 cm

Inclinazione schienale (regolabile)


⑦



- ☐ 89°
☐ 91° (standard)
☐ 93°

Angolo anteriore telaio

⑧



83° (standard) (A = 16 cm, DP=41 cm)

75° (A = 21 cm, DP=41 cm)

Campanatura ruote post.

⑨

- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°

- ☐ Alberini Ø12mm (def.) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 50mm

Salva abiti

⑩



- ☐ Alluminio con ala in fibra di carbonio



- ☐ Estraibile con ala in carbonio



- ☐ Carbonio dritto



- ☐ Estraibile

Bracciolo a "L"

⑪

regolabile in altezza da 22 cm a 28 cm estraibile e ribaltabile



Appoggia gomito

- ☐ Tubolare
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)

Freni

⑫




- ☐ a Scomparsa
☐ Composite



- ☐ Standard
☐ Standard a tiro

Antiribaltamento girevole

⑬



- ☆ Destro
☆ Sinistro

Note

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Riferimento cliente _____

PAG. 2/2
gennaio 2024

IDRA2.0

Rivenditore

Ruote posteriori

14

- ☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
☐ 24" Light (24 raggi)
☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) nere o argento
☐ 24" (36 raggi)
☐ 24" Mountain-bike nere (Citybike)
☐ 24" Mountain-bike nere (Offroad)
☐ 24" Spinergy
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
☐ 25" Spinergy
colore raggi Spinergy.....Nero(std)
☐ 25" Light (24 raggi) nere

Coperture

- ☐ Pneum. Marathon Plus
☐ Pneum. alta pressione Liscie
☐ Pneum. alta pressione Scolpite 24"
☐ Pneum. Schwalbe Right Run 24"
☐ Pieni KIK 24" non disponibili su ruote Ultralight

Corrimano

15

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Alluminio scuro
☐ Acciaio cromato 24"
☐ OVAAL allum. chiaro 24"
☐ OVAAL allum. scuro 24"
☐ OVAALG(scuo c/ins.in sil.) 24"
☐ Titanio
☐ Gommato (a fusione)
☐ CL CURVE L 24" neri
☐ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
☐ CL QUADRO gommati neri 24"
☐ CL GEKKO neri 24"
☆ Copricorr. in silicone

OVAAL/S/G: disponibili solo per ruote da 24"
Solo OVAAL all.CHIARO disponibili con ruote Star 6x3
CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3
CarboLife e OVAAL: NON disponibili con ruote MTB

Copriraggi

16

- ☆ Trasparenti 24"
☆ Neri 24"
☆ Fantasia 24"
codice:
(vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Cuscino foderato in poliuretano espanso

18



- ☆ Altezza 3 cm
☆ Altezza 5 cm


Ruote anteriori

17

- ☐ 80 (3") piene
☐ 80 (3") piene con luci
☐ 100 (4"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 100 (4"x1) piene con luci
☐ 100 (4"x1.1/4) piene cerchio alluminio
☐ 125 (5"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 125 (5"x1.1/4) piene cerchio alluminio
☐ 150 (6") pneumatiche
☐ 150 (6") piene

Tasche

19



- ☐ Tasca sotto sedile
oppure
☐ Tasca sedile pendente
☆ Portaoggetti
☐ Tasca schienale

Set anodizzato

(Cerchi ruote post. & mozzi LIGHT 24",
supporto spondine fisse e forcelle)

20


- ☐ Nero
☐ Argento
☐ Azzurro
☐ Rosso
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

(Solo ruote Light 24")

Archetto schienale

21

- ☐ Standard: ☐ Altro:
P(archetto) 7,5cm; P.....cm;
H(archetto) 19cm; H.....cm;
dia 21mm.



Opzioni

- 23 ☐ Velcro universale (M+F)
24 ☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
25 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
26 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
27 ◇ Bretellaggio
28 ◇ Cintura pettorale
29 ◇ Divaricatore a fasce
30 ○ Tasca portacatetere
31 ☆ Dx ☆ Sx Portastampella
32 ☆ Pompeta per pneumatici
33 ☆ Set portavaligia
34 ☆ Cinghia pelvica a 45°
35 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
36 ☆ Zainetto nero
37 ☆ Protezioni anteriori (neoprene)




☐ profilo
SEDUTA
STANDARD
(standard)

NB: sedile rigido in CARBONIO
solo per profilo seduta standard




☐ profilo
SEDUTA
ERGONOMICA

☐ ANTERIORE
A Y (standard)




standard:
<L-13cm>

☐ ANTERIORE
A V



(L'anteriore a V e' possibile solo con
pedana regolabile in inclinazione chiusa)

☐ ANTERIORE
DRITTO



(scelta necessaria per
larghezza seduta 34cm)

○Apertura telaio anteriore
.....cm(su misura)

Prodotti correlati:

- Cuscino posturale Vicair
○ Schienale posturale Samekh
○ Schienale posturale Nxt

Note