


Riferimento Codice NOMENCLATORE TARIFFARIO
 Carrozzina pieghevole superleggera 12.21.06.060
 Schienale regolabile in inclinazione 12.24.06.163
 Nr. Repertorio MDR: QPX-AL 2351398 QPX-TI 2351551

Legenda

- di serie accessori con maggiorazione
 accessori a listino accessori a N.T. con maggiorazione

QPX
CON ASSE
REGOLABILE



ALLUMINIO

TITANIO

- L Larghezza sedile 34 36 38 40 42 44
 P Profondità sedile 36 38 40 42 44 46
 HS Altezza schienale 27 29 31 33 35 37 39 41
 HA Altezza sedile anteriore 46 48 50
 HP Altezza sedile posteriore 40 42 44 46 48
 DP Distanza sedile/pedana 37 39 41 43 45 47 49

cm

Colore telaio ①

- Nero lucido Nero opaco
 Bianco perlato
 Titanio lucido (SOLO per QPX-TI)
 Titanio naturale (SOLO per QPX-TI)
 (vedi catalogo "Colori")
 (colori FLUO)


Rivestimento schienale ②

- Schienale in nylon tensionabile
 Schienale in tessuto traspirante
 Senza telo schienale (per schienale posturale)
 Schienale posturale: ☆ **SAMEKH** (scheda a parte)
 ☆ altro

Colore rivestimenti ③


- Nero (std) sia sedile in nylon avitato sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)
 Colore per telo sedile e schienale in Nylon tens. disponibili: arancio, rosso, verde, bluette, azzurro
 Colore per schienale traspirante disponibili: rosso, grigio

A chiusura automatica regolabile in inclinazione in carbonio ④




- Cinturini fermapiedi

Maniglie di spinta ⑤




- Senza maniglie Standard Regolabili in altezza Maniglie a scomparsa

Distanza tra centro mozzo e schienale (std 5-11) ⑥




- 9 cm (standard) 7 cm
 3 cm 11 cm
 5 cm 13 cm

Inclinazione schienale (regolabile) ⑦



- 89°
 91° (standard)
 93°

Angolo anteriore ⑧



- 83° (standard) (A = 16 cm)
 75° (A = 23 cm)

Campanatura ruote posteriori ⑨

- 1° 2°
 3° 4°
 Alberini Ø 12mm (default) con bussole 42mm
 Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) c/lung. bussole 42mm
 Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) c/lung. bussole 50mm

Salva abiti ⑩



- Fisso con ala in fibra di carbonio



- Fisso con carbonio dritto



- Estraibile con ala in fibra di carbonio



- Estraibile con carbonio dritto


Bracciolo a "L" regolabile in altezza da 22cm a 28cm estraibile e ribaltabile ⑪



Appoggiatesta

- Tubolare
 Dritto (lungo 26 cm)
 Classico (lungo 23 cm)
 Classico (lungo 30 cm)

Freni ⑫




- Pieghevoli composite
 A scomparsa

- Standard

- Standard a tiro

Antiribaltamento girevole ⑬



- Destro

- Sinistro

Note

Rivenditore

Ruote Posteriori (14)

- 24" Ultralight (24 raggi) nere
- 24" Light (24 raggi)
- 24" Star 6x3 (18 raggi) nere o argento
- 24" (36 raggi)
- 24" Mountain-bike nere (c/cop.Citybike)
- 24" Mountain-bike nere (c/cop.Offroad)
- 24" 3 razze in CARBONIO
- 24" Spinergy
 colore raggi Spinergy.....Nero(std)
- 25" Spinergy
 colore raggi Spinergy.....Nero(std)
- 25" Light (24 raggi) nere

Coperture

- Pneum. Marathon Plus 24"/25"
- Pneum. alta pressione Lisce 24"/25"
- Pneum. alta pressione Scolpite 24"
- Pneum. Schwalbe Right Run 24"
- Pieni 24" non disponibili su
 nere ruote Ultralight
 KIK

Corrimano (15)

- Alluminio chiaro
- Alluminio scuro
- Acciaio cromato 24"
- OVAAL allum. chiaro 24"
- OVAAL allum. scuro 24"
- OVAALG(scuro c/ins.in sil.) 24"
- Titanio
- Gommato (a fusione)
- CL CURVE L 24" neri
- CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
- CL QUADRO gommati neri 24"
- CL GEKKO neri 24"
- ☆ Copricorr. in silicone

OVAAL/S/G: disponibili solo per ruote da 24"
 Solo OVAAL all.CHIARO disponibili con ruote Star 6x3
 CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3
 CarboLife e OVAAL: NON disponibili con ruote MTB

Copriraggi (16)

- ☆ Trasparenti 24"
- ☆ Neri 24"
- ☆ Fantasia 24"
- codice:
- (vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Set anodizzato (18)

(Cerchi e mozzi ruote posteriori LIGHT, forcelle e accessori)

- Nero (std)
- Argento
- Azzurro
- Rosso
- Arancio
- Viola ciclamino

Ruotine anteriori (17)

- 80 (3") piene L 25 mm
- 80 (3") piene con luci L 25 mm
- 100 (4"x1.1/4) nere piene cerchio plastica
- 100 (4"x1) piene con luci
- 100 (4"x1.1/4) piene cerchio all. L 32 mm
- 125 (5"x1.1/4) nere piene cerchio plastica
- 125 (5"x1.1/4) piene cerchio all. L 32 mm
- 125 (5"x1) piene con luci
- 150 (6") pneumatiche
- 150 (6") piene nere

Tasca sedile (19)




- Tasca sotto al sedile

Cuscino foderato in poliuretano espanso (20)




- Altezza 3 cm
- Altezza 5 cm

ANTERIORE A Y (standard)



ANTERIORE DRITTO (21)



(scelta obbligatoria per larghezza seduta 34cm)

Options

- 22 Velcro "M" (uncino) sul sedile
- 23 Velcro "M" per VICAIR
- 24 Velcro "F" (asola) sul sedile
- 25 Velcro universale (M+F)
- 26 Tasca portacatetere
- 27 Pompetta per pneumatici
- 28 Cinghia pelvica a 45°
- 29 Cinghia pelvica imbottita a 45°
- 30 Zainetto nero
- 31 Protezioni anteriori

Note