

Rivenditore

Riferimento codice NOMENCLATORE TARIFFARIO
 Carrozzina a telaio fisso superleggera12.21.06.060
 Schienale regolabile in inclinazione12.24.06.163
 N° repertorio MDR.....2351552


Legenda
 di serie ○ accessori con maggiorazione
 ☆ accessori a N.T.
 ◇ accessori a N.T. con maggiorazione

QUASAR

○ QUASAR FISSA

○ QUASAR CON ASSE REGOLABILE

- L** Larghezza Sedile 34 36 38 40 42 44
P Profondità Sedile 36 38 40 42 44 46
HS Altezza Schienale 27 29 31 33 35 37 39 41
HA Altezza Sedile Anteriore 46 48 50
HP Altezza Sedile Posteriore 40 42 44 46 48
DP Distanza Sedile Pedana 37 39 41 43 45 47 49



Colore telaio

- Titanio lucido Nero opaco
 Bianco perlato Nero lucido
 Titanio naturale
 Colore (vedi catalogo "Colori")
 Verde fluo Arancio fluo

Rivestimenti:

- Sedile**
 Telo avvitato
 Telo tensionabile
 Rigido in carbonio
- Schienale**
 Nylon tensionabile
 Tessuto traspirante tens.
 Senza telo schienale
 ☆ **FAMEKH** (scheda a parte)
 ☆ altro schienale posturale

Colore rivestimento schienale

- Nero (std) sia sedile in nylon avvitato sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)
 Colore sedile e schienale in Nylon tens. disponibili: arancio, rosso, verde, bluette, azzurro
 Colore schienale traspirante disponibili: rosso, grigio

Pedana Unica Tubolare in Titanio

- Aperta Chiusa in carbonio Chiusa regolabile in inclinazione
-

Maniglie di spinta

- Senza maniglie Maniglie fisse Maniglie regolabili in altezza Maniglie a scomparsa
-

Distanza tra centro mozzo e schienale

- 9 cm (standard) 7 cm
 0 cm (biamputati) 11 cm
 3 cm 13 cm
 5 cm
-

Inclinazione schienale (regolabile)

- 89° 91° (standard) 93°
-

Angolo anteriore telaio

- 83° (standard) (A = 16 cm, con DP41cm)
 75° (A = 21 cm, con DP 41cm)
-

Campanatura ruote posteriori

- 1° 2° 3° 4°
 Alberini Ø12mm (def.) con bussole 42mm
 Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 42mm
 Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 50mm

Salva abiti

- Alluminio con ala in fibra di carbonio Estraibile con ala in carbonio
 Carbonio dritto Estraibile
-

○ Bracciolo a "L"

regolabile in altezza da 22 cm a 28 cm estraibile e ribaltabile

Appoggiagomito

- Tubolare
 Diritto (lungo 26 cm)
 Classico (lungo 23 cm)
 Classico (lungo 30 cm)
-

Freni

- a Scomparsa Composite
 Standard Standard a tiro
-

Antiribaltamento girevole

- ☆ Destro
 ☆ Sinistro
-

Note

Rivenditore

Ruote posteriori (14)

- 24" Ultralight (24 raggi) nere
- 24" Light (24 raggi)
- 24" Star 6x3 (18 raggi) nere o argento
- 24" (36 raggi)
- 24" Mountain-bike nere (Citybike)
- 24" Mountain-bike nere (Offroad)
- 24" Spinergy
 colore raggi Spinergy.....Nero(std)
- 25" Spinergy
 colore raggi Spinergy.....Nero(std)
- 25" Light (24 raggi) nere

Coperture

- Pneum. Schwalbe Marathon Plus
- Pneum. alta pressione Lisce 24"
- Pneum. alta pressione Scolpite 24"
- Pneum. Schwalbe Right Run
- Piene KIK 24"nere

Corrimano (15)

- Alluminio chiaro
- Alluminio scuro
- Acciaio cromato 24"
- OVAAL allum. chiaro 24"
- OVAAL allum. scuro 24"
- OVAALG(scuro c/ins.in sil.) 24"
- Titanio
- Gommato (a fusione)
- CL CURVE L 24" neri
- CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
- CL QUADRO gommati neri 24"
- CL GEKKO neri 24"
- ☆ Copricorr. in silicone

OVAAL/S/G: disponibili solo per ruote da 24"
 Solo OVAAL all. CHIARO disponibili con ruote Star 6x3
 CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3
 CarboLife e OVAAL: NON disponibili con ruote MTB

Copriraggi (16)

- ☆ Trasparenti 24"
 - ☆ Neri 24"
 - ☆ Fantasia 24"
 codice:
- (vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Cuscino foderato
 in poliuretano espanso (18)




- ☆ Altezza 3 cm
- ☆ Altezza 5 cm

Set anodizzato (19)

(Cerchi ruote post. & mozzi LIGHT 24"
 supporto spondine fisse e forcelle)

- Nero
- Argento
- Azzurro
- Rosso
- Arancio
- Viola ciclamino


Tasche (20)



- Tasca sotto sedile
 oppure:
- Tasca sedile pendente
- ☆ Portaoggetti
- Tasca schienale

Archetto schienale (21)

- Standard:
 P(archetto) 7,5cm;
 H(archetto) 19cm;
 dia 19mm.
- Altro:
 P.....cm; ;
 H.....cm



Opzioni


- 23 Velcro universale (M+F)
- 24 Velcro "M" (cuscino VICAIR)
- 25 Velcro "M" (uncino) sul sedile
- 26 Velcro "F" (asola) sul sedile
- 27 Bretellaggio
- 28 Cintura pettorale
- 29 Divaricatore a fasce
- 30 ☆ Dx ☆ Sx Portastampella
- 31 ☆ Pompeta per pneumatici
- 32 ☆ Cinghia pelvica a 45°
- 33 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
- 34 ☆ Protezioni anteriori (neoprene)

profilo SEDUTA STANDARD
 (standard)




NB: sedile rigido in CARBONIO
 solo per profilo seduta standard

profilo SEDUTA ERGONOMICA




ANTERIORE A Y
 (standard)




standard:
 L-13cm

ANTERIORE A V



(L'anteriore a V e' possibile solo con
 pedana regolabile in inclinazione chiusa)

ANTERIORE DRITTO



(scelta consigliata per
 larghezza seduta 34cm)

Configurazione da 7 kg (FISSA)
Configurazione da 7,4 kg (REGOL.)

- Carrozzina 38x40x31 cm
- Rivestimento in nylon
- Colore: Titanio lucido
- Pedana aperta
- Senza maniglie di spinta
- Salva abiti con ala in fibra di carbonio
- Freni a scomparsa
- Ruote Ultralight
- Coperture pnem. alta pressione lisce
- Corrimano Ultralight
- Ruotine anteriori da 80 mm
- Senza tasche
- Portata massima: 100 kg

Note

- Apertura telaio anteriorecm (su misura)
- Telaio rinforzato (per portata 100-120 Kg)