

Ordine N° _____ Preventivo
 Data _____ Firma _____
 Rif. cliente _____ Peso Kg _____


PAG. 1/2
gennaio 2024

Rivenditore _____

Riferimento codice NOMENCLATORE TARIFFARIO
 Carrozzina a telaio fisso superleggera12.21.06.060
 Schienale regolabile in inclinazione12.24.06.163
 N° repertorio MDR.....2351552

Legenda
 di serie ○ accessori con maggiorazione
 ☆ accessori a N.T.
 ◇ accessori a N.T. con maggiorazione

**QUASAR
 GT** crash tested



QUASAR GT CON ASSE FISSO **QUASAR GT CON ASSE REG.**

- L** Larghezza Sedile 34 36 38 40 42 44
P Profondità Sedile 36 38 40 42 44 46
HS Altezza Schienale 27 29 31 33 35 37 39 41
HA Altezza Sedile Anteriore 46 48 50
HP Altezza Sedile Posteriore 40 42 44 46 48
DP Distanza Sedile Pedana 37 39 41 43 45 47 49

- Colore telaio** ①
 Titanio lucido Nero opaco
 Bianco perlato Nero lucido
 Titanio naturale
 Colore
 (vedi catalogo "Colori")
 Verde fluo Arancio fluo

- Rivestimenti:**
Sedile **Schienale** ②
 Telo avvitato Nylon tensionabile
 Telo tensionabile Tessuto traspirante tens.
 Senza telo schienale
 Rigido in carbonio ☆ **FAMEKH** (scheda a parte)
 ☆ altro schienale posturale

- Colore rivestimento schienale** ③
 Nero (std) sia sedile in nylon avvitato
 sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)
 Colore sedile e schienale in Nylon tens. disponibili:
 arancio, rosso, verde, bluette, azzurro
 Colore schienale traspirante disponibili:
 rosso, grigio

Pedana Unica Tubolare in Titanio ④

Aperta Chiusa in carbonio
 Chiusa regolabile in inclinazione

Maniglie di spinta ⑤

Senza maniglie Maniglie fisse Maniglie regolabili in altezza
 Maniglie a scomparsa

Distanza tra centro mozzo e schienale ⑥

9 cm (standard) 7 cm
 0 cm (biamputati) 11 cm
 3 cm 13 cm
 5 cm

Inclinazione schienale (regolabile) ⑦

89°
 91° (standard)
 93°

Angolo anteriore telaio ⑧

83° (standard) (A = 16 cm, con DP41cm)
 75° (A = 21 cm, con DP 41cm)

Campanatura ruote posteriori ⑨

1° 2° 3° 4°

Alberini Ø12mm (def.) con bussole 42mm
 Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 42mm
 Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 50mm

Salva abiti ⑩

Alluminio con ala in fibra di carbonio

Carbonio dritto

⑪

Cintura di sicurezza (inclusa)
 Adesivi per trasporto auto (inclusi)

Freni ⑫

a Scomparsa

Composite

Standard

Standard a tiro

Antiribaltamento girevole ⑬

☆ Destro
 ☆ Sinistro

Note _____

