

Data..... Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....


Riferimento codice NOMENCLATORE TARIFFARIO

Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.21.06.060
 Schienale regolabile in inclinazione 12.24.06.163
 N° repertorio MDR 235190

Legenda

☐ standard (default) ☐ Opzione con magg.
☐ Opzione di serie ☐ accessorio a listino
☐ accessorio a N.T. con eventuale maggior.

L	Larghezza Sedile	☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	
P	Profondità Sedile	☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48
HS	Altezza Schienale	☐ 27	☐ 29	☐ 31	☐ 33	☐ 35	☐ 37	☐ 39	
HA	Altezza Sedile Anteriore	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50	☐ 52	
HP	Altezza Sedile Posteriore	☐ 37 ☐ 44	☐ 38 ☐ 45	☐ 39 ☐ 46	☐ 40 ☐ 47	☐ 41 ☐ 48	☐ 42 ☐ 49	☐ 43 ☐ 50	
DP	Distanza Sedile Pedana	☐ 35 ☐ 43	☐ 36 ☐ 44	☐ 37 ☐ 45	☐ 38 ☐ 46	☐ 39 ☐ 47	☐ 40 ☐ 48	☐ 41 ☐ 49	☐ 42



1. Colore telaio e forcelle

- ☐ Blu metall. ☐ Nero opaco
☐ Grigio metall. ☐ Nero lucido
☐ Fumo di Londra opaco
☐ Blu Klein opaco
☐ Viola opaco
☐ Altro colore (vedi catalogo "Colori"):

☐ Verde fluo ☐ Arancio fluo

2. Eventuali particolari telaio colorati:

- EAR** Elemento Anteriore Regolabile:
☐ come telaio (default)
☐ altro colore:
Piastra porta spondina:
☐ come telaio (default)
☐ altro colore:
 maggiorazione unica.

3. Rivestimenti

- Sedile:**
☐ Telo avvitato
☐ Telo allungabile
☐ Sedile in carbonio
Velcro sedile:
☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile

- Schienale:**
☐ Nylon tensionabile
☐ Traspirante tens.
☐ Senza telo schienale
☒ FAMEKH (scheda a parte)
☐ altro sch. posturale
 mod:


Colore

- ☐ Nero (default)
☐ Azzurro¹
☐ Bluette¹
☐ Arancio¹
☐ Verde¹
☐ Rosso^{1,2}
☐ Grigio²

1: colori nylon tensionabile
 2: colori schienale traspirante


4. Pedana

- ☐ Chiusa regolabile in inclinazione




scelta necessaria in caso di anteriore a V

- ☐ Chiusa in carbonio







disponibili esclusivamente con anteriore dritto

- ☐ Aperta nera



5. Maniglie di spinta

- ☐ Senza maniglie ☐ Maniglie fisse ☐ Maniglie regolabili in altezza ☐ Maniglie a scomparsa



6. Distanza tra schienale e centro mozzo COG




RANGE 1:

- ☐ 5 cm
☐ 7 cm
☐ 9 cm (default)
☐ 11 cm
☐ 13 cm
☐ 15 cm

RANGE 2:


- ☐ 0 cm
☐ 2 cm
☐ 4 cm
☐ 6 cm
☐ 8 cm
☐ 10 cm

7. Inclinazione schienale regolabile



- ☐ 89°
☐ 91° (default)
☐ 93°

8. Angolo anteriore telaio




- ☐ 90° (standard)
 A = 16 cm, con DP 41 cm
☐ 95°
 A = 22 cm, con DP 41 cm

9. Campanatura ruote posteriori


- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°

- ☐ Alberini Ø 12mm con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) c/lungh. bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) c/lungh. bussole 50mm

10. Salva abiti



- ☐ In plastica




- ☐ In fibra di carbonio

11. Braccioli a L

- ☐ fisso
☐ ribaltabile


regolabile in altezza da 22 a 28 cm, estraibile



Appoggiagomito

- ☐ Tubolare
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)

12. Antiribaltamento girevole



- ☒ Destro
☒ Sinistro


13. Freni

- ☐ standard


- ☐ a tiro



- ☐ composite



- ☐ a scomparsa



Data..... Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

Rivenditore

PAG.2/2 _ gennaio 2024

THEMIS

14. Ruote posteriori

- ☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
☐ 24" Light (24 raggi) ** vedi scelta set anod.
☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) nere
☐ 24" MTB nere - citybike
☐ 24" MTB nere - offroad
☐ 24" Spinergy
col.raggi (nero def.)
☐ 25" Spinergy.
col.raggi (nero def.)
☐ 25" Light (24 raggi) nere

15. Ruote Light 24" ** cerchio e mozzo (più eventuali forcelle)

- ☐ Nero (default)
☐ Argento
☐ Rosso
☐ Azzurro.
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

16. Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
☐ OVAAL Alluminio chiaro 24"²
☐ Alluminio scuro
☐ Acciaio cromato 24"³
☐ Titanio
☐ Gommato (a fusione)
☐ OVAALS (all.scuro)^{1,2,3}
☐ OVAALG (scuro c/ins.in sil.)^{1,2,3}
☐ CL Curve L 24"^{2,3}
☐ Curve LTetraGrip 24"^{1,2,3}
☐ CL Quadro gomm.neri 24"^{1,2,3}
☐ CL Gekko neri
☐ Copricorr. in silicone

1: compatibili solo con ruote da 24"
2: non compatibili con ruote MTB
3: non compatibile con ruote Star 6x3

17. Coperture

- ☐ Pneum. Schwalbe Marathon Plus
☐ Pneum. alta pressione lisce
☐ Pneum. alta pressione scolpite 24"
☐ Pneum. Schwalbe Right Run
☐ Pieni 24" KIK NERE


18. Copriraggi

- ◇ Trasparenti
◇ Neri
◇ Fantasia

codice:
vedi catalogo copriraggi Fantasia


19. Ruotine anteriori

- ☐ 80 3" piene
☐ 80 3" piene con luci
☐ 100 4" piene cerchio plastica nere
☐ 100 4" piene cerchio alluminio
☐ 100 4" piene con luci
☐ 125 5" piene cerchio plastica
☐ 125 5" piene cerchio alluminio
☐ 125 5" piene con luci
☐ 150 6" pneumatiche
☐ 150 6" piene


20. Tasche

- ☐ Tasca sotto sedile
oppure

- ☐ Tasca pendente



☐ Portaoggetti



☐ Tasca schienale

21. Cuscino foderato in poliuretano espanso


- ◇ Altezza 3 cm
◇ Altezza 5 cm

24. Opzioni


- △ Bretellaggio
△ Cintura pettorale
△ Divaricatore a fasce
☐ Tasca portacatetere
(NB necessario sedile intero)
Portastampella:
◇ Singolo DX ◇ Singolo SX
◇ Pompeta per pneumatici
◇ Cinghia pelvica a 45°
◇ Cinghia pelvica imbottita a 45°
◇ Protezioni anteriori (neoprene)

22. Archetto schienale

- ☐ Standard
P 7,5 cm
H 19 cm
diametro ø 21 mm
☐ Personalizzato
P cm
H cm


**Note****23. Anteriore**

- ☐ anteriore a V



Compatibile solo con pedana chiusa regolabile in inclinazione

- ☐ anteriore DRITTO



Compatibile con qualsiasi pedana