

Rivenditore

Data..... Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

PAG.1/2 _ gennaio 2024

THEMIS
PRESTIGE


Riferimento codice NOMENCLATORE TARIFFARIO

Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.21.06.060
 Schienale regolabile in inclinazione 12.24.06.163
 N° repertorio MDR 2351590

Legenda

☐ standard (default) ☐ Opzione con magg.
☐ Opzione di serie ☐ accessorio a listino
☐ accessorio a N.T. con eventuale maggior.

L Larghezza Sedile	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41
	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	
P Profondità Sedile	☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48
								☐ 50
HS Altezza Schienale	☐ 27	☐ 29	☐ 31	☐ 33	☐ 35	☐ 37	☐ 39	
HA Altezza Sedile Anteriore	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	
	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	☐ 51	☐ 52		
HP Altezza Sedile Posteriore	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	
	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	
DP Distanza Sedile Pedana	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	
	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47		



1. Colore telaio

- ☐ Blu metallizzato ☐ Blue Klein opaco
☐ Antracite lucido ☐ Fumo di Londra opaco
☐ Nero lucido ☐ Nero opaco
☐ Bianco perlato ☐ Tiffany
☐ Champagne ☐ Viola opaco
☐ Colore (vedi catalogo "Colori")
☐ Colore fluo
☐ RAL o CANGIANTE..... lucido o opaco

2. Rivestimenti

Sedile:

- ☐ Nylon nero (default)
☐ Sedile rigido in carbonio

Velcro:

- ☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile

Schienale:

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Traspirante tens.
☐ Senza telo schienale
☐ FAMEKH (scheda a parte)
☐ altro sch. posturale
 mod:

Colore


- ☐ Nero (default)
☐ Azzurro¹
☐ Bluette¹
☐ Arancio¹
☐ Verde¹
☐ Rosso^{1,2}
☐ Grigio²

1: colori nylon tensionabile



2: colori schienale traspirante

3. Pedana

- ☐ Chiusa regolabile in inclinazione







- ☐ Chiusa in carbonio ☐ Aperta nera



disponibili esclusivamente con anteriore dritto

4. Maniglie di spinta

- ☐ Senza maniglie ☐ Maniglie fisse ☐ Maniglie a scomparsa ☐ Maniglie regolabili in altezza



5. Distanza tra schienale e centro mozzo COG




RANGE 1:

- ☐ 5 cm
☐ 7 cm
☐ 9 cm (default)
☐ 11 cm
☐ 13 cm
☐ 15 cm

RANGE 2:

- ☐ 0 cm
☐ 2 cm
☐ 4 cm
☐ 6 cm
☐ 8 cm
☐ 10 cm


6. Inclinazione schienale



- ☐ 89°
☐ 91° (default)
☐ 93°

- ☐ Abbattibile e regolabile in inclinazione
☐ Fisso, saldato

7. Angolo anteriore telaio




- ☐ 83° (standard)
 A = 14 cm, con DP 41 cm
☐ 75°
 A = 19 cm, con DP 41 cm

8. Campanatura ruote posteriori

- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°


- ☐ Alberini Ø 12mm (default) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) c/lungh. bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) c/lungh. bussole 50mm

9. Salva abiti



- ☐ fissi
☐ estraibili
☐ con ala in carbonio (default)
☐ con ala in carbonio dritta

10. Antiribaltamento girevole




- ☐ Destro
☐ Sinistro

11. Freni

- ☐ a scomparsa



- ☐ composite



- ☐ standard



Rivenditore

Data..... Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

PAG.2/2 _ gennaio 2024

THEMIS
PRESTIGE**12. Ruote posteriori**

- ☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
☐ 24" Light (24 raggi) ** vedi scelta colore
☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) nere
☐ 24" MTB nere - citybike
☐ 24" MTB nere - offroad
☐ 24" Spinergy
colore raggi
☐ 25" Spinergy
colore raggi
☐ 25" Light (24 raggi) nere

13. Ruote Light 24" ** cerchio e mozzo (più eventuali forcelle)

- ☐ **Nero (default)**
☐ Argento
☐ Rosso
☐ Azzurro
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

14. Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Alluminio scuro
☐ OVAAL (all.chiaro)^{1,2}
☐ OVAALS (all.scuro)^{1,2,3}
☐ OVAALG (con inserto in silicone)^{1,2,3}
☐ Titanio
☐ Gommato (a fusione)
☐ CL 24" Curve L^{2,3}
☐ Curve L TetraGrip
☐ CL Quadro gommati neri^{1,2,3}
☐ CL 24" Gekko neri²
◇ Copricorr. in silicone

1: compatibili solo con ruote 24"

2: non compatibili con ruote MTB

3: non compatibile con ruote Star 6x3

15. Coperture

- ☐ Pneum. Schwalbe Marathon Plus
☐ Pneum. alta pressione lisce
☐ Pneum. alta pressione scolpite 24"
☐ Pneum. Schwalbe Right Run
☐ Pieni 24" KIK nere.


16. Copriraggi

- ◇ Trasparenti 24"
◇ Neri
◇ Fantasia....

codice:
vedi catalogo copriraggi Fantasia


17. Ruotine anteriori

- ☐ 80 3" piene
☐ 80 3" piene con luci
☐ 100 4" piene cerchio plastica nere
☐ 100 4" piene cerchio alluminio
☐ 100 4" piene con luci
☐ 125 5" piene cerchio plastica
☐ 125 5" piene cerchio alluminio
☐ 125 5" piene con luci

18. Tasche

- ☐ Tasca sotto sedile
oppure

- ☐ Tasca pendente

☐ Portaoggetti☐ Tasca schienale**19. Cuscino foderato in poliuretano espanso**

◇ Altezza 3 cm


◇ Altezza 5 cm

22. Opzioni


- △ Divaricatore a fasce
☐ Tasca portacatetere
◇ Pompetta per pneumatici .
◇ Cinghia pelvica imbottita a 45°
☆ Zainetto nero
◇ Protezioni anteriori (neoprene)

20. Archetto schienale

- ☐ Standard
P 7,5 cm
H 19 cm
diametro ø 21 mm
☐ Personalizzato
P cm
H cm


**Note****21. Anteriore profilo ergonomico**

- ☐ anteriore a V



Compatibile solo con pedana chiusa
regolabile in inclinazione

- ☐ anteriore **DRITTO**



Compatibile con qualsiasi
pedana

