

Rivenditore

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
 Data _____ Firma _____
 Rif. cliente _____ Peso utente kg _____

PAG. 1/2
gennaio 2024

Rif. Cod. NOMENCLATORE
 TARIFFARIO: Carrozzina pieghevole
 superleggera 12.21.06.060
 Nr. Repertorio MDR: 2351673


Legenda

- ☐ di serie ☐ accessori con maggiorazione
 ☆ accessori a listino
 ◇ accessori a N.T. con maggiorazione

VEGA.E

L Larghezza Sedile	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 (barra tenditrice obbligatoria a parte)
P Profondità Sedile	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☒ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
HS Altezza Schienale	☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49 (include barra tenditrice)
HA Altezza Sedile Anteriore	☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☒ 50 ☐ 52 ☐ 54
HP Altezza Sedile Posteriore	☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☒ 46 ☐ 48 ☐ 50
DP Distanza Sedile Pedana	☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49 ☐ 51

cm

**Colore telaio**

- ☐ Nero opaco ☐ Nero lucido ☐ Rosso Perlato
☐ Bianco perlato ☐ Blu metallizzato ☐ Grigio metallizzato
☐ Colore (vedi catalogo "Colori")
☐ Fluo..... (vedi catalogo "Colori")

①

Rivestimento schienale

- ☐ Schienale in nylon tensionabile
☐ Schienale in tessuto traspirante
☐ Senza telo schienale
 Schienale posturale: ☆ **FAMEKH**
 (allegare scheda) ☆ altro.....

Colore rivestimento


(solo rivestimento in Nylon)

- ☐ Nero
☐ Rosso ☐ Arancio
☐ Bluette ☐ Verde
☐ Azzurro

③

Pedane estraibili

(a=74° C=9cm)
 (con DP=43cm)
 (standard)
 (NB: ruotine anteriori max 150)

**Pedane estraibili**


(a=65° C=13cm)
 (con DP=43cm)

**Pedane elevabili**
(estraibili)

④

Separate in plastica

(solo DP > 35 cm e L = da 38 a 46 cm)




- ◇ Cinturini fermapiedi
 ☆ Cinturini fermatallon

⑤

Separate in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione:

- ☐ posizionato in avanti



- ☐ posizionato indietro




⑥


Unica in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione

(non disponibile con pedane estraibili)


- ☐ posizionato in avanti



- ☐ posizionato indietro



- ☐ Apribile verso l'esterno




- ◇ Cinturini fermapiedi

⑦

Salva abiti

- ☐ Plastica
☐ Alluminio in tinta
☐ Fibra di carbonio
☐ Plastica avvolgente

⑧


Bracciolo Desk estraibile - h 22 cm

- ☐ Aperto con salva abito (solo con HP > 42 cm)
☐ Chiuso
☐ Alto 27 cm dal sedile
☐ Ribaltabile

Appoggiaomito


- ☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Tubolare (solo con bracciolo aperto)
☐ Emiplegico DX
☐ Emiplegico SX

⑨

Bracciolo a "L" ribaltabile, regolabile in altezza da 22 a 28 cm
(non estraibile, aperto con salvabiti)**Appoggiaomito**

- ☐ Tubolare
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)

⑩


Bracciolo a "U" estraibile - h 22 cm

- ☐ Aperto con salva abito (solo con HP > 42 cm)
☐ Chiuso
☐ Ribaltabile

Appoggiaomito

- ☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Dritto (lungo 36 cm)
☐ Tubolare (solo con bracciolo aperto)
☐ Emiplegico DX
☐ Emiplegico SX

⑪

Bracciolo regolabile in altezza (solo chiuso) (a partire da P36)**Appoggiaomito**

- ☐ Classico (lungo 30 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Emiplegico DX
☐ Emiplegico SX

(Altezza minima 26 cm)

⑫

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
 Data _____ Firma _____
 Riferimento cliente _____

PAG. 2/2
 gennaio 2024

VEGA.E

Ruote posteriori ⑬

- ☐ 24" (36 raggi) ☐ 24" MTB Citybike
☐ 22" (36 raggi) ☐ 24" MTB Offroad
☐ 20" (36 raggi) ☐ 24" Star 6x3(18 raggi)
☐ 12" (previa aut. tecnica, senza passaggi stretti)
☐ 24" Light (24 raggi)
☐ 24" Ultralight 24 raggi
☐ 24" Spinergy

Coperture

- ☐ 24" Pneumatiche Marathon Plus
☐ Pneum. alta press. Scolpite
☐ Pneum. alta press. Lisce
☐ Pieni KIK 24"
 neri (non disp. con ruote Ultralight)

Corrimano ⑭

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Alluminio scuro
☐ Acciaio cromato 24"
☐ OVAAL allum. chiaro 24"
☐ OVAAL allum. scuro 24"
☐ OVAALG(scuo c/ins.in sil.) 24"
☐ Titanio
☐ Gommato (a fusione)
☐ CL CURVE L 24" neri
☐ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
☐ CL QUADRO gommato neri 24"
☐ CL GEKKO neri 24"
☐ Copricorr. in silicone
 OVAAL/S/G: solo 24" Stan3 OVAAL o GEKKO
 CarboLife e OVAAL: NON disp.x MTB

Copriraggi ⑮


- ☆ Trasparenti 24"
 ☆ Neri 24"
 ☆ Fantasia 24"
 codice:
 (vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Ruotine anteriori ⑯


- ☐ 100 (4"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 100 (4"x1) piene con luci
☐ 100 (4"x1.1/4) piene cerchio all.
☐ 125 (5"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 125 (5"x1.1/4) piene cerchio all.
☐ 150 (6") pneumatiche
☐ 150 (6") piene nere
☐ 175 (7") piene nere (solo con estraibile 65")
☐ 175 (7") pneumatiche (solo con estraibile 65")

Posteriore ⑰

- ☐ Con ruotine per passaggi stretti standard




- ☆ Con ruotine per passaggi stretti a leva




(Il dispositivo a leva impone l'altezza posteriore del sedile HP= da 44 a 48 cm)

- ☐ Senza ruotine per passaggi stretti



Posteriori curvi

- ☐ senza campanatura ☐ con campanatura



(con posteriori curvi non è possibile montare le ruotine con passaggi stretti)

⑰

Dispositivo di sbilanciamento ⑱

- ☐ Destro ☐ Destro
☐ Sinistro ☐ Sinistro
 (Solo con posteriore dritto) (Solo con posteriore curvo)

Antiribaltamento

(Solo con posteriore dritto)

- ☆ Destro

- ☆ Sinistro

Antiribaltamento girevole

(Solo con posteriore curvo)

- ☆ Destro

- ☆ Sinistro

Monoguida ⑲

(Solo con ruote da 24" o 22")


- ◇ Destra
 ◇ Sinistra



(Solo con campanatura 0°)



⑲

☆ Passo prolungato ⑳




Maniglie di spinta ㉑

- ☐ Standard ☐ Schienale con snodo
 (non consente la barra tenditrice. Non consentito con schienale reclinabile)
☐ Regolabili in altezza



Divaricatore ㉒




- ◇ 1 ◇ 3 ◇ 5 ◇ 7 cm

- ◇ cm

Scegliere o specificare l'altezza dal telo sedile

㉒

Spinte Laterali ㉓



- ◇ Destra

- ◇ Sinistra

Specificare l'altezza "h"

Tavolino ㉔

- △ Trasparente *
 △ Dx △ Sx Traspar. Emiplegico *
 △ Plastica grigia
 △ Morbido imbottito *


specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio
 * per larghezza seduta 50cm il tavolo deve essere di misura XL
 (Solo con braccioli)



㉔

Appoggiatesta ㉕

A telino




- ☆ Fisso
 ☆ Regolabile in altezza

Orbitale


- △ Avvolgente



- △ Sagomato



- △ Con supporti laterali



Specificare le dimensioni "h" & "d" dove richiesto
 Standard: h = 20 cm d = 15 cm

h = cm d = cm

Cuscino foderato ㉖

in poliuretano espanso



- ☆ Altezza 3 cm

- ☆ Altezza 5 cm

Set anodizzato ㉗

(Cerchi ruote post. & mozzi ruote 24" LIGHT e forcelle)

- ☐ Nero
☐ Argento
☐ Azzurro
☐ Rosso
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino


(Solo ruote 24" Light)

㉖

Freni (Soggetti a limitazioni di configurazione) ㉗

- ☐ Classici leva corta
☐ Classici leva corta a tiro
☐ Classici leva lunga
☐ A scomparsa
☐ Monofreno dx
☐ Monofreno sx
☐ A tamburo
☐ A tamburo + classici

Distanza tra centro mozzo e schienale ㉘



- ☐ 2,5 cm

- ☐ 5 cm (std)

- ☐ 7,5 cm

(Con HP=44 cm)

Note

Opzioni

- 28 ☐ Velcro universale (M+F)
 29 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
 30 ☐ Velcro "M" per VICAIR
 31 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
 32 ☐ Pattina di unione sedile-schienale
 33 ◇ Bretellaggio
 34 ◇ Cintura pettorale
 35 ◇ Divaricatore a fasce
 36 ☐ Tasca portacateteri
 37 ☆ Barra tenditrice
 38 Portastampella ☆ Dx ☆ Sx
 39 Portast. doppio ☆ Dx ☆ Sx
 40 ☆ Pompetta (per pneumatici)
 41 ☆ Cinghia pelvica a 45°
 42 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
 43 ☆ Zainetto nero

Note